

# HDL CHOLESTEROL DIRECT

Cat. No.	Pack Name	Packaging (Content)
BLT00030	HDL C DIRECT 240	R1: 3 × 60 mL, R2: 3 × 20 mL, instruction for use



## INTENDED USE

The kit is intended for *in vitro* photometric quantitative determination of HDL cholesterol in human serum and plasma on various automatic systems. In combination with other parameters it is intended for screening, monitoring and diagnosis of coronary heart disease. For professional use in clinical laboratory only.

## CLINICAL SIGNIFICANCE


High-density lipoproteins (HDL) compose one of the major classes of plasma lipoproteins. They are synthesized in liver as complexes of apolipoprotein and phospholipid and are capable of picking up cholesterol and carrying it from arteries to the liver, where the cholesterol is converted to bile acids and excreted into the intestine.

An inverse relationship between HDL Cholesterol (HDL C) levels in serum and the incidence/prevalence of coronary heart disease (CHD) has been demonstrated in a number of epidemiological studies. The importance of HDL C as a risk factor for CHD is now recognized.

Accurate measurement of HDL C is of vital importance when assessing patient's risk for CHD.

## PRINCIPLE

Antihuman  $\beta$ -lipoproteins antibody in the R1 binds to lipoproteins (LDL, VLDL and chylomicrons) other than HDL. The antigen-antibody complexes formed blocked enzyme reaction when R2 is added. Cholesterol esterase (CHE) and cholesterol oxidase (CHO) in R2 react only with HDL cholesterol. Hydrogen peroxide ( $H_2O_2$ ) produced by the enzyme reactions with HDL cholesterol yields a blue colour complex upon oxidative condensation of F-DAOS [N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfo-propyl)-3,5-dimethoxy-4-fluoroaniline, sodium salt] and 4-aminoantipyrine (4-AAP) in the presence of peroxidase (POD)<sup>1,2,3</sup>.



The absorbance of the blue dye at 600 nm is proportional to the HDL cholesterol concentration in the sample.

## REAGENT DESCRIPTION AND COMPOSITION

R1		
Good's buffer (pH 7.0)	30	mmol/L
4-aminoantipyrine	0.9	mmol/L
Peroxidase	2.4	kU/L
Ascorbate oxidase	2.7	kU/L
Antihuman $\beta$ -lipoproteins antibody		

R2		
Good's buffer (pH 7.0)	30	mmol/L
Cholesterol esterase	4	kU/L
Cholesterol oxidase	2.0	kU/L
F-DAOS	0.8	mmol/L

## COMPOSITION OF REACTION MIXTURE

Good's buffer (pH 7.0)	29.8	mmol/L
4-aminoantipyrine	0.67	mmol/L
F-DAOS	0.2	mmol/L
Peroxidase	1.8	kU/L
Ascorbate oxidase	2.0	kU/L
Cholesterol esterase	1.0	kU/L
Cholesterol oxidase	5.0	kU/L
Antihuman $\beta$ -lipoproteins antibody		

## REAGENT PREPARATION

Reagents are liquid, ready to use.

## MATERIAL REQUIRED BUT NOT PROVIDED WITH THE DEVICE

Any instrument with temperature control of  $37 \pm 0.5$  °C that is capable of reading absorbance at 600/700 nm may be used, general laboratory equipment.

HDL C CAL, Cat. No. BLT00072  
 ERBA NORM 4x5, Cat. No. BLT00080  
 ERBA NORM 10x5, Cat. No. XSYS0123  
 ERBA PATH 4x5, Cat. No. BLT00081  
 ERBA PATH 10x5, Cat. No. XSYS0124

## STABILITY AND STORAGE

The unopened reagents are stable till the expiry date stated on the bottle and kit label when stored at 2–8 °C. After opening, reagents are stable until expiry date at 2–8 °C if stored at appropriate conditions, closed carefully, protected from light and without any contamination.

## SPECIMEN COLLECTION AND HANDLING

It is recommended to follow ISO 15189 and laboratory instruction.

For specimen collection and preparation only use suitable tubes or collection containers.

Only the specimens listed below were tested and found acceptable.

Serum.

Plasma: Li-heparin plasma.

Fasting and non-fasting samples can be used<sup>4,5</sup>.

The sample types listed were tested with a selection of sample collection tubes that were commercially available at the time of testing, i.e. not all available tubes of all manufacturers were tested. Sample collection systems from various manufacturers may contain differing materials which could affect the test results in some cases. When processing samples in primary tubes (sample collection systems), follow the instructions of the tube manufacturer. Centrifuge samples containing precipitates before performing the assay.

See the limitations and interferences section for details about possible sample interferences.

Stability in serum / plasma <sup>6</sup> :	2 days at	20–25 °C
	7 days at	4–8 °C
	3 months at	-20 °C

Discard contaminated specimens.

## CALIBRATION

Calibration with HDL C CAL is recommended.

2 point calibration (blank and calibrator); distilled water is recommended as blank

Calibration frequency: it is recommended to do a calibration

- after reagent lot change
- as required by internal quality control procedures

## QUALITY CONTROL

For quality control ERBA NORM and ERBA PATH are recommended.

The control intervals and limits should be adapted according to each individual laboratory's requirements. Values obtained should fall within the defined intervals. Each laboratory should establish corrective measures to be taken if values fall outside the defined limits.

## TRACEABILITY

This method, HDL/LDL calibrator and controls ERBA NORM and ERBA PATH have been standardized against the US CDC Reference Method UCMH.

## ASSAY PROCEDURE

Wavelength: 600/700 nm

Cuvette: 1 cm

	Reagent blank	Calibrator	Sample
Reagent 1	0.900 mL	0.900 mL	0.900 mL
Sample	–	–	0.010 mL
Calibrator	–	0.010 mL	–
Distilled water	0.010 mL	–	–

Mix and after 5 min. incubation read the initial absorbance for blank  $A_{bl}$ , sample  $A_{sam}$  and calibrator  $A_{cal}$ .

	0.300 mL	0.300 mL	0.300 mL
Reagent 2			

Mix and after 5 min. incubation read the final absorbance for blank  $A_{bl}$ , sample  $A_{sam}$  and calibrator  $A_{cal}$ . Calculate resulting absorbance like the difference between the final and initial absorbance  $A = (A_{FINAL} - A_{INITIAL})$ .

## CALCULATION

$$\text{HDL cholesterol (mg/dL)} = \frac{A_{sam} - A_{bl}}{A_{cal} - A_{bl}} \times C_{cal}$$

$C_{cal}$  = calibrator concentration

## UNIT CONVERSION

mg/dL × 0.026 = mmol/L

## EXPECTED VALUES<sup>15</sup>

In serum:	Male	Female
5–9 y	38–75	36–73 mg/dL
10–14 y	37–74	37–70 mg/dL
15–19 y	30–63	35–74 mg/dL
20–24 y	30–63	33–79 mg/dL
25–29 y	31–63	37–83 mg/dL
30–34 y	28–63	36–77 mg/dL
35–39 y	29–62	34–82 mg/dL
40–44 y	27–67	34–88 mg/dL
45–49 y	30–64	34–87 mg/dL
50–54 y	28–63	37–92 mg/dL
55–59 y	28–71	37–91 mg/dL
60–64 y	30–74	38–92 mg/dL
65–69 y	30–75	35–96 mg/dL
>69 y	31–75	33–92 mg/dL

## Adult Treatment Panel III classification<sup>16</sup>:

Low <40 mg/dL  
 High >59 mg/dL

It is recommended that each laboratory verifies this range or derives reference interval for the population it serves.

## ANALYTICAL PERFORMANCE

Data contained within this section is representative for performance on ERBA XL-640 automatic system. Data obtained in your laboratory may differ from these values.

**Limit of quantification:** 0.48 mg/dL

Limit of quantification represents the lowest measurable analyte level. It is calculated as the determined activity of diluted sample to have CV <20% (n = 30).

**Linearity:** 208 mg/dL

Linearity is the highest measured activity with recovery within  $\pm 10$  % from theoretical value.

## Precision:

Precision was determined by using controls in an internal protocol with repeatability (n = 20) and intermediate precision (2 aliquots per run, 2 run per day, 20 days). The following results were obtained:

Repeatability	Mean (mg/dL)	SD (mg/dL)	CV (%)
Sample 1	41.7	0.29	0.70
Sample 2	79.9	0.47	0.59

Intermediate precision	Mean (mg/dL)	SD (mg/dL)	CV (%)
Sample 1	41.1	1.05	2.55
Sample 2	79.6	1.84	2.31

## Accuracy

Two different validated control materials were used. Determined bias is -3.7 % at the target value 55.4 mg/dL and -6.9 % at the target value 83.8 mg/dL.

## Comparison

A comparison between XL-640 automatic system HDL CHOLESTEROL DIRECT (y) and a commercially available test (x) using 130 samples gave following results:

Linear regression:  
 $y = 1.047x - 4.550$  mg/dL  $r = 0.982$

Passing-Bablok<sup>17</sup>:  
 $y = 1.047x - 4.654$  mg/dL  $r = 0.985$

## Interferences

**Criterion:** Recovery within  $\pm 10$  % of initial value of cholesterol concentration in the sample without interfering substance.

Following substances do not interfere: haemoglobin up to 12.5 g/L, bilirubin up to 40 mg/dL, triglycerides up to 850 mg/dL.

N-acetylcysteine, Metamizole and Acetaminofen (Paracetamol) including its metabolite N-acetyl-p-benzoquinone imine may cause false-negative results<sup>18,19</sup>.

## Limitations:

- Deteriorated reagents (e.g. exceeding the storage temperature) may give incorrect results. Maximum allowable absorbance of the reagent blank measured at 600 nm against the distilled water is 0.3.
- High concentration of haemoglobin, bilirubin and triglycerides in sample can interfere with determination of HDL cholesterol. See paragraph Interferences.

## WARNING AND PRECAUTIONS

For *in vitro* diagnostic use. To be handled by entitled and professionally educated person. Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

## Health protection

Used animal-source materials are accompanied by an official state veterinarian health certificate. The animal components were collected from healthy animals under the care of a registered veterinarian and were apparently free from infectious and contagious diseases and injurious parasites. However, this material should be handled as though capable of transmitting infectious diseases.

## Hazards identification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008

### R1

UF1: PAWG-4WA6-3J5S-PM0Q



### Warning

Contains: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

### Hazard statement:

H317 May cause an allergic skin reaction.

### Precautionary statement:

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.

P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.

P333 + P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

### R2

EUH208 Contains reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. May produce an allergic reaction.

## WASTE MANAGEMENT

Please refer to local legal requirements.

# HDL CHOLESTEROL DIRECT

Kat. č.	Název	Balení
BLT00030	HDL C DIRECT 240	R1: 3 × 60 ml, R2: 3 × 20 ml, návod k použití



## ÚČEL POUŽITÍ


Diagnostická souprava pro fotometrické kvantitativní *in vitro* stanovení HDL cholesterolu v lidském séru a plazmě na různých automatických systémech. V kombinaci s dalšími parametry je souprava určena pro screening, monitorování a diagnostiku ischemické choroby srdeční. Pouze pro odborné použití v klinických laboratořích.

## KLINICKÝ VÝZNAM

Lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL) tvoří jednu z hlavních tříd plazmatických lipoproteinů. Jsou syntetizovány v játrech jako komplexy apolipoproteinu a fosfolipidů a jsou schopny zachycovat cholesterol a přenášet ho z tepen do jater, kde se cholesterol přeměňuje na žlučové kyseliny a vylučuje se do střeva. Inverzní vztah mezi hladinami HDL cholesterolu (HDL C) v séru a výskytem/prevalencí koronární srdeční choroby (CHD) byl prokázán v řadě epidemiologických studií. Význam HDL C jako rizikového faktoru pro CHD je nyní uznáván. Přesné měření HDL C má zásadní význam při posuzování rizika CHD u pacientů.

## PRINCIP METODY

Protilátka proti lidským  $\beta$ -lipoproteinům v R1 se váže na jiné lipoproteiny (LDL, VLDL a chylomikrony) než HDL. Vytvořené komplexy antigen-protilátka blokují enzymovou reakci po přidání R2. Cholesterolesteráza (CHE) a cholesteroxidáza (CHO) v R2 reagují pouze s HDL cholesterolem. Peroxid vodíku ( $H_2O_2$ ) vznikající při reakcích enzymů s HDL cholesterolem poskytuje modře zbarvený komplex při oxidační kondenzaci F-DAOS [N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxy-4-fluoroanilin, sodná sůl] a 4-aminoantipyrinu (4-AAP) v přítomnosti peroxidázy (POD)<sup>1,2,3</sup>.



Absorbance modrého barviva měřená při 600nm je úměrná koncentraci HDL cholesterolu ve vzorku.

## SLOŽENÍ ČINIDEL

R1		
Goodův pufr (pH 7,0)	30 mmol/l	
4-aminoantipyrin	0,9 mmol/l	
Peroxidáza	2,4 kU/l	
Askorbatoxidáza	2,7 kU/l	
Protilátka proti lidským $\beta$ -lipoproteinům		

R2		
Goodův pufr (pH 7,0)	30 mmol/l	
Cholesterolesteráza	4 kU/l	
Cholesteroxidáza	20 kU/l	
F-DAOS	0,8 mmol/l	

## SLOŽENÍ REAKČNÍ SMĚSI

Goodův pufr (pH 7,0)	29,8 mmol/l
4-aminoantipyrin	0,67 mmol/l
F-DAOS	0,2 mmol/l
Peroxidáza	1,8 kU/l
Askorbatoxidáza	2,0 kU/l
Cholesterolesteráza	1 kU/l
Cholesteroxidáza	5 kU/l

## PŘÍPRAVA PRACOVNÍCH ROZTOKŮ

Činidla jsou kapalná, připravená k použití.

## POTŘEBNÝ MATERIÁL, ALE NEDODÁVÁNÝ SE SOUPRAVOU

Analýzátor s regulací teploty 37  $\pm$  0,5  $^{\circ}C$ , který je schopen odečítat absorbanci při 600/700 nm, základní laboratorní vybavení.

HDL C CAL, kat. č. BLT00072  
ERBA NORM 4x5, kat. č. BLT00080  
ERBA NORM 10x5, kat. č. XSYS0123  
ERBA PATH 4x5, kat. č. BLT00081  
ERBA PATH 10x5, kat. č. XSYS0124

## STABILITA A SKLADOVÁNÍ

Neotevřená činidla, skladovaná při 2–8  $^{\circ}C$ , jsou stabilní do doby expirace vyznačené na obale. Činidla jsou připravena k použití. Po otevření jsou činidla stabilní do doby expirace, pokud jsou skladována při 2–8  $^{\circ}C$  v vhodných podmínkách, po použití dobře uzavřena a chráněna před světlem a kontaminací.

## ODBĚR VZORKŮ A PŘÍPRAVA

Je doporučeno dodržovat ISO 15189 a laboratorní pokyny. Pro odběr a přípravu vzorků používejte pouze vhodné zkumavky nebo odběrové nádoby. Pouze níže uvedené vzorky byly testovány a jsou přijatelné:

Sérum  
Plazma: Li-heparinizovaná  
Lze použít vzorky nalačno i ne-nalačno<sup>4,5</sup>.  
Uvedené druhy vzorků byly testovány s vybranými typy odběrových zkumavek, které byly komerčně dostupné v dané době, tzn. že do testu nebyly zařazeny všechny typy zkumavek všech výrobců. Systémy odběru vzorků různých výrobců mohou obsahovat různé materiály, které mohou mít v některých případech zásadní vliv na výsledky. Při zpracování vzorků v primárních zkumavkách (systémy odběru vzorků) dodržujte pokyny jejich výrobce.  
Před provedením testu oddělte sraženiny ve vzorcích centrifugací.  
Podrobnosti o možných omezeních naleznete v sekci Interference.

Stabilita v séru / plazmě <sup>6</sup> :	2 dny při 20–25 $^{\circ}C$	7 dní při 4–8 $^{\circ}C$	3 měsíce při -20 $^{\circ}C$
--	-----------------------------	---------------------------	------------------------------

Nepoužívejte kontaminované vzorky.

## KALIBRACE

Ke kalibraci se doporučuje HDL C CAL. Dvoubodová kalibrace (blank a kalibrátor); jako blank je doporučována destilovaná voda. Frekvence kalibrace: je doporučeno provádět kalibraci:  
• při změně šarže reagensů  
• dle požadavků interních postupů kontroly kvality

## KONTROLA KVALITY

Ke kontrole kvality se doporučuje ERBA NORM a ERBA PATH. Intervaly a limity kontrol by měly být nastaveny podle požadavků každé jednotlivé laboratoře. Získané hodnoty by měly spadat do definovaných intervalů. Každá laboratoř by měla stanovit nápravná opatření, pokud hodnoty překročí definované rozmezí.

## NÁVAZNOST

Metoda, kalibrátor HDL C CAL a kontroly ERBA NORM a ERBA PATH byly standardizovány podle US CDC referenční metody UCMH.

## POSTUP MĚŘENÍ

Vlnová délka: 600/700 nm  
Kvjeta: 1 cm

	Reagenční blank	Kalibrátor	Vzorek
Činidlo 1	0,900 ml	0,900 ml	0,900 ml
Vzorek	–	–	0,010 ml
Kalibrátor	–	0,010 ml	–
Destilovaná voda	0,010 ml	–	–

Promíchá se a po 5 min. inkubace (při 37  $^{\circ}C$ ) se změří počáteční absorbance blanku  $A_{\text{cal}}$  vzorku  $A_{\text{z}}$  a kalibrátoru  $A_{\text{kal}}$ . Pak se přidá:

Činidlo 2	0,300 ml	0,300 ml	0,300 ml
-----------	----------	----------	----------

Promíchá se a po 5 min. inkubace se změří konečná absorbance blanku  $A_{\text{cal}}$ , vzorku  $A_{\text{z}}$  a kalibrátoru  $A_{\text{kal}}$ . Vypočítá se výsledná absorbance jako rozdíl mezi konečnou a počáteční absorbancí  $A = (A_{\text{konečná}} - A_{\text{počáteční}})$ .

## VÝPOČET

$$\text{HDL cholesterol (mmol/l)} = \frac{A_{\text{z}} - A_{\text{cal}}}{A_{\text{kal}} - A_{\text{cal}}} \times C_{\text{kal}}$$

$C_{\text{kal}}$  = hodnota v kalibrátoru

## PŘEPOČET JEDNOTEK

mg/dl  $\times$  0,026 = mmol/l

## REFERENČNÍ HODNOTY<sup>15</sup>

Sérum:	Muži	Ženy
5–9 let	38–75	36–73 mmol/l
10–14 let	37–74	37–70 mmol/l
15–19 let	30–63	35–74 mmol/l
20–24 let	30–63	33–79 mmol/l
25–29 let	31–63	37–83 mmol/l
30–34 let	28–63	36–77 mmol/l
35–39 let	29–62	34–82 mmol/l
40–44 let	27–67	34–88 mmol/l
45–49 let	30–64	34–87 mmol/l
50–54 let	28–63	37–92 mmol/l
55–59 let	28–71	37–91 mmol/l
60–64 let	30–74	38–92 mmol/l
65–69 let	30–75	35–96 mmol/l
>69 let	31–75	33–92 mmol/l

## Klasifikační panel III pro léčbu dospělých<sup>16</sup>:

Nizký HDL-cholesterol < 1,04 mmol/l  
Vysoký HDL-cholesterol > 1,53 mmol/l

Doporučuje se, aby si každá laboratoř ověřila rozsah referenčního intervalu pro populaci, pro kterou zajišťuje laboratorní vyšetření.

## VYKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

Výkonnostní charakteristiky byly získány na automatickém systému ERBA XL-640. Data získaná ve vaší laboratoři se mohou od těchto hodnot lišit.

**Dolní mez stanovitelnosti:** 0,012 mmol/l  
Dolní mez stanovitelnosti označuje nejnižší měřitelnou hodnotu analytu. Je vypočítána jako stanovená aktivita zředěného vzorku s CV < 20 % (n = 30).

**Linearita:** 5,41 mmol/l  
Linearita je nejvyšší naměřená aktivita s výtěžností  $\pm$  10 % od teoretické hodnoty.

## Přesnost

Přesnost byla stanovena použitím kontrolních materiálů dle interního protokolu s opakovatelností (n = 20) a mezilehlou přesností (2 alikvoty v jednom měření, 2 měření denně, 20 dní). Byly získány následující výsledky:

Opakovatelnost	Průměr (mmol/l)	SD (mmol/l)	CV (%)
Vzorek 1	1,08	0,008	0,70
Vzorek 2	2,08	0,012	0,59

Mezilehlá přesnost	Průměr (mmol/l)	SD (mmol/l)	CV (%)
Vzorek 1	1,07	0,027	2,55
Vzorek 2	2,07	0,048	2,31

## Správnost

Byly použity dva různé validované kontrolní materiály. Stanovený bias je -3,7 % pro hodnotu 1,44 mmol/l a -6,9 % pro hodnotu 2,18 mmol/l.

## Srovnání

Hodnoty HDL CHOLESTEROL DIRECT, stanovené na automatickém systému XL-640 (y) byly porovnány s komerčně dostupným testem (x):

Počet vzorků (n) = 130  
Lineární regrese:  
 $y = 1,047x - 0,118$  mmol/l  $r = 0,982$   
Passing-Bablok<sup>17</sup>:  
 $y = 1,047x - 0,121$  mmol/l  $r = 0,985$

## Interference

Kritériem: výtěžnost v rámci  $\pm$  10 % počáteční hodnoty HDL cholesterolu ve vzorku bez interferujících látek.

Následující analyty neinterferují:  
hemoglobin do 12,5 g/l, bilirubin do 40 mg/dl, triglyceridy do 850 mg/dl.  
N-acetylcystein, metamizol a acetaminofen (paracetamol) včetně jeho metabolitu N-acetyl-p-benzochinoninu může způsobit falešně negativní výsledky<sup>18,19</sup>.

## Omezení

- Zhoršená kvalita činidel (například překročení skladovací teploty) může způsobit nesprávné výsledky.  
- Minimální povolená absorbance blanku při 600 nm proti destilované vodě je 0,3.  
- Vysoké koncentrace hemoglobinu, bilirubinu a triglyceridů ve vzorku mohou interferovat se stanovením HDL cholesterolu. Stejně tak mohou interferovat některá léčiva. Viz odstavce interference.

## VAROVÁNÍ A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Určeno pro *in vitro* diagnostické použití oprávněnou a odborně způsobilou osobou. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s tímto prostředkem, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu země, ve které se uživatel a/nebo pacient nachází.

## Ochrana zdraví

Použití materiálů živočišného původu jsou doprovázeny oficiálním osvědčením o zdravotní nezávadnosti státního veterinárního lékaře. Živočišné složky byly odebrány od zdravých zvířat v péči registrovaného veterináře a byly zjevně prosté infekčních a nakažlivých nemocí a škodlivých parazitů. S tímto materiálem by se však přesto mělo zacházet jako s potenciálně infekčním.

## Identifikace nebezpečnosti v souladu s Nařízením (EC) č. 1272/2008

R1  
UF1: PAWG-4WA6-3J5S-PM0Q



## Varování

Obsahuje: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on  
Standardní věty o nebezpečnosti:  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.  
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchuje.  
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/šetření.

## R2

EUH208: Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

## NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Likvidace odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními předpisy.



# HDL-Холестерин прямой жидкий - определение холестерина ЛПВП



Кат.№	Наименование	Содержание упаковок
BLT00030	HDL C DIRECT 240	R1: 3 × 60 мл, R2: 3 × 20 мл, инструкция по применению



## ПРИМЕНЕНИЕ

Набор предназначен для фотометрического количественного определения холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека *in vitro* на различных автоматических анализаторах. В сочетании с другими параметрами используется для скрининга, мониторинга и диагностики ишемической болезни сердца. Только для профессионального применения в клинических лабораториях.

## КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Человеческие анти-β-липопротеиновые антитела в R1 связываются с липопротеинами (ЛПНП, ЛПОНП и хиломикронами), отличными от ЛПВП. Образовавшиеся комплексы антиген-антитело блокируют ферментативную реакцию при добавлении R2. Холестеринэстераза (ХЭ) и холестериноксидаза (ХО) в R2 реагируют только с холестерином ЛПВП. Перекись водорода (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), образующаяся в результате ферментативных реакций холестерином ЛПВП, дает синий цвет при окислительной конденсации F-DAOS [N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульф-форопил)-3,5-диметокси-4-фторанилин, натриевая соль] и 4-аминоантипирин (4-ААП) в присутствии пероксидазы (ПОД)<sup>1,2,3</sup>.

## ПРИНЦИП МЕТОДА

Человеческие анти-β-липопротеиновые антитела в R1 связываются с липопротеинами (ЛПНП, ЛПОНП и хиломикронами), отличными от ЛПВП. Образовавшиеся комплексы антиген-антитело блокируют ферментативную реакцию при добавлении R2. Холестеринэстераза (ХЭ) и холестериноксидаза (ХО) в R2 реагируют только с холестерином ЛПВП. Перекись водорода (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), образующаяся в результате ферментативных реакций холестерином ЛПВП, дает синий цвет при окислительной конденсации F-DAOS [N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульф-форопил)-3,5-диметокси-4-фторанилин, натриевая соль] и 4-аминоантипирин (4-ААП) в присутствии пероксидазы (ПОД)<sup>1,2,3</sup>.



Поглощение синего красителя при 600 нм пропорционально концентрации холестерина ЛПВП в образце.

## ОПИСАНИЕ И СОСТАВ РЕАГЕНТОВ

R1	Концентрация
Буфер Гуда (pH 7,0)	30 ммоль/л
4-аминоантипирин	0,9 ммоль/л
Пероксидаза	2,4 кЕд/л
Аскорбат оксидаза	2,7 кЕд/л
Человеческие анти-β-липопротеиновые АТ	

R2	Концентрация
Буфер Гуда (pH 7,0)	30 ммоль/л
Холестеринэстераза	4 кЕд/л
Холестериноксидаза	20 кЕд/л
F-DAOS	0,8 ммоль/л

СОСТАВ РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ	Концентрация
Буфер Гуда (pH 7,0)	29,8 ммоль/л
4-аминоантипирин	0,67 ммоль/л
F-DAOS	0,2 ммоль/л
Пероксидаза	1,8 кЕд/л
Аскорбатоксидаза	2,0 кЕд/л
Холестеринэстераза	1,0 кЕд/л
Холестериноксидаза	5,0 кЕд/л
Человеческие анти-β-липопротеиновые АТ	

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Реагенты жидкие, готовые к использованию.

## НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

Можно использовать любой прибор с температурным контролем 37 ± 0,5 °С, способный измерять поглощение при 600/700 нм, обычное лабораторное оборудование.  
 HDL-холестерин калибратор - определение холестерина ЛПВП, Кат.№ BLT00072  
 ЭРБА НОРМА 4×5, Кат.№ BLT00080  
 ЭРБА НОРМА 10×5, Кат.№ XSYS0123  
 ЭРБА ПАТОЛОГИЯ 4×5, Кат.№ BLT00081  
 ЭРБА ПАТОЛОГИЯ 10×5, Кат.№ XSYS0124

## СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

При температуре хранения 2–8 °С не вскрытые реагенты стабильны до истечения срока годности, указанного на флаконе и этикетке набора. После вскрытия реагенты стабильны до истечения срока годности, если они хранятся в надлежащих условиях: при температуре 2–8 °С, тщательно закрыты, защищены от света и не подвергаются контаминации.

## СБОР И ОБРАБОТКА ОБРАЗЦОВ

Рекомендуется следовать стандарту ISO 15189 и инструкциям лаборатории.  
 Для сбора и подготовки образцов используйте только подходящие пробирки или контейнеры для сбора. Только перечисленные ниже образцы были протестированы и признаны приемлемыми.  
 Сыворотка.  
 Плазма: плазма с литий-гепарином.  
 Можно использовать образцы, взятые натощак и не натощак<sup>4,5</sup>.  
 Перечисленные типы образцов были протестированы с использованием пробирок для сбора образцов, которые были доступны в продаже на момент тестирования, т. е. не все доступные пробирки всех производителей были протестированы. Системы сбора образцов от различных производителей могут содержать разные материалы, которые в некоторых случаях могут повлиять на результаты теста. При обработке образцов в первичных пробирках (системах сбора образцов) следуйте инструкциям производителя пробирок.  
 Перед проведением анализа центрифугируйте образцы, содержащие осадок. Подробную информацию о возможном влиянии на результаты анализа образцов см. в разделе «Ограничения метода» и «Интерферирующие вещества».

Стабильность в сыворотке / плазме <sup>6</sup> :	2 дня при 20–25 °С	7 дней при 4–8 °С	3 месяца при -20 °С
Не использовать контаминированные образцы!			

## КАЛИБРОВКА

Рекомендуется проводить калибровку с HDL-холестерин калибратором - определение холестерина ЛПВП. Калибровка проводится по 2 точкам (холостая проба и калибратор); в качестве холостого образца рекомендуется использовать дистиллированную воду.  
 Частота калибровки: рекомендуется проводить калибровку  
 • после смены партии реагента  
 • в соответствии с требованиями внутренних процедур контроля качества

## КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для контроля качества рекомендуется использовать контрольные материалы ЭРБА НОРМА и ЭРБА ПАТОЛОГИЯ. Интервалы и пределы контроля должны быть адаптированы в соответствии с требованиями каждой отдельной лаборатории. Полученные значения должны находиться в пределах установленных интервалов. Каждая лаборатория должна разработать корректирующие меры, которые необходимо принимать, если значения выходят за пределы установленных интервалов.

## ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Данные метод, HDL-холестерин калибратор и контрольные материалы ЭРБА НОРМА и ЭРБА ПАТОЛОГИЯ были стандартизированы в соответствии с эталонным методом UCMH Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

## ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

Длина волны: 600/700 нм  
 Кювета: 1 см

Реагент 1	Холостой реагент	Калибратор	Образец
Образец	0,900 мл	0,900 мл	0,900 мл
Калибратор	–	0,010 мл	0,010 мл
Дистиллированная вода	0,010 мл	–	–

Смешайте и через 5 минут инкубации считайте начальное поглощение для холостого реагента A<sub>хол</sub>, образца A<sub>обр</sub> и калибратора A<sub>кальб</sub>. Затем добавьте:

Реагент 2	0,300 мл	0,300 мл	0,300 мл
Смешайте и через 5 минут инкубации снимите конечное поглощение для холостого реагента A <sub>хол</sub> , образца A <sub>обр</sub> и калибратора A <sub>кальб</sub> . Рассчитайте результирующее поглощение, как разницу между конечным и начальным поглощением A = (A <sub>конечное</sub> - A <sub>начальное</sub> ).			

## РАСЧЕТ

$$\text{ЛПВП (мг/дл)} = \frac{A_{\text{обр}} - A_{\text{хол}}}{A_{\text{кальб}} - A_{\text{хол}}} \times C_{\text{кальб}} \quad C_{\text{кальб}} = \text{концентрация калибратора}$$

## ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

мг/дл × 0,026 = ммоль/л

## ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ<sup>15</sup>

Сыворотка:	Мужчины	Женщины
5–9 лет	38–75	36–73 мг/дл
10–14 лет	37–74	37–70 мг/дл
15–19 лет	30–63	35–74 мг/дл
20–24 года	30–63	33–79 мг/дл
25–29 лет	31–63	37–83 мг/дл
30–34 года	28–63	36–77 мг/дл
35–39 лет	29–62	34–82 мг/дл
40–44 года	27–67	34–88 мг/дл
45–49 лет	30–64	34–87 мг/дл
50–54 года	28–63	37–92 мг/дл
55–59 лет	28–71	37–91 мг/дл
60–64 года	30–74	38–92 мг/дл
65–69 лет	30–75	35–96 мг/дл
>69 лет	31–75	33–92 мг/дл

Согласно данным Национальной образовательной программы США по снижению холестерина, III пересмотр по терапии у взрослых (АТР III)<sup>16</sup>:

Низкий уровень <40 мг/дл  
 Высокий уровень >59 мг/дл

Каждой лаборатории рекомендуется верифицировать приведенные значения или определить собственные референсные интервалы для обслуживаемой популяции.

## АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данные, представленные в этом разделе, являются репрезентативными для работы на автоматическом анализаторе ЭРБА XL-640. Результаты, полученные в вашей лаборатории, могут отличаться от приведенных значений.

### Предел количественного определения:

0,48 мг/дл

Предел количественного определения - это наименьший измеримый уровень анализа, который рассчитывается, как установленная активность разбавленного образца при CV <20 % (n = 30).

### Линейность:

208 мг/дл

Линейность - это максимальная измеренная активность с восстановлением в пределах ± 10 % от теоретического значения.

### Воспроизводимость:

Прецизионность определялась с помощью контролей во внутреннем протоколе с повторяемостью (n = 20) и промежуточной прецизионностью (2 аликвоты за прогон, 2 прогона в день, 20 дней). Были получены следующие результаты:

Повторяемость	Среднее (мг/дл)	SD (мг/дл)	CV (%)	Промежуточная воспроизводимость	Meap (мг/дл)	SD (мг/дл)	CV (%)
Образец 1	41,7	0,29	0,70	Образец 1	41,1	1,05	2,55
Образец 2	79,9	0,47	0,59	Образец 2	79,6	1,84	2,31

### Точность

Были использованы два различных валидированных контрольных материала. Систематическое отклонение составляет -3,7 % при целевом значении 55,4 мг/дл и -6,9 % при целевом значении 83,8 мг/дл.

### Сравнение методов

Сравнение на автоматическом анализаторе ЭРБА XL-640 набора HDL-Холестерин прямой жидкий - определение холестерина ЛПВП (y) и коммерческого теста (x) с использованием 130 образцов дало следующие результаты:

Линейная регрессия:  $y = 1,047x - 4,550$  мг/дл  $r = 0,982$   
 Регрессия по Пассингу-Баблоку<sup>17</sup>:  
 $y = 1,047x - 4,654$  мг/дл  $r = 0,985$

### Интерферирующие вещества

Критерий: Восстановление в пределах ±10 % от исходного значения концентрации холестерина в образце (сыворотке) без вмешательства посторонних веществ.  
 Не влияют на проведение анализа: гемоглобин до 12,5 г/л, билирубин до 40 мг/дл, триглицериды до 850 мг/дл, N-ацетилцистеин, метамизол и ацетаминофен (парацетамол), включая его метаболит N-ацетил-p-бензохино- нимин, могут вызывать ложноотрицательные результаты<sup>18,19</sup>.

### Ограничения метода:

- Испорченные реагенты (например, при превышении температуры хранения) могут повлиять на результат. Максимально допустимое поглощение холостого реагента, измеренное при 600 нм по отношению к дистиллированной воде, составляет 0,3.  
 - Высокая концентрация гемоглобина, билирубина и триглицеридов в образце может помешать определению ЛПВП. См. параграф «Интерферирующие вещества».

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Только для диагностического использования *in vitro* уполномоченным и профессионально обученным персоналом. О любых серьезных инцидентах, связанных с использованием изделия, необходимо сообщать производителю.

### Охрана здоровья

Использованные материалы животного происхождения сопровождаются официальными государственным сертификатом ветеринарного здоровья. Материалы животного происхождения были получены от здоровых животных под наблюдением зарегистрированного ветеринара и свободны от возбудителей инфекционных болезней и паразитов. Тем не менее с этим типом материала следует обращаться, как с потенциально инфицированным.

### Идентификация опасностей в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

#### R1

UFI: PAWG-4WA6-3JSS-PMOQ



#### Осторожно

Содержит: реакционную массу: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она  
**Обозначение опасности:**  
 H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

#### Меры предосторожности:

P280 Использовать защитные перчатки/защитную одежду/защитные очки.  
 P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ.  
 P333 + P313 При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.

#### R2

EUN208 Содержит реакционную массу: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она. Может вызвать аллергическую реакцию.

#### УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Обратитесь к местным законодательным требованиям.

Артикул	Наименование как в РУ	Номер РУ	Дата выдачи РУ
XSYS00030	HDL-Холестерин прямой жидкий - определение холестерина ЛПВП	ФСЗ 2010/07334	от 13.05.2019



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ  
 e-mail: diagnostics@erba.com, www.erba.com

CC/IFU/066/26/A

Дата проведения контроля: 13. 3. 2026

# COLESTEROL HDL DIRECTO

No. de cat.	Nombre del paquete	Embalaje (contenido)
BLT00030	C HDL DIRECTO 240	R1: 3 x 60 ml, R2: 3 x 20 ml, instrucciones de uso



## USO PREVISTO

El kit está destinado a la determinación cuantitativa fotométrica *in vitro* de Colesterol HDL en suero y plasma humanos en diversos sistemas automáticos. En combinación con otros parámetros, está destinado a la detección, monitoreo y diagnóstico de enfermedades coronarias. Sólo para uso profesional en laboratorios clínicos.

## IMPORTANCIA CLÍNICA


Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) constituyen una de las principales clases de lipoproteínas plasmáticas. Se sintetizan en el hígado como complejos de apolipoproteína y fosfolípido y son capaces de captar el colesterol y transportarlo de las arterias al hígado, donde el colesterol se convierte en ácidos biliares y se excreta al intestino.

En varios estudios epidemiológicos se ha demostrado una relación inversa entre los niveles séricos de colesterol HDL (HDL C) y la incidencia/prevalencia de cardiopatías coronarias (CC). Actualmente se reconoce la importancia de las HDL C como factor de riesgo de cardiopatía coronaria.

La medición precisa del HDL C es de vital importancia a la hora de evaluar el riesgo de cardiopatía coronaria de un paciente.

## PRINCIPIO

El anticuerpo anti-lipoproteínas  $\beta$  humanas del R1 se une a lipoproteínas (LDL, VLDL y quilomicrones) distintas de las HDL. Los complejos antígeno-anticuerpo formados bloquean la reacción enzimática cuando se añade R2. La colesterol esterasa (CHE) y la colesterol oxidasa (CHO) en R2 reaccionan únicamente con el colesterol HDL. El peróxido de hidrógeno ( $H_2O_2$ ) producido por las reacciones enzimáticas con el colesterol HDL produce un complejo de color azul en la condensación oxidativa de F-DAOS [N-etil-N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3,5-dimetoxi-4-fluoroanilina, sal de sodio] y 4-aminoantipirina (4-AAP) en presencia de peroxidasa (POD)<sup>1,2,3</sup>.



La absorbancia del colorante azul a 600 nm es proporcional a la concentración de colesterol HDL en la muestra.

## DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL REACTIVO

R1		
Tampón de Good (pH 7,0)	30	mmol/l
4-aminoantipirina	0,9	mmol/l
Peroxidasa	2,4	KU/l
Ascorbato oxidasa	2,7	KU/l
Anticuerpo contra $\beta$ -lipoproteínas humanas		

R2		
Tampón de Good (pH 7,0)	30	mmol/l
Colesterol esterasa	4	KU/l
Colesterol oxidasa	20	KU/l
F-DAOS	0,8	mmol/l

## COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA DE REACCIÓN

Tampón de Good (pH 7,0)	29,8	mmol/l
4-aminoantipirina	0,67	mmol/l
F-DAOS	0,2	mmol/l
Peroxidasa	1,8	KU/l
Ascorbato oxidasa	2,0	KU/l
Colesterol esterasa	1,0	KU/l
Colesterol oxidasa	5,0	KU/l
Anticuerpo contra $\beta$ -lipoproteínas humanas		

## PREPARACIÓN DEL REACTIVO

Reactivos líquidos, listo para usar.

## MATERIAL NECESARIO PERO NO SUMINISTRADO CON EL APARATO

Puede utilizarse cualquier instrumento con control de temperatura de  $37 \pm 0,5$  °C que sea capaz de leer la absorbancia a 600–700 nm, equipo general de laboratorio.

HDL C CAL, No. de cat. BLT00072  
 ERBA NORM 4x5, No. de cat. BLT00080  
 ERBA NORM 10x5, No. de cat. XSYS0123  
 ERBA PATH 4x5, No. de cat. BLT00081  
 ERBA PATH 10x5, No. de cat. XSYS0124

## ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Los reactivos sin abrir son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el frasco y en la etiqueta del kit cuando se almacenan a 2–8 °C. Después de abrir, los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad a 2–8 °C si se almacena en condiciones adecuadas, cerrado cuidadosamente, protegido de la luz y sin ninguna contaminación.

## RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS

Se recomienda seguir la norma ISO 15189 y las instrucciones de laboratorio.

Para la recogida y preparación de muestras, utilice únicamente tubos o recipientes de recogida adecuados.

Solo los especímenes enumerados a continuación fueron probados y considerados aceptables.

Suero.

Plasma: Plasma de Li-heparina.

Pueden utilizarse muestras en ayunas y sin ayunas<sup>4,5</sup>.

Los tipos de muestras enumerados se probaron con una selección de tubos de recogida de muestras que estaban disponibles comercialmente en el momento del análisis, es decir, no se probaron todos los tubos disponibles de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de distintos fabricantes pueden contener materiales diferentes que podrían afectar a los resultados de las pruebas en algunos casos. Cuando procese muestras en tubos primarios (sistemas de recogida de muestras), siga las instrucciones del fabricante del tubo. Centrifugue las muestras que contengan precipitados antes de realizar el ensayo.

Consulte la sección de limitantes e interferencias para obtener detalles sobre posibles interferencias de muestra.

Estabilidad en suero / plasma <sup>4,5</sup> :	2 días a	20–25 °C
	7 días a	4–8 °C
	3 meses a	-20 °C

Deseche las muestras contaminadas.

## CALIBRACIÓN

Se recomienda la calibración con HDL C CAL.

Calibración de 2 puntos (blanco y calibrador); se recomienda agua destilada como blanco.

Frecuencia de calibración: se recomienda realizar una calibración

• después del cambio de lote de reactivos

• según requieran los procedimientos internos de control de calidad

## CONTROL DE CALIDAD

Para el control de calidad se recomiendan ERBA NORM y ERBA PATH.

Los intervalos y límites de control deben adaptarse en función de las necesidades de cada laboratorio.

Los valores obtenidos deben estar dentro de los intervalos definidos. Cada laboratorio debe establecer las medidas correctoras que deben adoptarse si los valores se sitúan fuera de los límites definidos.

## TRAZABILIDAD

Este método, el calibrador HDL/LDL y los controles ERBA NORM y ERBA PATH han sido estandarizados según el Método de Referencia USCMH de los US CDC.

## PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO

Longitud de onda: 600/700 nm

Cubeta: 1cm

	Blanco de Reactivo	Calibrador	Muestra
Reactivo 1	0,900 ml	0,900 ml	0,900 ml
Muestra	–	–	0,010 ml
Calibrador	–	0,010 ml	–
Agua destilada	0,010 ml	–	–

Mezcle y después de 5 min. de incubación lea la absorbancia inicial para el blanco  $A_{bl}$ , la muestra  $A_{sam}$  y el calibrador  $A_{cal}$ . A continuación, añada:

Reactivo 2	0,300 ml	0,300 ml	0,300 ml
Mezcle y después de 5 min. de incubación lea la absorbancia final para el blanco $A_{bl}$ , la muestra $A_{sam}$ y el calibrador $A_{cal}$ .			

Calcule la absorbancia resultante como la diferencia entre la absorbancia final y la inicial  $A = (A_{FINAL} - A_{INITIAL})$ .

## CÁLCULO

$$\text{Colesterol HDL (mg/dl)} = \frac{A_{sam} - A_{bl}}{A_{cal} - A_{bl}} \times C_{cal} \quad C_{cal} = \text{concentración del calibrador}$$

## CONVERSIÓN DE UNIDADES

mg/dl  $\times$  0,026 = mmol/l

## VALORES ESPERADOS<sup>15</sup>

En suero:	Masculino	Femenino
5–9 a	38–75	36–73 mg/dl
10–14 a	37–74	37–70 mg/dl
15–19 a	30–63	35–74 mg/dl
20–24 a	30–63	33–79 mg/dl
25–29 a	31–63	37–83 mg/dl
30–34 a	28–63	36–77 mg/dl
35–39 a	29–62	34–82 mg/dl
40–44 a	27–67	34–88 mg/dl
45–49 a	30–64	34–87 mg/dl
50–54 a	28–63	37–92 mg/dl
55–59 a	28–71	37–91 mg/dl
60–64 a	30–74	38–92 mg/dl
65–69 a	30–75	35–96 mg/dl
>69 a	31–75	33–92 mg/dl

## Clasificación del Panel de Tratamiento de Adultos III<sup>16</sup>:

Baja <40 mg/dl

Alta >59 mg/dl

Se recomienda que cada laboratorio verifique o derive un intervalo de referencia para la población que evalúa.

## DESEMPEÑO ANALÍTICO

Los datos dentro de esta sección son representativos del desempeño en Sistema automático ERBA XL-640. Los datos obtenidos en su laboratorio pueden diferir de estos valores.

**Límite de cuantificación:** 0,48 mg/dl

Limit of quantification represents the lowest measurable analyte level. It is calculated as the determined activity of diluted sample to have CV <20 % (n = 30).

**Linealidad:** 208 mg/dl

La linealidad es la actividad medida más alta con una recuperación dentro del  $\pm 10$  % del valor teórico.

## Precisión:

La precisión se determinó mediante el uso de controles en un protocolo interno con repetibilidad (n = 20) y precisión intermedia (2 alícuotas por ejecución, 2 corridas por día, 20 días). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Repetibilidad	Media (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)	Intermedie precisión	Media (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
Muestra 1	41,7	0,29	0,70	Muestra 1	41,1	1,05	2,55
Muestra 2	79,9	0,47	0,59	Muestra 2	79,6	1,84	2,31

## Exactitud

Se utilizaron dos materiales de control validados diferentes. El sesgo determinado es de -3,7 % en el valor objetivo 55,4 mg/dl y de -6,9 % en el valor objetivo 83,8 mg/dl.

## Comparación

Una comparación entre el sistema automático XL-640 HDL-COLESTEROL DIRECTO (y) y una prueba disponible comercialmente (x) usando 130 muestras dio los siguientes resultados:

Regresión lineal:  
 $y = 1,047x - 4,550$  mg/dl  $r = 0,982$   
 Passing-Bablok<sup>17</sup>:  
 $y = 1,047x - 4,654$  mg/dl  $r = 0,985$

## Interferencias

Criterio: Recuperación dentro del  $\pm 10$  % del valor inicial de la concentración colesterol en la muestra sin sustancia interferente.

Las siguientes sustancias no interfieren: hemoglobina hasta 12,5 g/l, bilirrubina hasta 40 mg/dl, triglicéridos hasta 850 mg/dl.

N-acetilcisteína, metamizol y acetaminofeno (paracetamol), incluido su metabolito N-acetil-p-benzoquinona-imina, pueden dar resultados falsos negativos<sup>18,19</sup>.

## Limitantes:

- Los reactivos deteriorados (por ejemplo, si se supera la temperatura de almacenamiento) pueden dar resultados incorrectos. La absorbancia máxima admisible del reactivo en blanco medida a 600 nm frente al agua destilada es de 0,3.

- Una concentración elevada de hemoglobina, bilirrubina y triglicéridos en la muestra puede interferir en la determinación del colesterol HDL. Véase el apartado Interferencias.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso de diagnóstico *in vitro*. Para ser manejado por persona titulada y educada profesionalmente.

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto deberá comunicarse al fabricante y deberá notificarse a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.


## Protección de la salud

Los materiales de origen animal usados van acompañados de un certificado sanitario veterinario oficial del estado. Los componentes animales se recogieron de animales sanos bajo el cuidado de un veterinario colegiado y aparentemente libres de enfermedades infecciosas y contagiosas y de parásitos nocivos. Sin embargo, este material debe manipularse como si pudiera transmitir enfermedades infecciosas.

## Identificación de peligros de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

R1

UFI: PAWG-4WA6-3J5S-PM0Q



Atención

Contiene: masa de reacción de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

**Declaración de peligro:**

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**Consejo de prudencia:**

P280 Llevar guantes/prendas/gafas de protección.

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

R2


EUH208 Contiene masa de reacción de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

## MANEJO DE RESIDUOS

Consulte los requisitos legales locales.

# ЛПВЦ ХОЛЕСТЕРИН ПРЯМИЙ

Кат. №	Назва набору	Комплектація (вміст)
BLT00030	ЛПВЦ прямиий 240	R1: 3 × 60 мл, R2: 3 × 20 мл, інстр. для викор.



## ПРИЗНАЧЕННЯ


Набір призначений для *in vitro* фотометричного кількісного визначення холестерину ЛПВЦ у сироватці та плазмі крові людини на різних автоматичних системах. У поєднанні з іншими параметрами набір призначений для скринінгу, моніторингу та діагностики ішемічної хвороби серця. Лише для професійного використання у клінічних лабораторіях.

## КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

ЛПВЦ є одним з основних класів плазмових ліпопротеїнів. Вони синтезуються у печінці у вигляді комплексів аполіпопротеїнів і фосфоліпідів та здатні захоплювати холестерин і транспортувати його з артерій до печінки. Діє холестерин перетворюється на жовчні кислоти та виводиться у калі. Механізми регуляції холестерину ЛПВЦ у сироватці та частотою або поширеністю ішемічної хвороби серця встановлено зворотний зв'язок, що було підтверджено в низці епідеміологічних досліджень. Значення холестерину ЛПВЦ як фактора ризику ішемічної хвороби серця є загальнопризнаними. Точне визначення холестерину ЛПВЦ має вирішальне значення при оцінці ризику розвитку ішемічної хвороби серця у пацієнта.

## ПРИНЦИП

Антитіло до β-ліпопротеїнів людини в реагенті R1 зв'язується з ліпопротеїнами, відмінними від ЛПВЦ (ЛПНЦ, ЛПДНЦ та ліпомікронами). Утворені комплекси антиген-антитіло блокують ферментну реакцію після додавання реагенту R2. Холестерилестераза (ХЕ) та холестероксидаза (ХО) у реагенті R2 реагують лише з холестерином ЛПВЦ. Пероксид водню (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), що утворюється внаслідок ферментних реакцій з холестерином ЛПВЦ, формує синій кольоровий комплекс при окиснювальній конденсації F-DAOS (N-етил-N-(2-гідрокси-3-сульфопропіл)-3,5-диметокси-4-флуороанілін, натрієва сіль) та 4-аміноантипірину (4-AAP) у присутності пероксидази (ПОД)<sup>1,2,3</sup>.



Зміна екстинкції синього барвника, виміряна при 600 нм, прямо пропорційна концентрації холестерину ЛПВЦ у зразку.

## ОПИС ТА СКЛАД РЕАГЕНТІВ

R1	30 ммоль/л
Буфер Гуда (рН 7.0)	0,9 ммоль/л
4-аміноантипірин	2,4 кілодиниць/л
Пероксидаза	2,7 кілодиниць/л
Аскорбатоксидаза	
Антитіло до β-ліпопротеїнів	

R2	30 ммоль/л
Буфер Гуда (рН 7.0)	4 кілодиниць/л
Холестерилестераза	20 кілодиниць/л
Холестероксидаза	0,8 ммоль/л
F-DAOS	

## СКЛАД РЕАКЦІЙНОЇ СУМІШІ

Буфер Гуда (рН 7.0)	29,8 ммоль/л
4-аміноантипірин	0,67 ммоль/л
F-DAOS	0,2 ммоль/л
Пероксидаза	1,8 кілодиниць/л
Аскорбатоксидаза	2,0 кілодиниць/л
Холестерилестераза	1,0 кілодиниць/л
Холестероксидаза	5,0 кілодиниць/л
Антитіло до β-ліпопротеїнів	

## ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

Реагенти є рідкими та готовими до використання.

## МАТЕРІАЛИ, НЕ НАДАНІ У КОМПЛЕКТІ З ПРИСТРОЄМ

Будь-який прилад з контролем температури 37 ±0,5 °С, здатний вимірювати екстинкцію при 600 або 700 нм, стандартне лабораторне обладнання.

ЛПВЦ С КАЛІБРАТОР, Кат. № BLT00072

ЕРБА НОРМ 4×5, Кат. № BLT00080

ЕРБА НОРМ 10×5, Кат. № XYSO123

ЕРБА ПАТ 4×5, Кат. № BLT00081

ЕРБА ПАТ 10×5, Кат. № XYSO124

## СТАБІЛЬНІСТЬ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Нерозкриті реагенти стабільні до дати закінчення терміну придатності, зазначеної на флаконі та етикетці набору, за умов зберігання при температурі від 2 до 8 °С. Після відкриття реагенти стабільні до дати закінчення терміну придатності за умов зберігання при температурі від 2 до 8 °С, щільного закриття, захисту від світла та відсутності контамінації.

## ЗБІР ТА ОБРОБКА ЗРАЗКІВ

Рекомендується дотримуватися стандарту ISO 15189 та лабораторних інструкцій. Для забору та підготовки зразків слід використовувати лише відповідні пробірки або контейнери для забору.

Придатними для аналізу є такі зразки:

Сироватка крові.

Плазма крові з літій-гепарином.

Можна використовувати зразки, отримані як натще, так і не натще<sup>4,5</sup>. Типи зразків були протестовані з використанням вибірки пробірок для забору зразків, які були комерційно доступні на момент проведення тестування; не всі пробірки всіх виробників були протестовані. Системи для забору зразків різних виробників можуть містити різні матеріали, що в окремих випадках може впливати на результати аналізу. Під час обробки зразків у первинних пробірках необхідно дотримуватися інструкцій виробника пробірок. Зразки, що містять преципітати, слід центрифугувати перед проведенням аналізу. Детальну інформацію щодо можливих інтерференцій див. у розділах «Обмеження» та «Фактори, що впливають на результат».

## СТАБІЛЬНІСТЬ ЗРАЗКІВ У СИРОВАТЦІ / ПЛАЗМІ<sup>6</sup>:

2 доби при	20–25 °С
7 дб при	4–8 °С
3 місяці при	-20 °С

Контаміновані зразки підлягають утилізації.

## КАЛІБРУВАННЯ

Рекомендується калібрування з використанням ЛПВЦ С КАЛІБРАТОР. Рекомендується двоточкове калібрування (біланк та калібратор); як біланк рекомендується використовувати дистильовану воду. Калібрування необхідно виконувати:

- after reagent lot change
- as required by internal quality control procedures

## КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Для контролю якості рекомендується використовувати ЕРБА НОРМ та ЕРБА ПАТ. Контрольні інтервали та межі повинні бути адаптовані відповідно до вимог кожної лабораторії. Значення мають знаходитися в межах установлених інтервалів. Лабораторія повинна визначити коригувальні заходи у разі виходу результатів за встановлені межі.

## ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Цей метод, калібратор ЛПВЦ/ЛПНЦ та контрольні матеріали ЕРБА НОРМ і ЕРБА ПАТ були стандартизовані відповідно до еталонного методу CDC, UCMH.

## ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

Довжина хвилі: 600/700 нм  
Кювета: 1 см

	Біланк реагенту	Калібратор	Зразок
Реагент 1	0,900 мл	0,900 мл	0,900 мл
Зразок	–	–	0,010 мл
Калібратор	–	0,010 мл	–
Дистильована вода	0,010 мл	–	–

Перемішати та після 5 хвилин інкубації виміряти початкову екстинкцію для біланку A<sub>bl</sub>, зразка A<sub>sam</sub> та калібратора A<sub>cal</sub>. Потім додати:

Реагент 2	0,300 мл	0,300 мл	0,300 мл
-----------	----------	----------	----------

Перемішати та після 5 хвилин інкубації виміряти кінцеву екстинкцію для біланку A<sub>bl</sub>, зразка A<sub>sam</sub> та калібратора A<sub>cal</sub>. Розрахувати результуючу екстинкцію як різницю між кінцевою та початковою екстинкцією A = (A<sub>FINAL</sub> - A<sub>INITIAL</sub>).

## РОЗРАХУНОК

$$\text{Холестерин ЛПВЦ (мг/дл)} = \frac{A_{sam} - A_{bl}}{A_{cal} - A_{bl}} \times C_{cal}$$

C<sub>cal</sub> = концентрація калібратора

## ПЕРЕРАХУНОК ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ

мг/дл × 0,026 = ммоль/л

## ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ<sup>15</sup>

У сироватці:	Чоловіки	Жінки
5–9 р	38–75	36–73 мг/дл
10–14 р	37–74	37–70 мг/дл
15–19 р	30–63	35–74 мг/дл
20–24 р	30–63	33–79 мг/дл
25–29 р	31–63	37–83 мг/дл
30–34 р	28–63	36–77 мг/дл
35–39 р	29–62	34–82 мг/дл
40–44 р	27–67	34–88 мг/дл
45–49 р	30–64	34–87 мг/дл
50–54 р	28–63	37–92 мг/дл
55–59 р	28–71	37–91 мг/дл
60–64 р	30–74	38–92 мг/дл
65–69 р	30–75	35–96 мг/дл
>69 р	31–75	33–92 мг/дл

## Класифікація Adult Treatment Panel III<sup>16</sup>:

Низький <40 мг/дл  
Високий >59 мг/дл  
Рекомендується, щоб кожна лабораторія підтвердила ці діапазони або встановила власні референтні інтервали.

## АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наведені дані репрезентативні для автоматичної системи ERBA XL-640; результати у вашій лабораторії можуть відрізнятися.

**Межа кількісного визначення:** 0,48 мг/дл  
Межа кількісного визначення представляє найнижчий рівень аналізу, який може бути вимірний. Вона розрахована як визначена активність розведеного зразка з коефіцієнтом варіації менше 20 % (n = 30).

**Лінійність:** 208 мг/дл

Лінійність – це найвища вимірювана активність із відновленням у межах ±10 % від теоретичного значення.

## Прецизійність:

Прецизійність була визначена з використанням контрольних матеріалів за внутрішнім протоколом із повторюваністю (n = 20) та проміжною прецизійністю (два аликвіти за запуск, два запуски на день протягом 20 днів). Було отримано такі результати:

Повторюваність	Середнє (мг/дл)	SD (мг/дл)	CV (%)	Проміжна прецизійність	Середнє (мг/дл)	SD (мг/дл)	CV (%)
Зразок 1	41,7	0,29	0,70	Зразок 1	41,1	1,05	2,55
Зразок 2	79,9	0,47	0,59	Зразок 2	79,6	1,84	2,31

## ТОЧНІСТЬ

Було використано два різні валідовані контрольні матеріали. Визначене зміщення становить -3,7 % при цільовому значенні 55,4 мг/дл та -6,9 % при цільовому значенні 83,8 мг/дл.

## ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ

Порівняння між автоматичною системою ERBA XL-640 ЛПВЦ ХОЛЕСТЕРИН ПРЯМИЙ (y) та комерційно доступним тестом (x) з використанням 130 зразків дало такі результати:

Лінійна регресія:  
r = 1,047x - 4,550 мг/дл

Passing-Bablok<sup>17</sup>:  
r = 1,047x - 4,654 мг/дл

r = 0,982

## ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Критерії відновлення в межах ±10 % від початкового значення концентрації холестерину у зразку за відсутності інтерферуючих речовин.

Наступні речовини не впливають на результат: гемоглобін до 12,5 г/л, білірубін до 40 мг/дл, тригліцериди до 850 мг/дл.

N-ацетилцистеїн, метамізол та ацетамінофен (парацетамол), включно з його метаболітом N-ацетил-p-бензохіноніміном, можуть спричинити хибнонегативні результати<sup>18,19</sup>.

## ОБМЕЖЕННЯ:

- Погіршені реагенти (наприклад, у разі перевищення температури зберігання) можуть призводити до некоректних результатів. Максимально допустиме значення абсорбції біланку реагенту, виміряне при 600 нм відносно дистильованої води, становить 0,3.

- Високі концентрації гемоглобіну, білірубину та тригліцеридів у зразку можуть впливати на визначення холестерину ЛПВЦ. Див. розділ «Фактори, що впливають на результат».

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Лише для *in vitro* діагностичного використання. Повинен застосовуватися кваліфікованим та професійно підготовленим персоналом. Будь-який серйозний інцидент, пов'язаний із пристроєм, має бути повідомлений виробнику та компетентному органу відповідної країни ЄС, де розташований користувач та/або пацієнт.

## Захист здоров'я

Використані матеріали тваринного походження супроводжуються офіційним ветеринарним сертифікатом державного зразка. Компоненти тваринного походження були отримані від здорових тварин, що перебували під наглядом зареєстрованого ветеринарного лікаря, та, за зовнішніми ознаками, не мали інфекційних чи заразних захворювань або шкідливих паразитів. Проте цей матеріал слід розглядати як потенційно здатний передавати інфекційні захворювання, тому поводиться з ним потрібно відповідно.

## Ідентифікація загроз відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008

### R1

UFI: PAWG-4WA6-3J5S-PM0Q



### Увага

Містить: реакційну масу: 5-хлоро-2-метил-4-ізотіазолін-3-ону і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону

### Позначки небезпеки:

H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

### Заходи безпеки:

P280 Надягнути захисні рукавички/захисний одяг/захист очей.  
P303+P361+P353 У разі ПОТРАПЛЕННЯ НА ШКІРУ: (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою або під душем.  
P333+P313 У разі виникнення подразнення або свіжості на шкірі: Пройти медичний огляд.

### R2

E208 Містить реакційну масу: 5-хлоро-2-метил-4-ізотіазолін-3-ону і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону. Може спричинити алергічну реакцію.

## УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Будь ласка, дотримуйтесь місцевих законодавчих вимог щодо утилізації.

**UA** Уповноважений представник в Україні:  
**ТОВ „ЕРБА ДІАГНОСТИК УКРАЇНА“**  
01042, Київ, вул. ІОННА ПАВЛА II, буд. 21, офіс 401  
тел. +38-050-4483456  
ukraine@erba.com

# CHOLESTÉROL HDL DIRECTE

Cat. N°	Nom de l'emballage	Emballage (contenu)
BLT00030	HDL C DIRECT 240	R1 : 3 × 60 ml, R2 : 3 × 20 ml, mode d'emploi



## UTILISATION PRÉVUE

Le kit est destiné à la détermination quantitative photométrique *in vitro* du cholestérol HDL dans le sérum et le plasma humains sur divers systèmes automatiques. En combinaison avec d'autres paramètres, il est destiné au dépistage, à la surveillance et au diagnostic des maladies coronariennes. Réservé à un usage professionnel en laboratoire clinique.


## SIGNIFICATION CLINIQUE

Les lipoprotéines de haute densité (HDL) constituent l'une des principales classes de lipoprotéines plasmatiques. Elles sont synthétisées dans le foie sous forme de complexes d'apolipoprotéines et de phospholipides et sont capables de capter le cholestérol et de le transporter des artères vers le foie, où le cholestérol est converti en acides biliaires et excrété dans l'intestin.

Un certain nombre d'études épidémiologiques ont mis en évidence une relation inverse entre les niveaux de cholestérol HDL (HDL C) dans le sérum et l'incidence/la prévalence des maladies coronariennes. L'importance du HDL C en tant que facteur de risque de maladie coronarienne est désormais reconnue. La mesure précise des HDL C est d'une importance vitale pour l'évaluation du risque de maladie coronarienne chez un patient.

## PRINCIPE

L'anticorps anti-β-lipoprotéines humaines R1 se lie aux lipoprotéines (LDL, VLDL et chylomicrons) autres que les HDL. Les complexes antigène-anticorps forment bloquent la réaction enzymatique lorsque R2 est ajouté. Le cholestérol estérase (CHE) et le cholestérol oxydase (CHO) de R2 ne réagissent qu'avec le cholestérol HDL. Le peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) produit par les réactions enzymatiques avec le cholestérol HDL donne un complexe de couleur bleue lors de la condensation oxydative du F-DAOS [N-éthyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-diméthoxy-4-fluoroaniline, sel de sodium] et de la 4-aminoantipyrine (4-AAP) en présence de la peroxydase (POD)<sup>1,2,3</sup>.



L'absorbance du colorant bleu produit à 600 nm est proportionnelle à la concentration de cholestérol HDL dans l'échantillon.

## DESCRIPTION ET COMPOSITION DU RÉACTIF

R1	
Tampon de Good (pH 7,0)	30 mmol/l
4-aminoantipyrine	0,9 mmol/l
Peroxydase	2,4 kU/l
Ascorbate oxydase	2,7 kU/l
Anticorps anti-β-lipoprotéines humaines	
R2	
Tampon de Good (pH 7,0)	30 mmol/l
Cholestérol estérase	4 kU/l
Cholestérol oxydase	20 kU/l
F-DAOS	0,8 mmol/l

## COMPOSITION DU MÉLANGE RÉACTIONNEL

Tampon de Good (pH 7,0)	29,8 mmol/l
4-aminoantipyrine	0,67 mmol/l
F-DAOS	0,2 mmol/l
Peroxydase	1,8 kU/l
Ascorbate oxydase	2,0 kU/l
Cholestérol estérase	1,0 kU/l
Cholestérol oxydase	5,0 kU/l
Anticorps anti-β-lipoprotéines humaines	

## PRÉPARATION DU RÉACTIF

Les réactifs sont liquides, prêts à l'emploi.

## LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI AVEC LE DISPOSITIF

Tout instrument dont la température est réglée à 37 ± 0,5 °C et qui est capable de lire l'absorbance à 600/700 nm peut être utilisé ; il s'agit d'un équipement de laboratoire général.

HDL C CAL, Cat. N°. BLT00072  
 ERBA NORM 4×5, Cat. N°. BLT00080  
 ERBA NORM 10×5, Cat. N°. XSYS0123  
 ERBA PATH 4×5, Cat. N°. BLT00081  
 ERBA PATH 10×5, Cat. N°. XSYS0124

## STABILITÉ ET STOCKAGE

Les réactifs non ouverts sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon et l'étiquette du kit lorsqu'ils sont conservés à une température comprise entre 2 et 8 °C. Après ouverture, les réactifs sont stables jusqu'à la date de péremption à 2-8 °C s'ils sont conservés dans des conditions appropriées, soigneusement fermés, à l'abri de la lumière et sans aucune contamination.

## COLLECTE ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS

Il est recommandé de suivre la norme ISO 15189 et les instructions du laboratoire. Pour le prélèvement et la préparation des échantillons, n'utilisez que des tubes ou des récipients de prélèvement appropriés.

Seuls les spécimens énumérés ci-dessous ont été testés et jugés acceptables.

Sérum.  
 Plasma : Plasma de Li-héparine.  
 Des échantillons à jeun et non à jeun peuvent être utilisés<sup>4,5</sup>.  
 Les types d'échantillons énumérés ont été testés avec une sélection de tubes de prélèvement d'échantillons disponibles dans le commerce au moment du test, c'est-à-dire que tous les tubes disponibles de tous les fabricants n'ont pas été testés. Les systèmes de collecte d'échantillons des différents fabricants peuvent contenir des matériaux différents qui peuvent affecter les résultats des tests dans certains cas. Lors du traitement d'échantillons dans des tubes primaires (systèmes de collecte d'échantillons), il convient de suivre les instructions du fabricant du tube. Centrifugez les échantillons contenant des précipités avant d'effectuer l'essai. Consultez la section limitations et interférences pour plus de détails sur les interférences possibles entre les échantillons.

Stabilité dans le sérum / plasma <sup>6</sup> :	2 days at	20-25 °C
	7 days at	4-8 °C
	3 months at	-20 °C

Jetez les échantillons contaminés.

## ÉTALONNAGE

L'étalonnage avec HDL C CAL est recommandé.  
 Étalonage en 2 points (blanc et calibrateur) ; il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée comme blanc. Fréquence d'étalonnage : il est recommandé d'effectuer un étalonnage  
 • après changement de lot de réactifs  
 • conformément aux procédures internes de contrôle de la qualité

## CONTRÔLE QUALITÉ

Pour le contrôle de la qualité, il est recommandé d'utiliser ERBA NORM et ERBA PATH. Les intervalles et les limites de contrôle doivent être adaptés aux exigences de chaque laboratoire. Les valeurs obtenues doivent se situer dans les intervalles définis. Chaque laboratoire doit établir les mesures correctives à prendre si les valeurs se situent en dehors des limites définies.

## TRAÇABILITÉ

Cette méthode, le calibrateur HDL/LDL et les contrôles ERBA NORM et ERBA PATH ont été normalisés par rapport à la méthode de référence UCMH des US CDC.

## PROCÉDURE D'ESSAI

Longueur d'onde : 600/700 nm  
 Cuvette : 1 cm

	Blanc réactif	Calibrateur	Sample
Réactif 1	0,900 ml	0,900 ml	0,900 ml
Échantillon	-	-	0,010 ml
Calibrateur	-	0,010 ml	-
Eau distillée	0,010 ml	-	-

Mélangez et, après 5 minutes d'incubation, lisez l'absorbance initiale pour le blanc A<sub>bl</sub>, l'échantillon A<sub>sam</sub> et le calibrateur A<sub>cal</sub>. Ajoutez ensuite :

Réactif 2	0,300 ml	0,300 ml	0,300 ml
-----------	----------	----------	----------

Mélangez et, après 5 minutes d'incubation, lisez l'absorbance finale pour le blanc A<sub>bl</sub>, l'échantillon A<sub>sam</sub> et le calibrateur A<sub>cal</sub>.

Calculez l'absorbance résultante comme la différence entre l'absorbance finale et l'absorbance initiale A = (A<sub>FINAL</sub> - A<sub>INITIAL</sub>).

## CALCUL

$$\text{Cholestérol HDL (mg/dl)} = \frac{A_{\text{sam}} - A_{\text{bl}}}{A_{\text{cal}} - A_{\text{bl}}} \times C_{\text{cal}} \quad C_{\text{cal}} = \text{concentration du calibrateur}$$

## CONVERSION DE L'UNITÉ

$$\text{mg/dl} \times 0,026 = \text{mmol/l}$$

## VALEURS ATTENDUES<sup>15</sup>

En sérum :	Homme	Femme
5-9 a	38-75	36-73 mg/dl
10-14 a	37-74	37-70 mg/dl
15-19 a	30-63	35-74 mg/dl
20-24 a	30-63	33-79 mg/dl
25-29 a	31-63	37-83 mg/dl
30-34 a	28-63	36-77 mg/dl
35-39 a	29-62	34-82 mg/dl
40-44 a	27-67	34-88 mg/dl
45-49 a	30-64	34-87 mg/dl
50-54 a	28-63	37-92 mg/dl
55-59 a	28-71	37-91 mg/dl
60-64 a	30-74	38-92 mg/dl
65-69 a	30-75	35-96 mg/dl
>69 a	31-75	33-92 mg/dl

## Classification du panel de traitement pour adultes III<sup>16</sup> :

Faible < 40 mg/dl  
 High > 59 mg/dl

Il est recommandé que chaque laboratoire vérifie cette fourchette ou dérive l'intervalle de référence pour la population qu'il dessert.

## PERFORMANCE ANALYTIQUE

Les données contenues dans cette section sont représentatives des performances du système automatique ERBA XL-640. Les données obtenues dans votre laboratoire peuvent différer de ces valeurs.

## Limite de quantification : 0,48 mg/dl

La limite de quantification représente le niveau le plus bas mesurable de l'analyte. Il est calculé comme l'activité déterminée de l'échantillon dilué pour avoir un CV < 20 % (n = 30).

## Linéarité : 208 mg/dl

La linéarité est l'activité mesurée la plus élevée avec une récupération à ± 10 % de la valeur théorique.

## Précision :

La précision a été déterminée en utilisant des contrôles dans un protocole interne avec répétabilité (n = 20) et précision intermédiaire (2 aliquotes par cycle, 2 cycles par jour, 20 jours). Les résultats suivants ont été obtenus :

Répétabilité	Moyenne (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
Échantillon 1	41,7	0,29	0,70
Échantillon 2	79,9	0,47	0,59

Précision intermédiaire	Moyenne (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
Échantillon 1	41,1	1,05	2,55
Échantillon 2	79,6	1,84	2,31

## Exactitude

Deux matériaux de contrôle validés différents ont été utilisés. Le biais déterminé est de -3,7 % à la valeur cible de 55,4 mg/dl et de -6,9 % à la valeur cible de 83,8 mg/dl.

## Comparaison

Une comparaison entre le système automatique XL-640 CHOLESTÉROL HDL DIRECTE (y) et un test disponible dans le commerce (x) utilisant 130 échantillons a donné les résultats suivants :

Régression linéaire :  
 $y = 1,047x - 4,550 \text{ mg/dl} \quad r = 0,982$   
 Passing-Bablok<sup>17</sup> :  
 $y = 1,047x - 4,654 \text{ mg/dl} \quad r = 0,985$

## Interférences

Critère : Récupération à ± 10 % de la valeur initiale de la concentration de cholestérol dans l'échantillon sans substance interférente.

Les substances suivantes n'interfèrent pas : hémoglobine jusqu'à 12,5 g/l, bilirubine jusqu'à 40 mg/dl, triglycérides jusqu'à 850 mg/dl.

La N-acétylcystéine, le métamizole et l'acétaminofène (paracétamol), y compris son métabolite N-acétyl-p-benzoquinone imine, peuvent entraîner des résultats faussement négatifs<sup>18,19</sup>.

## Limites :

- Des réactifs détériorés (par exemple en dépassant la température de stockage) peuvent donner des résultats incorrects. L'absorbance maximale admissible du blanc réactif mesurée à 600 nm par rapport à l'eau distillée est de 0,3.

- Une concentration élevée d'hémoglobine, de bilirubine et de triglycérides dans l'échantillon peut interférer avec la détermination du cholestérol HDL. Consultez le paragraphe Interférences.

## AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

Pour le diagnostic *in vitro*. À traiter par une personne habilitée et professionnellement formée. Tout incident grave lié au dispositif est signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

## Protection de la santé

Les matériaux d'origine animale utilisés sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel délivré par un vétérinaire officiel. Les composants animaux ont été prélevés sur des animaux sains soignés par un vétérinaire agréé et apparemment exempts de maladies infectieuses et contagieuses et de parasites nuisibles. Toutefois, ce matériel doit être manipulé comme s'il était susceptible de transmettre des maladies infectieuses.

## Identification des dangers conformément au règlement (CE) n° 1272/2008

R1  
 UFI : PAWG-4WA6-3J5S-PMOQ



## Avvertissement

Contient : masse de réaction de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one

**Mentions de danger :**  
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

## Conseils de prudence :

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.  
 P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou seoucher.  
 P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

## R2

EUH208 Contient une masse de réaction de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une réaction allergique.

## GESTION DES DÉCHETS

Reportez-vous aux exigences légales locales.



# COLESTEROL HDL DIRECTO

Nº de cat.	Nome da embalagem	Embalagem (conteúdo)
BLT00030	HDL C DIRECT 240	R1: 3 x 60 ml, R2: 3 x 20 ml, instruções de utilização

PT



## UTILIZAÇÃO PREVISTA

O kit destina-se à determinação fotométrica quantitativa *in vitro* do colesterol HDL no soro e plasma humanos em vários sistemas automáticos. Em combinação com outros parâmetros, destina-se ao rastreio, monitorização e diagnóstico de doença cardíaca coronária. Apenas para utilização profissional em laboratórios clínicos.

## SIGNIFICÂNCIA CLÍNICA

As lipoproteínas de alta densidade (HDL) constituem uma das principais classes de lipoproteínas plasmáticas. São sintetizados no fígado como complexos de apolipoproteínas e fosfolípidos e são capazes de captar o colesterol e transportá-lo das artérias para o fígado, onde o colesterol é convertido em ácidos biliares e excretado no intestino.

Uma relação inversa entre os níveis de colesterol HDL (HDL C) no soro e a incidência/prevalência de doença coronária (CHD) foi demonstrada numa série de estudos epidemiológicos. A importância do HDL C como fator de risco para a doença coronária é agora reconhecida.

A medição exacta do HDL C é de importância vital na avaliação do risco de doença coronária dos doentes.

## PRINCÍPIO

O anticorpo  $\beta$ -lipoproteínas anti-humanas no R1 liga-se a lipoproteínas (LDL, VLDL e quilomícrons) exceto HDL. Os complexos antígeno-anticorpo formados bloqueiam a reação enzimática quando se adiciona R2. A colesterol esterase (CHE) e a colesterol oxidase (CHO) no R2 reagem apenas com o colesterol HDL. O peróxido de hidrogénio ( $H_2O_2$ ) produzido pelas reações enzimáticas com o colesterol HDL produz um complexo de cor azul após condensação oxidativa de F-DAOS [N-etil-N-(2-hidroxi-3-sulfopropil)-3,5-dimetoxi-4-fluoroanilina, sal de sódio] e 4-aminoantipirina (4-AAP) na presença de peroxidase (POD)<sup>1,2,3</sup>.

LDL, VLDL, quilomícrons	Anti-humano	Complexo antígeno-anticorpo
	anticorpos $\beta$ -lipoproteína	
HDL + $H_2O + O_2$	CHO, CHE	$\Delta^4$ -colestenona + ácido gordo + $H_2O_2$
	Peroxidase	
$H_2O_2 + F-DAOS + A-AAP$		Corante azul + $H_2O$

A absorvância do corante azul a 600 nm é proporcional à concentração de colesterol HDL na amostra.

## DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO REAGENTE

<b>R1</b>		
Tampão do Good (pH 7,0)	30	mmol/l
4-aminoantipirina	0,9	mmol/l
Peroxidase	2,4	kU/L
Ascorbato oxidase	2,7	kU/L
Anticorpo $\beta$ -lipoproteínas anti-humano		

<b>R2</b>		
Tampão do Good (pH 7,0)	30	mmol/l
Colesterol esterase	4	kU/L
Colesterol oxidase	2,0	kU/L
F-DAOS	0,8	mmol/l

## COMPOSIÇÃO DA MISTURA DE REACÇÃO

Tampão do Good (pH 7,0)	29,8	mmol/l
4-aminoantipirina	0,67	mmol/l
F-DAOS	0,2	mmol/l
Peroxidase	1,8	kU/L
Ascorbato oxidase	2,0	kU/L
Colesterol esterase	1,0	kU/L
Colesterol oxidase	5,0	kU/L
Anticorpo $\beta$ -lipoproteínas anti-humano		

## PREPARAÇÃO DOS REAGENTES

Os reagentes são líquidos, prontos a utilizar.

## MATERIAL NECESSÁRIO, MAS NÃO FORNECIDO COM O DISPOSITIVO

Podem ser utilizado qualquer instrumento com controlo de temperatura de 37  $\pm$  0,5 °C capaz de ler a absorvância a 600 / 700 nm; equipamento geral de laboratório.

HDL C CAL, Nº de cat. BLT00072  
ERBA NORM 4x5, Nº de cat. BLT00080  
ERBA NORM 10x5, Nº de cat. XSYS0123  
ERBA PATH 4x5, Nº de cat. BLT00081  
ERBA PATH 10x5, Nº de cat. XSYS0124

## ESTABILIDADE E CONSERVAÇÃO

Os reagentes não abertos são estáveis até à data de validade indicada no frasco e no rótulo do kit quando armazenados a 2–8 °C. Depois de abertos, os reagentes são estáveis até à data de validade a 2–8 °C se forem armazenados em condições adequadas, cuidadosamente fechados, protegidos da luz e sem qualquer contaminação.

## COLHEITA E MANUSEAMENTO DE ESPÉCIMES

Recomenda-se o cumprimento da norma ISO 15189 e das instruções do laboratório.

Para a colheita e preparação de amostras, utilize apenas tubos ou recipientes de colheita adequados.

Apenas os espécimes enumerados abaixo foram testados e considerados aceitáveis.

Soro.

Plasma: Plasma de heparina de Li.

Podem ser utilizadas amostras em jejum e sem jejum<sup>4,5</sup>.

Os tipos de amostras enumerados foram testados com uma seleção de tubos de colheita de amostras comercialmente disponíveis na altura dos testes, ou seja, não foram testados todos os tubos disponíveis de todos os fabricantes. Os sistemas de recolha de amostras de vários fabricantes podem conter materiais diferentes que, em alguns casos, podem afetar os resultados do teste. Ao processar amostras em tubos primários (sistemas de recolha de amostras), siga as instruções do fabricante do tubo. Centrifugue as amostras que contenham precipitados antes de efetuar o ensaio.

Consulte a secção Limitações e Interferências para mais informações sobre possíveis interferências nas amostras.

<b>Estabilidade no soro / plasma<sup>6</sup>:</b>	2 dias a	20–25 °C
	7 dias a	4–8 °C
	3 meses a	-20 °C

Elimine as amostras contaminadas.

## CALIBRAÇÃO

Recomenda-se a calibração com o calibrador de HDL C CAL.

Calibração de 2 pontos (branco e calibrador); recomenda-se água destilada como branco.

Frequência de calibração: recomenda-se a realização de uma calibração

• após mudança de lote de reagente

• conforme exigido pelos procedimentos internos de controlo da qualidade

## CONTROLO DA QUALIDADE

Para o controlo da qualidade, recomenda-se a utilização do ERBA NORM e do ERBA PATH.

Os intervalos e limites de controlo devem ser adaptados de acordo com os requisitos de cada laboratório. Os valores obtidos devem situar-se dentro dos intervalos definidos. Cada laboratório deve estabelecer medidas corretivas se os valores se situarem fora dos limites definidos.

## RASTREABILIDADE

Este método, o calibrador de HDL/LDL e os controlos ERBA NORM e ERBA PATH foram normalizados em relação ao método de referência UCMH do US CDC.

## PROCEDIMENTO DE ENSAIO

Comprimento de onda: 600/700 nm

Cuvete: 1 cm

	Reagente em branco	Calibrador	Amostra
Reagente 1	0,900 ml	0,900 ml	0,900 ml
Amostra	–	–	0,010 ml
Calibrador	–	0,010 ml	–
Água destilada	0,010 ml	–	–

Misture e, após 5 minutos de incubação, leia a absorvância inicial para o branco  $A_{br}$ , a amostra  $A_{sam}$  e o calibrador  $A_{cal}$ . Depois acrescente:

Reagente 2	0,300 ml	0,300 ml	0,300 ml
------------	----------	----------	----------

Misture e, após 5 minutos de incubação, leia a absorvância final para o branco  $A_{br}$ , a amostra  $A_{sam}$  e o calibrador  $A_{cal}$ .

Calcule a absorvância resultante como a diferença entre a absorvância final e a inicial  $A = (A_{FINAL} - A_{INICIAL})$ .

## CÁLCULO

$$\text{Colesterol HDL (mg/dl)} = \frac{A_{sam} - A_{br}}{A_{cal} - A_{br}} \times C_{cal} \quad C_{cal} = \text{concentração do calibrador}$$

## CONVERSÃO DE UNIDADES

mg/dl  $\times$  0,026 = mmol/l

## VALORES ESPERADOS<sup>15</sup>

No soro:	Masculino	Feminino
5–9 a	38–75	36–73 mg/dl
10–14 a	37–74	37–70 mg/dl
15–19 a	30–63	35–74 mg/dl
20–24 a	30–63	33–79 mg/dl
25–29 a	31–63	37–83 mg/dl
30–34 a	28–63	36–77 mg/dl
35–39 a	29–62	34–82 mg/dl
40–44 a	27–67	34–88 mg/dl
45–49 a	30–64	34–87 mg/dl
50–54 a	28–63	37–92 mg/dl
55–59 a	28–71	37–91 mg/dl
60–64 a	30–74	38–92 mg/dl
65–69 a	30–75	35–96 mg/dl
>69 a	31–75	33–92 mg/dl

## Classificação do Painel de Tratamento de Adultos III<sup>16</sup>:

Baixo < 40 mg/dl

Elevado > 59 mg/dl

Recomenda-se que cada laboratório verifique este intervalo ou obtenha um intervalo de referência para a população que serve.

## DESEMPENHO ANALÍTICO

Os dados contidos nesta secção são representativos do desempenho do sistema automático ERBA XL-640. Os dados obtidos no seu laboratório podem diferir destes valores.

## Limite de quantificação:

0,48 mg/dl

O limite de quantificação representa o nível mais baixo mensurável da substância a analisar. É calculada como a atividade determinada da amostra diluída para ter um CV <20 % (n = 30).

## Linearidade:

208 mg/dl

A linearidade é a atividade medida mais elevada com recuperação dentro de  $\pm$ 10 % do valor teórico.

## Precisão:

A precisão foi determinada utilizando controlos num protocolo interno com repetibilidade (n = 20) e precisão intermédia (2 alíquotas por análise, 2 análises por dia, 20 dias). Foram obtidos os seguintes resultados:

Repetibilidade	Média (mg/dl)	DP (mg/dl)	CV (%)	Precisão intermédia	Média (mg/dl)	DP (mg/dl)	CV (%)
Amostra 1	41,7	0,29	0,70	Amostra 1	41,1	1,05	2,55
Amostra 2	79,9	0,47	0,59	Amostra 2	79,6	1,84	2,31

## Exatidão

Foram utilizados dois materiais de controlo validados diferentes. O desvio determinado é de -3,7 % para o valor-alvo de 55,4 mg/dl e de -6,9 % para o valor-alvo de 83,8 mg/dl.

## Comparação

Uma comparação entre o sistema automático XL-640 COLESTEROL HDL DIRECTO (y) e um teste disponível no mercado (x) utilizando 130 amostras apresentou os seguintes resultados:

Regressão linear:

$y = 1,047x - 4,550 \text{ mg/dl} \quad r = 0,982$

Passing-Bablok17:

$y = 1,047x - 4,654 \text{ mg/dl} \quad r = 0,985$

## Interferências

Crítério: Recuperação com um intervalo de  $\pm$ 10 % do valor inicial da concentração de colesterol na amostra sem substâncias interferentes.

As seguintes substâncias não interferem: hemoglobina até 12,5 g/l, bilirrubina até 40 mg/dl, triglicéridos até 850 mg/dl.

A N-acetilcisteína, o Metamizol e o Acetaminofeno (Paracetamol), incluindo o seu metabolito N-acetil-p-benzoquinona imina, podem causar resultados falsos negativos<sup>18,19</sup>.

## Limitações:

- Reagentes deteriorados (por exemplo, excedendo a temperatura de conservação) podem apresentar resultados incorretos. A absorvância máxima admissível do reagente em branco, medida a 600 nm em relação à água destilada, é de 0,3.

- Uma concentração elevada de hemoglobina, bilirrubina e triglicéridos na amostra pode interferir com a determinação do colesterol HDL. Consulte o ponto Interferências.

## ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Para utilização em diagnóstico *in vitro*. A manusear por uma pessoa habilitada e com formação profissional. Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente está estabelecido.

## Proteção da saúde

As matérias-primas de origem animal usadas são acompanhadas de um certificado sanitário oficial do veterinário do estado. Os componentes animais foram recolhidos de animais saudáveis sob os cuidados de um veterinário registado e estavam aparentemente isentos de doenças infecciosas e contagiosas e de parasitas nocivos. No entanto, este material deve ser manuseado como se fosse suscetível de transmitir doenças infecciosas.

## Identificação dos perigos de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

### R1

UF1: PAWG-4WA6-3J5S-PM0Q



### Atenção

Contém: massa de reação de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

**Advertência de perigo:**

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

**Recomendação de prudência:**

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular.

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

### R2

EUH208 Contém massa de reação de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona.

Podem provocar uma reacção alérgica.

## GESTÃO DE RESÍDUOS











Consulte os requisitos legais locais.



**REFERENCES / LITERATURA / ЛИТЕРАТУРА / REFERENCIAS / ЛІТЕРАТУРА / RÉFÉRENCES / REFERÊNCIAS**

1. Pisani T, GebSKI CP, Leary Et, et al. Accurate Direct Determination of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Assay. Arch Pathol Lab Med 119: 1127-1135, 1995.
2. Wiebe DA, Warnick GR. Measurement of high-density lipoprotein cholesterol. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press: 127-144, 1997.
3. Nauck M, Maerz W, Wieland H. New immunoseparationbased homogenous assay for HDL-cholesterol compared with three homogenous and two heterogeneous methods for HDL-cholesterol, Clin Chem 44: 1443-1451, 1998.
4. Sidhu D, Naugler C. Fasting time and lipid levels in a community-based population: A cross sectional study. Arch. Intern. Med. Dec 10, 172(22): 1707-1710, 2012.
5. Ontario Community Laboratory Guideline for Adult Lipid Testing (CLP017) 2013.
6. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag: 22-23, 2001.
7. Dominiczak M, McNamara J. The system of Cardiovascular prevention. 103–125; Nauk M, Wiebe D, Warnick G. Measurement of High-Density-Lipoprotein Cholesterol. 221–244. In: Handbook of Lipoprotein Testing (eds. Rifai, Warnick and Dominiczak), 2nd edition.
8. Barr DP, Russ EM, Eder HA, Protein-lipid relationships in human plasma, Am. J. Med. 11: 480, 1951.
9. Gordon T. et al., High density lipoprotein as a protective factor against coronary heart disease, Am. J. Med. 62; 707, 1977.
10. Castelli, WP et al., HDL Cholesterol and other lipids in coronary heart disease, Circulation, 55: 767, 1977.
11. National Institutes of Health publication No. 93-3095, September, 1993.
12. Williams P, et al., High density lipoprotein and coronary risk factor, Lancet, 1: 72, 1979.
13. Kannel WB, Castelli WP, Gordon T, Cholesterol in the prediction of atherosclerotic disease; New perspectives based on the Framingham study, Ann. Intern. Med. 90: 85, 1979.
14. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis, C.A., Ashwood, E.R., Bruns, D.E.; 5th edition, WB Saunders Comp., 2012.
15. Anonymous, Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III), 285, 2486-2497, JAMA 2001.
16. Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin Chem Clin Biochem, Nov;26(11): 783-790, 1988.
17. Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry: recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem 38, 376-385, 2001.
18. Genzen JR, Hunsaker JJ, Nelson LS, Faine BA, Krasowski MD, N-acetylcysteine interference of Trinder-based assays, Clin Biochem 49, 100 -104, 2016.

**USED SYMBOLS / ROUŽITÉ SYMBOLY / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / SÍMBOLOS UTILIZADOS  
ВИКОРИСТАНІ ПОЗНАЧКИ / SYMBOLES UTILISÉS / SÍMBOLOS USADOS**

 <p>Catalogue number Katalogové číslo Номер по каталогу Número de catálogo Каталожний номер Numéro de catalogue Número de catálogo</p>	 <p>Lot number Číslo šarže Код партии Número de lote Номер партії Número de lot Número de lote</p>	 <p>Expiry date Datum expirace Использовать до Fecha de caducidad Date d'expiration Data de validade</p>	 <p><i>In vitro</i> diagnostic medical device Diagnostický zdravotnícký prostriedek <i>in vitro</i> Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i> Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i> <i>In vitro</i> диагностика Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i> Diagnóstico <i>in vitro</i></p>
 <p>Consult instructions for use Čtěte návod k použití Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде Consulte las instrucciones de uso Перед використанням уважно вивчіть інструкцію Consulter la notice d'utilisation Veja as instruções de uso</p>	 <p>Manufacturer Výrobce Изготовитель Fabricante Виробник Fabricant Fabricante</p>	 <p>Temperature limit Omezení teploty Температурный диапазон Limite de temperatura Температура зберігання Limites de température Temperatura de armazenamento</p>	 <p>Content Obsah Содержание Contenido Вміст Contenu Conteúdo</p>
 <p>Biological risks Biologická rizika Биологические риски Riesgos biológicos Біологічні ризики Risques biologiques Riscos biológicos</p>	 <p>eFU: www.erba.com</p>		

# HDL CHOLESTEROL DIRECT

Kat. č.	Názov	Balenie
BLT00030	HDL C DIRECT 240	R1: 3 × 60 ml, R2: 3 × 20 ml, návod na použitie



## VÝPOČET

$$\text{HDL cholesterol (mmol/l)} = \frac{A_{\text{vz}} - A_{\text{bl}}}{A_{\text{kal}} - A_{\text{bl}}} \times C_{\text{kal}}$$

$C_{\text{kal}}$  = hodnota v kalibrátore

## PREPOČET JEDNOTKIE

mg/dL × 0,026 = mmol/l

## REFERENČNÉ HODNOTY<sup>15</sup>

Sérum:	Muži:	Ženy:
5–9 rokov	38–75	36–73 mmol/l
10–14 rokov	37–74	37–70 mmol/l
15–19 rokov	30–63	35–74 mmol/l
20–24 rokov	30–63	33–79 mmol/l
25–29 rokov	31–63	37–83 mmol/l
30–34 rokov	28–63	36–77 mmol/l
35–39 rokov	29–62	34–82 mmol/l
40–44 rokov	27–67	34–88 mmol/l
45–49 rokov	30–64	34–87 mmol/l
50–54 rokov	28–63	37–92 mmol/l
55–59 rokov	28–71	37–91 mmol/l
60–64 rokov	30–74	38–92 mmol/l
65–69 rokov	30–75	35–96 mmol/l
>69 rokov	31–75	33–92 mmol/l

## Klasifikačný panel III na liečbu dospelých<sup>16</sup>:

Nizky HDL-cholesterol <40 mg/dl  
 Vysoký HDL-cholesterol >59 mg/dl  
 Odporúča sa, aby si každé laboratórium overilo rozsah referenčného intervalu pre populáciu, pre ktorú zaisťuje laboratórne vyšetrenie.

## VYKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

Výkonnosť charakteristiky boli získané na automatickom systéme ERBA XL-640. Údaje získané vo vašom laboratóriu sa môžu od týchto hodnôt odlišovať.

**Dolná medza stanoviteľnosti:** 0,012 mmol/l

Dolná medza stanoviteľnosti označuje najnižšiu merateľnú hodnotu analytu. Je vypočítaná ako stanovená aktivita zriedenej vzorky s CV <20 % (n = 30).

**Linearita:** 5,41 mmol/l

Linearita je najvyššia nameraná aktivita s vyťažnosťou ±10 % od teoretickej hodnoty.

## Presnosť:

Presnosť bola stanovená použitím kontrolných materiálov podľa interného protokolu s opakovateľnosťou (n = 20) a medziľahlou presnosťou (2 alikvoty v jednom meraní, 2 merania denne, 20 dní). Boli získané nasledujúce výsledky:

Opakovateľnosť	Priemer (mmol/l)	SD (mmol/l)	CV (%)
Vzorka 1	1,08	0,008	0,70
Vzorka 2	2,08	0,012	0,59

Medziľahlá presnosť	Priemer (mmol/l)	SD (mmol/l)	CV (%)
Vzorka 1	1,07	0,027	2,55
Vzorka 2	2,07	0,048	2,31

## Správnosť

Boli použité dva rôzne validované kontrolné materiály. Stanovený bias je -3,7 % pre hodnotu 1,44 mmol/l a -6,9 % pre hodnotu 2,18 mmol/l.

## Porovnanie

Hodnoty HDL CHOLESTEROL DIRECT, stanovené na automatickom systéme XL-640 (y), boli porovnané s komerčne dostupným testom (x):

Počet vzoriek (n) = 130  
 Lineárna regresia:  $r = 0,982$   
 $y = 1,047x - 0,118$  mmol/l  
 Passing-Bablok<sup>17</sup>:  
 $y = 1,047x - 4,654$  mg/dl  $r = 0,985$

## INTERFERENCIA

Kritérium: výťažnosť v rámci ±10 % počiatočnej hodnoty HDL cholesterolu vo vzorke bez interferujúcich látok.

Nasledujúce analyty neinterferujú:  
 hemoglobín do 12,5 g/l, bilirubín do 40 mg/dl, triglyceridy do 850 mg/dl.  
 N-acetylcystein, metamizol a acetaminofén (paracetamol), vrátane jeho metabolitu N-acetyl-p-benzochi-noni-mu, môže spôsobiť falošne negatívne výsledky<sup>18,19</sup>.

## Obmedzenia

- Zhoršená kvalita činidiel (napríklad prekročením skladovacej teploty) môže spôsobiť nesprávne výsledky.  
 Minimálna povolená absorbanca blanku pri 600 nm oproti destilovanej vode je 0,3.  
 - Vysoké koncentrácie hemoglobínu, bilirubínu a triglyceridov vo vzorke môžu interferovať so stanovením HDL cholesterolu. Rovnako môžu interferovať aj niektoré liečivá. Pozri odstavec Interferencie.

## VAROVANIA A POKYNY NA BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE

Určené na *in vitro* diagnostické použitie oprávnenou a odbornou osobou. Akýkoľvek závažný incident, ku ktorému došlo v súvislosti s týmto prostriedkom, musí byť ohlásený výrobcovi a príslušnému orgánu krajiny, v ktorej sa používateľ a/alebo pacient nachádza.

## Ochrana zdravia

Použitie materiálov živočíšneho pôvodu sú sprevádzané oficiálnym osvedčením o zdravotnej nezávadnosti od štátneho veterinárneho lekára. Živočíšne zložky boli odoberané od zdravých zvierat v starostlivosti registrovaného veterinára a boli zjavne bez infekčných a nákazlivých chorôb a škodlivých parazitov. S týmto materiálom by sa však aj napriek tomu malo zaobchádzať ako s potenciálne infekčným.

## Identifikácia nebezpečnosti v súlade s Nariadením (EC) č. 1272/2008

R1  
 UFI: PAWG-4WA6-3J5S-PMQO



Pozor

Obsahuje: reakčná zmes: 5-chlór-2-methylisothiazol-3 (2H)-ónu a 2-methylisothiazol-3 (2H)-ónu

## Výstražné upozornenie:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

## Bezpečnostné upozornenie:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.  
 P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.  
 P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

## R2

EUH208 Obsahuje reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu. Môže vyvolať alergickú reakciu.

## NAKLADANIE S ODPADMI

Likvidácia odpadových materiálov musí prebiehať v súlade s miestnymi predpismi.

## ÚČEL POUŽITIA


Diagnostická súprava na fotometrické kvantitatívne *in vitro* stanovenie HDL cholesterolu v ľudskom sére a plazme na rôznych automatických systémoch. V kombinácii s ďalšími parametrami je určená na screening, monitorovanie a diagnostiku ischemickej choroby srdca. Iba na odborné použitie v klinických laboratóriách.

## KLINICKÝ VÝZNAM

Lipoproteíny s vysokou hustotou (HDL) tvoria jednu z hlavných tried plazmatických lipoproteínov. Sú syntetizované v pečeni ako komplex apolipoproteínu a fosfolipidu a sú schopné zachytávať cholesterol a prenášať ho z tepla do pečene, kde sa cholesterol premieňa na žlčové kyseliny a vylučuje sa do čreva. Inverzný vzťah medzi hladinami HDL cholesterolu (HDL C) v sére a výskytom/prevalenciou koronárnej choroby srdca (CHD) bol preukázaný v rade epidemiologických štúdií. Význam HDL C ako rizikového faktora pre CHD je dnes uznávaný. Presné meranie HDL C má zásadný význam pri posudzovaní rizika CHD u pacientov.

## PRINCÍP METÓDY

Protílátka proti ľudským β-lipoproteínom v R1 sa viaže na iné lipoproteíny (LDL, VLDL, a chylomikróny) ako HDL. Vytvorené komplexy antigén-protílátka blokujú enzymovú reakciu po pridaní R2. Cholesterolesteráza (CHE) a cholesteroxidáza (CHO) v R2 reagujú iba s HDL cholesterolom. Peroxid vodíka (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) vznikajúci pri reakcii enzýmov s HDL cholesterolom poskytuje modro zafarbený komplex pri oxidatívnej kondenzácii F-DAOS [N-etyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxy-4-fluoroanilín, sodná soľ] a 4-aminoantipyrínu (4-AAP) v prítomnosti peroxidázy (POD)<sup>22</sup>.



Absorbancia modrého farbiva meraná pri 600 nm je úmerná koncentrácii HDL cholesterolu vo vzorke.

## ZLOŽENIE ČINIDIEL

R1		
Goodov pufer (pH 7,0)	30	mmol/l
4-aminoantipyrín	0,9	mmol/l
Peroxidáza	2,4	kU/l
Askorbatoxidáza	2,7	kU/l

Protílátka proti ľudským β-lipoproteínom

R2		
Goodov pufer (pH 7,0)	30	mmol/l
Cholesterolesteráza	4	kU/l
Cholesteroxidáza	20	kU/l
F-DAOS	0,8	mmol/l

## ZLOŽENIE REAKČNEJ ZMESI

Goodov pufer (pH 7,0)	29,8	mmol/l
4-aminoantipyrín	0,67	mmol/l
F-DAOS	0,2	mmol/l
Peroxidáza	1,8	kU/l
Askorbatoxidáza	2,0	kU/l
Cholesterolesteráza	1,0	kU/l
Cholesteroxidáza	5,0	kU/l

## PRÍPRAVA PRACOVNÝCH ROZTOKOV

Činidlá sú kvapalné, pripravené na použitie.

## POTREBNÝ MATERIÁL, ALE NEDODÁVANÝ SO SÚPRAVOU

Analýzátor s regulačiou teploty 37 ±0,5 °C, ktorý je schopný odčítať absorbanciu pri 600/700 nm, základné laboratórne vybavenie.

HDL C CAL, kat. č. BLT00072  
 ERBA NORM 4×5, kat. č. BLT00080  
 ERBA NORM 10×5, kat. č. XSYS0123  
 ERBA PATH 4×5, kat. č. BLT00081  
 ERBA PATH 10×5, kat. č. XSYS0124

## STABILITA A SKLADOVANIE

Neotvorené činidlá, skladované pri 2–8 °C, sú stabilné do doby expirácie vyznačenej na obale. Činidlá sú pripravené na použitie. Po otvorení sú činidlá stabilné do doby expirácie, ak sú skladované pri 2–8 °C vo vhodných podmienkach, po použití dobre uzavreté a chránené pred svetlom a kontamináciou.

## ODBER VZORIEK A PRÍPRAVA

Odporúča sa dodržiavať ISO 15189 a laboratórne pokyny. Na odber a prípravu vzoriek používajte iba vhodné skúmavky alebo odberové nádoby, iba nižšie uvedené vzorky boli testované a sú prijateľné:

Sérum  
 Plazma: Li-heparinizovaná  
 Je možné použiť vzorky nalačno aj nenalačno<sup>4,5</sup>.  
 Uvedené druhy vzoriek boli testované s vybranými typmi odberových skúmaviek, ktoré boli komerčne dostupné v danej dobe, tzn. že do testu neboli zaradené všetky typy skúmaviek od všetkých výrobcov. Systémy odberu vzoriek rôznych výrobcov môžu obsahovať rôzne materiály, ktoré môžu mať v niektorých prípadoch zásadný vplyv na výsledky. Pri spracovaní vzoriek v primárnych skúmavkách (systém odberu vzoriek) dodržujte pokyny ich výrobcov. Pred vykonaním testu oddelte zrazeniny vo vzorkách centrifugáciou. Podrobnosti o možných obmedzeniach nájdete v časti Interferencie.

Stabilita v sére / plazme <sup>6</sup> :	2 dni pri 20–25 °C	7 dní pri 4–8 °C	3 mesiace pri -20 °C
--	--------------------	------------------	----------------------

Nepoužívajte kontaminované vzorky.

## KALIBRÁCIA

Na kalibráciu sa odporúča HDL C CAL. Dvojbodová kalibrácia (blank a kalibrátor); ako blank sa odporúča destilovaná voda. Frekvencia kalibrácie: odporúča sa vykonávať kalibráciu:  
 • pri zmene šarže reagensí  
 • podľa požiadaviek interných postupov kontroly kvality

## KONTROLA KVALITY

Na kontrolu kvality sa odporúča ERBA NORM a ERBA PATH. Intervaly a limity kontrol by mali byť nastavené podľa požiadaviek každého jednotlivého laboratória. Získané hodnoty by mali spadať do definovaných intervalov. Každé laboratórium by malo stanoviť nápravné opatrenia, ak hodnoty prekročia definované rozmedzie.

## NADVÁZNOSŤ

Metóda, kalibrátor HDL C CAL a kontroly ERBA NORM a PATH boli štandardizované podľa US CDC referenčnej metódy UCMH.

## POSTUP MERANIA

Vlnová dĺžka: 600/700 nm  
 Kyveta: 1 cm

	Reagenčný blank	Kalibrátor	Vzorka
Činidlo 1	0,900 ml	0,900 ml	0,900 ml
Vzorka	–	–	0,010 ml
Kalibrátor	–	0,010 ml	–
Destilovaná voda	0,010 ml	–	–

Premieša sa a po 5 min. inkubácie (pri 37 °C) sa zmeria počiatočná absorbanca blanku  $A_{\text{bl}}$ , vzorky  $A_{\text{vz}}$  a kalibrátora  $A_{\text{kal}}$ . Potom sa pridá:

Činidlo 2	0,300 ml	0,300 ml	0,300 ml
-----------	----------	----------	----------

Premieša sa a po 5 min. inkubácie sa zmeria počiatočná absorbanca blanku  $A_{\text{bl}}$ , vzorky  $A_{\text{vz}}$  a kalibrátora  $A_{\text{kal}}$ . Vypočíta sa výsledná absorbanca ako rozdiel medzi konečnou a počiatočnou absorbancom  $A = (A_{\text{konečná}} - A_{\text{počiatočná}})$ .

## LITERATÚRA

1. Pisani T, GebSKI CP, Leary Et, et al. Accurate Direct Determination of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Assay. Arch Pathol Lab Med 119: 1127-1135, 1995.
2. Wiebe DA, Warnick GR. Measurement of high-density lipoprotein cholesterol. In: Rifai N, Warnick GR, Dominiczak MH, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press: 127-144, 1997.
3. Nauck M, Maerz W, Wieland H. New immunoseparationbased homogenous assay for HDL-cholesterol compared with three homogenous and two heterogeneous methods for HDL-cholesterol. Clin Chem 44: 1443-1451, 1998.
4. Sidhu D, Naugler C. Fasting time and lipid levels in a community-based population: A cross sectional study. Arch. Intern. Med. Dec 10, 172(22): 1707-1710, 2012.
5. Ontario Community Laboratory Guideline for Adult Lipid Testing (CLP017) 2013.
6. Guder WG, Zawta B et al. The Quality of Diagnostic Samples. 1st ed. Darmstadt: GIT Verlag: 22-23, 2001.
7. Dominiczak M, McNamara J. The system of Cardiovascular prevention. 103–125; Nauk M, Wiebe D, Warnick G. Measurement of High-Density-Lipoprotein Cholesterol. 221–244. In: Handbook of Lipoprotein Testing (eds. Rifai, Warnick and Dominiczak), 2nd edition.
8. Barr DP, Russ EM, Eder HA, Protein-lipid relationships in human plasma, Am. J. Med. 11: 480, 1951.
9. Gordon T. et al., High density lipoprotein as a protective factor against coronary heart disease, Am. J. Med. 62; 707, 1977.
10. Castelli, WP et al., HDL Cholesterol and other lipids in coronary heart disease, Circulation, 55: 767, 1977.
11. National Institutes of Health publication No. 93-3095, September, 1993.
12. Williams P, et al., High density lipoprotein and coronary risk factor, Lancet, 1: 72, 1979.
13. Kannel WB, Castelli WP, Gordon T, Cholesterol in the prediction of atherosclerotic disease; New perspectives based on the Framingham study, Ann. Intern. Med. 90: 85, 1979.
14. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis, C.A., Ashwood, E.R., Bruns, D.E.; 5th edition, WB Saunders Comp., 2012.
15. Anonymous, Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III), 285, 2486-2497, JAMA 2001.
16. Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin Chem Clin Biochem, Nov;26(11): 783-790, 1988.
17. Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry: recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem 38, 376-385, 2001.
18. Genzen JR, Hunsaker JJ, Nelson LS, Faine BA, Krasowski MD, N-acetylcysteine interference of Trinder-based assays, Clin Biochem 49, 100 -104, 2016.

## POUŽITÉ SYMBOLY



Katalógové číslo



Číslo šarže



Dátum expirácie



Obmedzenie teploty



eIFU:  
www.erba.com



Diagnostický zdravotnícky prostriedok *in vitro*




Výrobca



Obsah



Biologické riziká



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ  
e-mail: diagnostics@erba.com, www.erba.com

CC/IFU/066/26/A

Dátum revízie: 13. 3. 2026