

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

34_2026_Změna v Návodu k použití – ANAEROTest 23

Vážení zákazníci,

před použitím suspenzního média si pečlivě přečtěte aktuální návod k použití soupravy **ANAEROTest 23**. Kapitola „**Příprava inokula**“ byla revidována.

Pokud v současné době používáte soupravu ANAEROTest 23 s předchozí verzí návodu k použití, postupujte podle níže uvedeného aktualizovaného postupu přípravy inokula.

Aktualizovaný postup přípravy inokula:

Před přípravou bakteriální suspenze změřte optickou densitu samotného suspenzního média (výchozí OD)!

Zákal připravené bakteriální suspenze musí odpovídat hodnotě McFarland 3. Při měření proto přičtěte výchozí OD suspenzního média k hodnotě odpovídající McFarland 3 a bakteriální suspenzi připravte na takto stanovenou výslednou OD. Slabší nebo hustší suspenze může vést k falešným reakcím.

Tento aktualizovaný postup použijte při přípravě bakteriální suspenze pro použití se soupravou **ANAEROTest 23**.

Pro veškerá budoucí testování používejte revidovaný návod k použití. Pokud používáte předchozí verzi návodu k použití, zajistěte, aby toto **Informativní upozornění** bylo uchováno společně s dokumentací k výrobku a bylo k dispozici všem uživatelům soupravy **ANAEROTest 23**.

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.



V Brně, 1. října 2026

Ref. č. AN_34_2026