

BILIRUBIN TOTAL

Cat. No.	Pack Name	Packaging (Content)
XSYS0023	BIL T 330	R1: 6 × 44 mL, R2: 6 × 11 mL, RFID tag, instruction for use



INTENDED USE

The kit is intended for *in vitro* photometric quantitative determination of bilirubin total in human serum and plasma on automatic systems ERBA XL. In combination with other parameters it is intended for screening, monitoring and diagnosis of liver diseases. For professional use in clinical laboratory only.

CLINICAL SIGNIFICANCE

Red blood cells at the end of their circulating lives are broken down in the reticuloendothelial system, mainly the spleen. The resulting heme is converted to bilirubin upon removal of iron. This process accounts for about 80% of the 500 µmol (292 mg) of bilirubin formed daily. Other sources of bilirubin include the breakdown of myoglobin and cytochromes and the catabolism of immature red blood cells in the bone marrow.


Once formed, bilirubin is transported to the liver bound to albumin. This fraction of bilirubin is referred to as indirect or unconjugated bilirubin. In the liver, bilirubin is conjugated to glucuronic acid (mono- and diglucuronides) by the enzyme uridyl diphosphate glucuronyl transferase to form conjugated bilirubin. Conjugated bilirubin or direct bilirubin is excreted via the biliary system into the intestine, where it is metabolized by bacteria to a group of products known collectively as sterco-bilinogen. Elimination is almost complete and serum levels are normally negligible.

Total bilirubin is the sum of the unconjugated and conjugated fractions. Total bilirubin is elevated in hepatitis, cirrhosis, hemolytic disorders, several inherited enzyme deficiencies, and conditions causing hepatic obstruction.

TOTAL BILIRUBIN = INDIRECT BILIRUBIN + DIRECT BILIRUBIN

PRINCIPLE

Bilirubin and bilirubin glucuronate react with diazotized sulphanilic acid in a strongly acidic medium and form an intensely coloured diazo dye – azobilirubin. Bilirubin glucuronate is soluble in water and reacts directly, bilirubin associated with albumin must be previously hydrolysed in presence of Cetrimide^{1,2,3,4,5}.



Absorbance of the Azobilirubin measured at 546 nm is proportional to the concentration of the total bilirubin in the sample.

REAGENT DESCRIPTION AND COMPOSITION

R1	R2
Sulphanilic acid 28.9 mmol/L	Sodium nitrite 2.90 mmol/L
HCl 58.8 mmol/L	
Cetrimide 68.6 mmol/L	

COMPOSITION OF REACTION MIXTURE

Sulphanilic acid	22.0 mmol/L
HCl	44.8 mmol/L
Cetrimide	52.2 mmol/L
Sodium nitrite	0.55 mmol/L

REAGENT PREPARATION

Reagents are liquid, ready to use. Load the number of tests from the RFID tag before using a new kit.

MATERIAL REQUIRED BUT NOT PROVIDED WITH THE DEVICE

XL MULTICAL 4×3, Cat. No. XSYS0034
 XL MULTICAL 10×3, Cat. No. XSYS0122
 ERBA NORM 4×5, Cat. No. BLT00080
 ERBA NORM 10×5, Cat. No. XSYS0123
 ERBA PATH 4×5, Cat. No. BLT00081
 ERBA PATH 10×5, Cat. No. XSYS0124
 Erba XL analysers: XL-200, Cat. No. INS00002
 XL-640, Cat. No. INS00008
 XL-1000, Cat. No. INS00010

STABILITY AND STORAGE

The unopened reagents are stable till the expiry date stated on the bottle and kit label when stored at 2–8 °C.
 On board stability: min. 60 days if refrigerated (2–10 °C) and not contaminated.

SPECIMEN COLLECTION AND HANDLING

It is recommended to follow ISO 15189 and laboratory instruction.
 For specimen collection and preparation only use suitable tubes or collection containers.
 Only the specimens listed below were tested and found acceptable.
 Serum.

Plasma: Li-heparin and K₂-EDTA plasma.

The sample types listed were tested with a selection of sample collection tubes that were commercially available at the time of testing, i.e. not all available tubes of all manufacturers were tested. Sample collection systems from various manufacturers may contain differing materials which could affect the test results in some cases. When processing samples in primary tubes (sample collection systems), follow the instructions of the tube manufacturer.

Centrifuge samples containing precipitates before performing the assay.

See the limitations and interferences section for details about possible sample interferences.

Stability in serum / plasma:

1 day at	15–25 °C
7 days at	4–8 °C
6 months at	-20 °C

Protect sample from light.
 Discard contaminated specimens.

CALIBRATION

Calibration with calibrator XL MULTICAL is recommended.
 2 point calibration (blank and calibrator); distilled water is recommended as blank
 Calibration frequency: 30 days
 Calibration is needed:
 • after reagent lot change
 • as required by internal quality control procedures
 • calibration interval may be extended based on acceptable verification of calibration by the laboratory

QUALITY CONTROL

For quality control ERBA NORM and ERBA PATH are recommended.
 The control intervals and limits should be adapted according to each individual laboratory's requirements. Values obtained should fall within the defined intervals. Each laboratory should establish corrective measures to be taken if values fall outside the defined limits.

TRACEABILITY

This method, calibrator XL MULTICAL and controls ERBA NORM and ERBA PATH have been standardized against the reference material NIST SRM 916.

ASSAY PROCEDURE AND CALCULATION

ERBA XL automatic systems calculate the concentration of each sample. For assay parameters see www.erba.com.

Assay parameters for ERBA XL automatic systems

Assay type	2-Point
Curve type	Linear
Wavelength (nm/sec.)	546/660 nm
Reading time 1	just before adding of R2
Reading time 2	10 min after adding of R1
Reaction direction	Increase
Unit	mg/dL (µmol/L)
Reagent volumes	
R1	200 µL
R2	50 µL
Sample volumes	12.6 µL

Note: reagents and sample volumes can be different for individual ERBA XL automatic systems depending on the minimum measured volume in the cuvette. The ratio R1 : R2 : sample does not change.

UNIT CONVERSION

mg/dL × 17.1 = µmol/L

EXPECTED VALUES¹⁰

In serum:	Premature	Full term
Cord	<2.0	<2.0 mg/dL
0–1 d	1.0–8.0	2.0–6.0 mg/dL
1–2 d	6.0–12.0	6.0–10.0 mg/dL
3–5 d	10.0–14.0	4.0–8.0 mg/dL
Adult		0–2.0 mg/dL

It is recommended that each laboratory verifies this range or derives reference interval for the population it serves.

ANALYTICAL PERFORMANCE

Data contained within this section is representative for performance on ERBA XL-640 automatic system. Data obtained in your laboratory may differ from these values. Data for other ERBA XL automatic systems are available on www.erba.com.

Limit of quantification: 0.02 mg/dL

Limit of quantification represents the lowest measurable analyte level. It is calculated as the determined activity of diluted sample to have CV <20 % (n = 30).

Linearity: 30 mg/dL

Linearity is the highest measured activity with recovery within ±10 % from theoretical value.

Precision:

Precision was determined by using controls in an internal protocol with repeatability (n = 20) and intermediate precision (2 aliquots per run, 2 run per day, 20 days). The following results were obtained:

Repeatability	Mean (mg/dL)	SD (mg/dL)	CV (%)
Sample 1	1.56	0.007	0.44
Sample 2	5.25	0.028	0.53

Intermediate precision	Mean (mg/dL)	SD (mg/dL)	CV (%)
Sample 1	1.37	0.027	1.96
Sample 2	4.76	0.094	1.98

Accuracy

Two different validated control materials were used. Determined bias is -0.8 % at the target value 1.68 mg/dL and 6.7 % at the target value 4.55 mg/dL.

Comparison

A comparison between XL-640 automatic system BILIRUBIN TOTAL (y) and a commercially available test (x) using 150 samples gave following results:

Linear regression:
 $y = 1.014x - 0.056 \text{ mg/dL}$ $r = 0.998$

Passing-Bablok¹¹:
 $y = 0.920x + 0.046 \text{ mg/dL}$ $r = 0.916$

Interferences

Criterion: Recovery within ±10 % of initial value of total bilirubin concentration in the sample without interfering substance.

Following substances do not interfere: haemoglobin up to 12.5 g/L, triglycerides up to 850 mg/dL. Drugs: No interference was found at therapeutic concentrations using common drug panels, except positive interferences of Rifampicin¹².

Limitations:

- Deteriorated reagents (e.g. exceeding the storage temperature) may give incorrect results. Quality of reagents is monitored on automatic systems ERBA XL by checking of the maximum permissible absorbance value of blank.
- High concentration of haemoglobin and triglycerides in sample can interfere with determination of total bilirubin. Some drugs can also interfere. See paragraph Interferences.

WARNING AND PRECAUTIONS

For *in vitro* diagnostic use. To be handled by entitled and professionally educated person. Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

Hazards identification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008

R1
 UFI: 0V0F-WE2R-2H7R-9P9K



Danger

Hazard statements:

H314 Causes severe skin burns and eye damage.

Precautionary statements:

- P260 Do not breathe vapours.
- P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301 + P330 + P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.
- P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Supplemental information

EUH 208 Contains sulphanilic acid. May produce an allergic reaction.

R2

Reagent is not classified as dangerous.

WASTE MANAGEMENT

Please refer to local legal requirements.

BILIRUBIN TOTAL

Kat. č.	Název	Balení
XSYS0023	BIL T 330	R1: 6 × 44 ml, R2: 6 × 11 ml RFID štítek, návod k použití



ÚČEL POUŽITÍ

Diagnostická souprava pro fotometrické kvantitativní *in vitro* stanovení celkového bilirubinu v lidském séru a plazmě na automatických systémech ERBA XL. V kombinaci s dalšími parametry je určena pro screening, monitorování a diagnostiku jaterních onemocnění. Pouze pro odborné použití v klinických laboratořích.

KLINICKÝ VÝZNAM

Červené krvinky se na konci svého cirkulačního života rozkládají v retikuloendotelovém systému, především ve slezině. Vzniklý hem se po odstranění železa přemění na bilirubin. Tento proces představuje asi 80 % z 500 μmol (292 mg) bilirubinu, který se denně vytvoří. Mezi další zdroje bilirubinu patří rozklad myoglobinu a cytochromů a katabolismus nezralých červenýchrvinek v kostní dřeni.

Po vytvoření je bilirubin transportován do jater vázaný na albumin. Tato frakce bilirubinu se označuje jako nepřímý nebo nekonjugovaný bilirubin. V játrech je bilirubin konjugován na kyselinu glukuronovou (mono- a diglukuronidy) enzymem uridyl difosfát glukuronyl transferázou za vzniku konjugovaného bilirubinu. Konjugovaný bilirubin nebo přímý bilirubin se vylučuje žlučovými cestami do střeva, kde je metabolizován bakteriemi na skupinu produktů známých pod souhrnným názvem sterokobilinogen. Eliminace je téměř úplná a sérové hladiny jsou obvykle zanedbatelné.

Celkový bilirubin je součtem nekonjugované a konjugované frakce. Celkový bilirubin je zvýšený při hepatitidě, cirhóze, hemolytických poruchách, některých dědičných enzymových deficiencích a stavech způsobujících jaterní obstrukci

CELKOVÝ BILIRUBIN = NEPŘÍMÝ BILIRUBIN + PŘÍMÝ BILIRUBIN

PRINCIP METODY

Bilirubin a bilirubin glukuronát reaguje s diazotovanou kyselinou sulfanilovou v silně kyselém prostředí a vytváří intenzivně zbarvené diazobarvivo – azobilirubin. Bilirubin glukuronát je rozpustný ve vodě a reaguje přímo, bilirubin vázaný na albumin musí být nejprve hydrolyzován v přítomnosti Cetrimidu^{1,2,3,4,5}.



Absorbance Azobilirubinu měřená při 546 nm je úměrná koncentraci celkového bilirubinu ve vzorku.

SLOŽENÍ ČINIDEL

R1	R2
Kyselina sulfanilová	Dusičnan sodný
HCl	2,90 mmol/l
Cetrimid	68,6 mmol/l

SLOŽENÍ REAKČNÍ SMĚSI

Kyselina sulfanilová	22,0 mmol/l
HCl	44,8 mmol/l
Cetrimid	52,2 mmol/l
Sodium nitrite	0,55 mmol/l

PŘÍPRAVA PRACOVNÍCH ROZTOKŮ

Činidla jsou kapalná, připravená k použití. Před použitím nového kitu je třeba načíst počet testů z RFID štítku.

POTŘEBNÝ MATERIÁL, ALE NEDODÁVANÝ SE SOUPRAVOU

XL MULTICAL 4×3, kat. č. XSYS0034
 XL MULTICAL 10×3, kat. č. XSYS0122
 ERBA NORM 4×5, kat. č. BLT00080
 ERBA NORM 10×5, kat. č. XSYS0123
 ERBA PATH 4×5, kat. č. BLT00081
 ERBA PATH 10×5, kat. č. XSYS0124
 Erba XL analyzátoři: XL-200, kat. č. INS00002
 XL-640, kat. č. INS00008
 XL-1000, kat. č. INS00010

STABILITA A SKLADOVÁNÍ

Neotevětená činidla, skladovaná při 2–8 °C, jsou stabilní do doby expirace vyznačené na obale. Stabilita činidel on-board: min. 60 dní při 2–10 °C a bez kontaminace.

ODBĚR VZORKŮ A PŘÍPRAVA

Je doporučeno dodržovat ISO 15189 a laboratorní pokyny. Pro odběr a přípravu vzorků používejte pouze vhodné zkumavky nebo odběrové nádoby. Pouze níže uvedené vzorky byly testovány a jsou přijatelné:

Sérum
 Plazma: Li-heparinizovaná a K2-EDTA plazma.
 Uvedené druhy vzorků byly testovány s vybranými typy odběrových zkumavek, které byly komerčně dostupné v dané době, tzn. že do testu nebyly zařazeny všechny typy zkumavek všech výrobců. Systémy odběru vzorků různých výrobců mohou obsahovat různé materiály, které mohou mít v některých případech zásadní vliv na výsledky. Při zpracování vzorků v primárních zkumavkách (systém odběru vzorků) dodržujte pokyny jejich výrobce.

Před provedením testu oddělte sraženiny ve vzorcích centrifugací.

Podrobnosti o možných omezeních naleznete v sekci Interference.

Stabilita v séru / plazmě ⁶ :	1 den při	15–25 °C
	7 dní při	4–8 °C
	6 měsíců při	-20 °C

Vzorky chraňte před světlem.
 Nepoužívejte kontaminované vzorky.

KALIBRACE

Ke kalibraci se doporučuje XL MULTICAL.
 Dvoubodová kalibrace (blank a kalibrátor); jako blank je doporučována destilovaná voda.
 Frekvence kalibrace: 30 dní
 Kalibrace je vyžadována:

- při změně šarže reagentů
- dle požadavků interních postupů kontroly kvality
- kalibrační interval může být prodloužen na základě verifikace kalibrace laboratorně

KONTROLA KVALITY

Ke kontrole kvality se doporučuje ERBA NORM a ERBA PATH.
 Intervaly a limity kontrol by měly být nastaveny podle požadavků každé jednotlivé laboratoře. Získané hodnoty by měly spadat do definovaných intervalů. Každá laboratoř by měla stanovit nápravná opatření, pokud hodnoty překročí definované rozmezí.

NÁVAZNOST

Metoda, kalibrátor XL MULTICAL a kontroly ERBA NORM a PATH byly standardizovány podle referenčního materiálu NIST SRM 916.

POSTUP MĚŘENÍ A VÝPOČET

Výpočet hodnoty ve vzorku je proveden automaticky analyzátořem ERBA. Měřicí parametry naleznete na www.erba.com.

Parametry pro ERBA XL automatické systémy

Typ měření	2-Point
Typ křivky	Lineární
Vln. délka (prim. / sek.)	546/660 nm
Odečítací čas 1	těsně před přidávkou R2
Odečítací čas 2	10 min po přidávku R1
Reakční směr	vzrůstající
Jednotka	mg/dl (μmol/l)
Objemy činidel	
R1	200 μl
R2	50 μl
objem vzorku	12,6 μl

Poznámka: objemy činidel a vzorku se mohou pro jednotlivé typy analyzátořů ERBA XL lišit v závislosti na minimálním měřitelném objemu v kvyetě. Poměr R1:R2: vzorek se však nemění.

PŘEPOČET JEDNOTEK

mg/dl × 17,1 = μmol/l

REFERENČNÍ HODNOTY¹⁰

Sérum:	předčasné	v termínu narození
Pupečník	<34,2	<34,2 μmol/l
0–1 den	17–187	34–103 μmol/l
1–2 dny	103–205	103–171 μmol/l
3–5 dní	171–240	38–137 μmol/l
Adult		0–34 μmol/l

Doporučuje se, aby si každá laboratoř ověřila rozsah referenčního intervalu pro populaci, pro kterou zajišťuje laboratorní vyšetření.

VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

Výkonnostní charakteristiky byly získány na automatickém systému ERBA XL-640. Data získaná ve vaší laboratoři se mohou od těchto hodnot lišit. Data z jiných analyzátořů ERBA jsou dostupná na www.erba.com.

Výsledky získané v různých laboratořích mohou být odlišné.

Dolní mez stanovitelnosti:

0,36 μmol/l
 Dolní mez stanovitelnosti označuje nejnižší měřitelnou hodnotu analytu. Je vypočítána jako stanovená aktivita zředěného vzorku s CV <20% (n = 30)

Linearita:

513 μmol/l
 Linearita je nejvyšší naměřená aktivita s výtěžností ±10 % od teoretické hodnoty.

Přesnost:

Přesnost byla stanovena použitím kontrolních materiálů dle interního protokolu s opakovatelností (n = 20) a mezilehlou přesností (2 alikvoty v jednom měření, 2 měření denně, 20 dní). Byly získány následující výsledky:

Opakovatelnost	Průměr (μmol/l)	SD (μmol/l)	CV (%)
Vzorek 1	26,6	0,12	0,44
Vzorek 2	89,8	0,47	0,53

Mezilehlá přesnost	Průměr (μmol/l)	SD (mg/dL)	CV (%)
Vzorek 1	23,4	0,46	1,96
Vzorek 2	81,4	1,61	1,98

Správnost

Byly použity dva různé validované kontrolní materiály. Stanovený bias je -0,8 % pro hodnotu 28,8 μmol/l a 6,7 % pro hodnotu 77,8 μmol/l.

Srovnání

Hodnoty BILIRUBIN TOTAL, stanovené na automatickém systému XL-640 (y) byly porovnány s komerčně dostupným testem (x):

Počet vzorků (n) = 150
 Lineární regrese:
 $y = 1,014x - 0,95 \mu\text{mol/l}$ $r = 0,998$
 Passing-Bablok¹¹:
 $y = 0,920x + 0,78 \mu\text{mol/l}$ $r = 0,916$

INTERFERENCE

Kritérium: výtěžnost v rámci ±10 % počáteční hodnoty celkového bilirubinu ve vzorku bez interferujících látek.

Následující analyty neinterferují:

hemoglobin do 12,5 g/l, triglyceridy do 850 mg/dl.

Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference s výjimkou pozitivních interferencí Rifampicinu¹².

Omezení

- Zhoršená kvalita činidel (například překročením skladovací teploty) může způsobit nesprávné výsledky. Kvalita činidel je monitorována analyzátoři ERBA XL proměňováním maximální povolené absorbance blanku.

- Vysoké koncentrace hemoglobinu a triglyceridů ve vzorku mohou interferovat se stanovením celkového bilirubinu. Některé léčiva mohou také interferovat. Viz odstavec interference.

VAROVÁNÍ A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Určeno pro *in vitro* diagnostické použití oprávněnou a odbornou způsobilou osobou. Jakýkoliv závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s tímto prostředkem, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu země, ve které se uživatel a/nebo pacient nachází.

Identifikace nebezpečnosti v souladu s Nařízením (EC) č. 1272/2008

Činidlo R1

UFI: 0V0F-WE2R-2H7R-9P9K



Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P260 Nevdechujte páry.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo ospirujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Doplňující informace

EUH 208 Obsahuje kyselinu sulfanilovou. Může vyvolat alergickou reakci.

R2

Činidlo není klasifikováno jako nebezpečné.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Likvidace odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními předpisy.

Билирубин общий ЭРБА Системный Реагент

Кат.№	Наименование	Содержание упаковок
XSYS0023	BIL T 330	R1: 6 × 44 мл, R2: 6 × 11 мл, RFID-метка, инструкция по применению



ПРИМЕНЕНИЕ

Набор предназначен для *in vitro* фотометрического количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических анализаторах ЭРБА XL. В сочетании с другими параметрами используется для скрининга, мониторинга и диагностики заболеваний печени. Только для профессионального применения в клинической лаборатории.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Эритроциты (красные клетки крови) в конце своего жизненного цикла разрушаются в ретикулоэндотелиальной системе, в основном в селезенке. При отщеплении железа из полученного в результате гемоглобина образуется билирубин. На этот процесс приходится около 80% из 500 мкмоль (292 мг) билирубина, образующегося ежедневно. Другими источниками билирубина являются распад миоглобина и цитохрома, а также катаболизм незрелых эритроцитов в костном мозге.

Образовавшийся билирубин транспортируется в печень, связываясь с альбумином. Эту фракцию билирубина называют непрямым или неконъюгированным билирубином. В печени билирубин соединяется с глюкуроновой кислотой (моно- и диглюкуронидами) под действием фермента уридиндифосфатглюкурозилтрансферазы, образуя конъюгированный билирубин. Конъюгированный (прямой) билирубин выводится через желчевыводящую систему в кишечник, где он метаболизируется бактериями до группы продуктов, известных под общим названием «стеркобилиноген». Выведение происходит почти полностью, а его уровни в сыворотке крови обычно незначительны.

Общий билирубин представляет собой сумму неконъюгированной и конъюгированной фракции. Общий билирубин повышается при гепатите, циррозе, гемолитических заболеваниях, некоторых врожденных дефицитах ферментов и состояниях, вызывающих печеночную непроходимость.

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН = НЕПРЯМОЙ БИЛИРУБИН + ПРЯМОЙ БИЛИРУБИН

ПРИНЦИП МЕТОДА

Билирубин и глюкуронат билирубина реагируют с диазотированной сульфаниловой кислотой (ДСК) в сильнокислой среде и образуют интенсивно окрашенный диазокраситель - азобилирубин. Глюкуронат билирубина растворим в воде и вступает в прямую реакцию, билирубин, связанный с альбумином, должен быть предварительно гидролизован в присутствии цетримид^{1,2,3,4,5}.



Поглощение азобилирубина, измеренное при 546 нм, пропорционально концентрации общего билирубина в образце.

ОПИСАНИЕ И СОСТАВ РЕАГЕНТОВ

R1		R2	
Сульфаниловая кислота	28,9 ммоль/л	Нитрит натрия	2,90 ммоль/л
НСI	58,8 ммоль/л		
Цетримид	68,6 ммоль/л		

СОСТАВ РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ

Сульфаниловая кислота	22,0 ммоль/л
НСI	44,8 ммоль/л
Цетримид	52,2 ммоль/л
Нитрит натрия	0,55 ммоль/л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Реагенты жидкие, готовые к использованию. Перед использованием нового набора загрузите количество тестов с RFID-метки.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

ЭРБА XL МУЛЬТИКАЛИБРАТОР 4×3, Кат.№ XSYS0034
 ЭРБА XL МУЛЬТИКАЛИБРАТОР 10×3, Кат.№ XSYS0122
 ЭРБА НОРМА 4×5, Кат.№ BLT00080
 ЭРБА НОРМА 10×5, Кат.№ XSYS0123
 ЭРБА ПАТОЛОГИЯ 4×5 Кат.№ BLT00081
 ЭРБА ПАТОЛОГИЯ 10×5, Кат.№ XSYS0124
 Анализаторы ЭРБА XL: XL-200, Кат.№ INS00002
 XL-640, Кат.№ INS00008
 XL-1000, Кат.№ INS00010

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Невыскранные реагенты стабильны до истечения срока годности, указанного на флаконе и этикетке набора, при условии хранения при температуре 2–8 °С. Стабильность на борту: мин. 60 дней при хранении в холодильнике (2–10 °С) и отсутствии контаминации.

СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Рекомендуется соблюдать стандарт ISO 15189 и лабораторные инструкции. Для сбора и подготовки образцов используйте только подходящие пробирки или контейнеры. Только перечисленные ниже образцы были испытаны и признаны допустимыми. Сыворотка.

Плазма: плазма с литий-гепарином или K₂-ЭДТА.

Перечисленные типы образцов были протестированы с использованием выбранных пробирок, которые были доступны в продаже на момент тестирования, т. е. не все доступные пробирки всех производителей были протестированы. Системы сбора образцов от разных производителей могут содержать различные материалы, что в некоторых случаях может повлиять на результаты исследований. При обработке образцов в первичных пробирках (система сбора образцов) следуйте инструкциям производителя пробирок. Перед проведением анализа центрифугируйте образцы, содержащие осадок. Подробную информацию о факторах, влияющих на образцы, см. в разделах «Ограничения метода» и «Интерферирующие вещества».

Стабильность в сыворотке/плазме ⁶ :	1 день при	15–25 °С
	7 дней при	4–8 °С
	6 месяцев при	-20 °С

3 защищать от прямого света!

Не использовать контаминированные образцы!

КАЛИБРОВКА

Рекомендуется проводить калибровку с помощью ЭРБА XL МУЛЬТИКАЛИБРАТОРА. Калибровка проводится по двум точкам (холостая проба и калибратор); в качестве холостого образца рекомендуется использовать дистиллированную воду. Частота калибровки: через каждые 30 дней Калибровка необходима:

- после смены партии реагентов
- согласно требованиям процедур внутреннего контроля качества
- интервал калибровки может быть увеличен на основании допустимой проверки калибровки лабораторией

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для контроля качества рекомендуется использовать контрольные материалы ЭРБА НОРМА и ЭРБА ПАТОЛОГИЯ. Контрольные интервалы и пределы должны быть адаптированы в соответствии с требованиями каждой конкретной лаборатории. Полученные значения должны находиться внутри заданных интервалов. Каждая лаборатория должна разработать корректирующие меры, которые необходимо предпринять в тех случаях, когда значения выходят за установленные пределы.

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

Данный метод, ЭРБА XL МУЛЬТИКАЛИБРАТОР и контрольные материалы ЭРБА НОРМА и ЭРБА ПАТОЛОГИЯ были стандартизированы по эталонному материалу NIST SRM 916.

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА И РАСЧЕТ

Автоматические анализаторы ЭРБА XL рассчитывают концентрацию каждого образца. Параметры анализа см. на сайте www.erbarus.com.

Параметры анализа для автоматических анализаторов ЭРБА XL

Тип анализа	по 2 точкам
Тип кривой	Линейная
Длина волны (перв./втор.)	546/660 нм
Время считывания 1	непосредственно перед добавлением R2
Время считывания 2	через 10 мин после добавления R1
Направление реакции	По возрастанию
Единицы измерения	мг/дл (мкмоль/л)
Объемы реагентов	
R1	200 мкл
R2	50 мкл
Объем образца	12,6 мкл

Примечание: объемы реагентов и образцов могут отличаться для разных моделей автоматических анализаторов ЭРБА XL в зависимости от минимального измеряемого объема в кювете. Соотношение R1 : R2 : образец не изменяется.

ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

мг/дл × 17,1 = мкмоль/л

ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ¹⁰

В сыворотке:	Недоношенные	Доношенные
Cord	<2,0	<2,0 мг/дл
0–1 день	1,0–8,0	2,0–6,0 мг/дл
1–2 день	6,0–12,0	6,0–10,0 мг/дл
3–5 день	10,0–14,0	4,0–8,0 мг/дл
Взрослые		0–2,0 мг/дл

Приведенные величины следует рассматривать как ориентировочные. Каждой лаборатории рекомендуется определить собственные референсные диапазоны для обслуживаемой популяции.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данные, содержащиеся в этом разделе, являются репрезентативными для работы на автоматическом анализаторе ЭРБА XL-640. Данные, полученные в вашей лаборатории, могут отличаться от этих значений. Данные для других моделей автоматических анализаторов ЭРБА XL доступны на сайте www.erbarus.com.

Предел количественного определения: 0,02 мг/дл
 Предел количественного определения представляет собой наименьший измеряемый уровень аналита. Он рассчитывается как установленная активность разбавленного образца при CV < 20% (n = 30).

Предел количественного определения: 30 мг/дл
 Линейность - это максимальная измеренная активность с восстановлением в пределах ±10% от теоретического значения.

Воспроизводимость:

Воспроизводимость определялась с помощью контролей во внутреннем протоколе с повторяемостью (n = 20) и промежуточной воспроизводимостью (2 аликвоты за прогон, 2 прогона в день, 20 дней). Были получены следующие результаты:

Повторяемость	Среднее (мг/дл)	SD (мг/дл)	CV (%)	Промежуточная воспроизводимость	Среднее (мг/дл)	SD (мг/дл)	CV (%)
Образец 1	1,56	0,007	0,44	Образец 1	1,37	0,027	1,96
Образец 2	5,25	0,028	0,53	Образец 2	4,76	0,094	1,98

Точность

Использовались два разных валидированных контрольных материала. Систематическое отклонение составляет -0,8% при целевом значении 1,68 мг/дл и 6,7% при целевом значении 4,55 мг/дл.

Сравнение методик

Сравнение на автоматическом анализаторе ЭРБА XL-640 набора Билирубин общий ЭРБА Системный Реагент (y) и коммерчески доступного теста (x) с использованием 150 образцов дало следующие результаты:

Линейная регрессия:
 $y = 1,014x - 0,056$ мг/дл $r = 0,998$
 Регрессия по Пассингу-Баблоку¹¹:
 $y = 0,920x + 0,046$ мг/дл $r = 0,916$

Интерферирующие вещества

Критерий: Восстановление в пределах ±10% от исходного значения концентрации общего билирубина в образце без интерферирующих веществ. Следующие вещества не влияют на результат: гемоглобин до 12,5 г/л, триглицериды до 850 мг/дл. Лекарственные препараты: при использовании обычных лекарственных средств в терапевтических концентрациях не было обнаружено никакого влияния на результаты, за исключением положительной интерференции рифампицина¹².

Ограничения метода:

- Испорченные реагенты (например, при превышении температуры хранения) могут дать неверные результаты. Качество реагентов контролируется на автоматических анализаторах ЭРБА XL путем проверки максимально допустимого значения поглощения холостой пробы.
- Высокая концентрация гемоглобина и триглицеридов в образце может повлиять на определение общего билирубина. Некоторые лекарственные препараты также могут влиять на результат. См. параграф «Интерферирующие вещества».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для диагностики *in vitro* профессионально образованным специалистом. О любом серьезном инциденте, произошедшем с изделием, необходимо сообщить производителю.

Идентификация опасностей в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

R1
 UFI: 0V0F-WE2R-2H7R-9P9K



Опасно

Обозначение опасности:
 H314 Вызывает сильные ожоги кожи и повреждения глаз.

Меры предосторожности:

- P260 Не вдыхать паров.
- P280 Пользоваться защитными перчатками/ защитная одежда/защитные очки/ щиток для защиты лица.
- P301 + P330 + P331 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или принять душ.
 P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Дополнительная информация:

EUN208 Содержит 4-Аминобензолсульфоновая кислота. Может вызывать аллергическую реакцию.

R2

Реагент не классифицируется как опасный.


УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Обратитесь к местным законодательным требованиям.

Артикул	Наименование как в РУ	Номер РУ	Дата выдачи РУ
XSYS0023	Билирубин общий ЭРБА Системный Реагент	ФСЗ 2011/09958	от 14.05.2019

BILIRRUBINA TOTAL

No. de cat.	Nombre del paquete	Embalaje (contenido)
XSYS0023	BIL T 330	R1: 6 x 44 ml, R2: 6 x 11 ml, etiqueta RFID, instrucciones de uso



USO PREVISTO

El kit está destinado a la determinación fotométrica cuantitativa *in vitro* de bilirrubina total en suero y plasma humanos en sistemas automáticos ERBA XL. En combinación con otros parámetros, está destinado a la detección, monitoreo y diagnóstico de enfermedades hepáticas. Sólo para uso profesional en laboratorios clínicos.

IMPORTANCIA CLÍNICA

Los glóbulos rojos al final de sus vidas circulantes se descomponen en el sistema reticuloendotelial, principalmente en el bazo. El hemo resultante se convierte en bilirrubina al eliminar el hierro. Este proceso representa alrededor del 80% de los 500 µmol (292 mg) de bilirrubina que se forman diariamente. Otras fuentes de bilirrubina incluyen la descomposición de la mioglobina y los citocromos y el catabolismo de los glóbulos rojos inmaduros en la médula ósea.

Una vez formada, la bilirrubina se transporta al hígado unida a la albúmina. Esta fracción de bilirrubina se conoce como bilirrubina indirecta o no conjugada. En el hígado, la bilirrubina es conjugada con ácido glucurónico (mono- y diglucuronidos) por la enzima uridil difosfato glucuronil transferasa para formar bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada o bilirrubina directa se excreta a través del sistema biliar al intestino, donde las bacterias la metabolizan en un grupo de productos conocidos colectivamente como estercobilinógeno. La eliminación es casi completa y los niveles séricos son normalmente insignificantes.

La bilirrubina total es la suma de las fracciones no conjugada y conjugada. La bilirrubina total se eleva en la hepatitis, la cirrosis, los trastornos hemolíticos, varias deficiencias enzimáticas hereditarias y las afecciones que causan obstrucción hepática.

BILIRRUBINA TOTAL = BILIRRUBINA INDIRECTA + BILIRRUBINA DIRECTA

PRINCIPIO

La bilirrubina el glucuronato de bilirrubina reaccionan con el ácido sulfanílico diazotizado en un medio fuertemente ácido y forma un colorante diazo intensamente coloreado - azobilirrubina. El glucuronato de bilirrubina es soluble en agua y reacciona directamente, la bilirrubina asociada a la albúmina debe ser hidrolizada previamente en presencia de Cetrimida^{1,2,3,4,5}.



La absorbancia de la azobilirrubina medida a 546 nm es proporcional a la concentración de la bilirrubina total en la muestra.

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL REACTIVO

R1	R2	
Ácido sulfanílico	28,9 mmol/l	Nitrito sódico
HCl	58,8 mmol/l	2,90 mmol/l
Cetrimida	68,6 mmol/l	

COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA DE REACCIÓN

Ácido sulfanílico	22,0 mmol/l
HCl	44,8 mmol/l
Cetrimida	52,2 mmol/l
Nitrito sódico	0,55 mmol/l

PREPARACIÓN DEL REACTIVO

Reactivos líquidos, listo para usar. Cargue el número de pruebas de la etiqueta RFID antes de utilizar un nuevo kit.

MATERIAL NECESARIO PERO NO SUMINISTRADO CON EL APARATO

- XL MULTICAL 4x3, No. de cat. XSYS0034
- XL MULTICAL 10x3, No. de cat. XSYS0122
- ERBA NORM 4x5, No. de cat. BLT00080
- ERBA NORM 10x5, No. de cat. XSYS0123
- ERBA PATH 4x5, No. de cat. BLT00081
- ERBA PATH 10x5, No. de cat. XSYS0124
- Analizadores Erba XL: XL-200, No. de cat. INS00002
- XL-640, No. de cat. INS00008
- XL-1000, No. de cat. INS00010

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Los reactivos sin abrir son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el frasco y en la etiqueta del kit cuando se almacenan a 2-8 °C. Estabilidad a bordo: mín. 60 días si está refrigerado (2-10 °C) y no está contaminado.

RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS

Se recomienda seguir la norma ISO 15189 y las instrucciones de laboratorio. Para la recogida y preparación de muestras, utilice únicamente tubos o recipientes de recogida adecuados.

Solo los especímenes enumerados a continuación fueron probados y considerados aceptables. Suero.

Plasma: Plasma de Li-heparina y K₂-EDTA.

Los tipos de muestras enumerados se probaron con una selección de tubos de recogida de muestras que estaban disponibles comercialmente en el momento del análisis, es decir, no se probaron todos los tubos disponibles de todos los fabricantes. Los sistemas de recogida de muestras de distintos fabricantes pueden contener materiales diferentes que podrían afectar a los resultados de las pruebas en algunos casos. Cuando procese muestras en tubos primarios (sistemas de recogida de muestras), siga las instrucciones del fabricante del tubo. Centrifugue las muestras que contengan precipitados antes de realizar el ensayo.

Consulte la sección de limitantes e interferencias para obtener detalles sobre posibles interferencias de muestra.

Estabilidad en suero / plasma ^a :	1 días a	15-25 °C
	7 días a	4-8 °C
	6 meses a	-20 °C

Proteger la muestra de la luz. Deseche las muestras contaminadas.

CALIBRACIÓN

Se recomienda calibrar con el calibrador XL MULTICAL. Calibración de 2 puntos (blanco y calibrador); se recomienda agua destilada como blanco. Frecuencia de calibración: 30 días

Se necesita calibración:

- después del cambio de lote de reactivos
- según requieran los procedimientos internos de control de calidad
- el intervalo de calibración puede prolongarse si el laboratorio verifica que la calibración es aceptable

CONTROL DE CALIDAD

Para el control de calidad se recomiendan ERBA NORM y ERBA PATH. Los intervalos y límites de control deben adaptarse en función de las necesidades de cada laboratorio. Los valores obtenidos deben estar dentro de los intervalos definidos. Cada laboratorio debe establecer las medidas correctoras que deben adoptarse si los valores se sitúan fuera de los límites definidos.

TRAZABILIDAD

Este método, el calibrador XL MULTICAL y los controles ERBA NORM y ERBA PATH han sido estandarizados según el material de referencia NIST SRM 916.

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO Y CÁLCULO

Los sistemas automáticos ERBA XL calculan la concentración de cada muestra. Para los parámetros del ensayo, véase www.erba.com.

Parámetros de ensayo para los sistemas automáticos ERBA XL

Tipo de ensayo	2 puntos
Tipo de curva	Lineal
Longitud de onda (prim./seg.)	546/660 nm
Tiempo de lectura 1	justo antes de añadir R2
Tiempo de lectura 2	10 min. después de añadir R1
Dirección de la reacción	Incremento
Unidad	mg/dl (µmol/l)
Volúmenes de reactivos	
R1	200 µl
R2	50 µl
Volúmenes de las muestras	12,6 µl

Nota: los volúmenes de reactivos y muestras pueden ser diferentes para los distintos sistemas automáticos ERBA XL en función del volumen mínimo medido en la cubeta. La proporción R1 : R2: muestra no cambia.

CONVERSIÓN DE UNIDADES

mg/dl x 17,1 = µmol/l

VALORES ESPERADOS¹⁰

En suero:	Prematuro	A término
Cuerda	<2,0	<2,0 mg/dl
0-1 d	1,0-8,0	2,0-6,0 mg/dl
1-2 d	6,0-12,0	6,0-10,0 mg/dl
3-5 d	10,0-14,0	4,0-8,0 mg/dl
Adultos		0-2,0 mg/dl

Se recomienda que cada laboratorio verifique o derive un intervalo de referencia para la población que evalúa.

DESEMPEÑO ANALÍTICO

Los datos dentro de esta sección son representativos del desempeño en Sistema automático ERBA XL-640. Los datos obtenidos en su laboratorio pueden diferir de estos valores. Los datos de otros sistemas automáticos ERBA XL están disponibles en www.erba.com.

Límite de cuantificación: 0,02 mg/dl

El límite de cuantificación representa el nivel de analito medible más bajo. Se calcula como la actividad determinada de la muestra diluida para tener un CV <20% (n = 30).

Linealidad: 30 mg/dl

La linealidad es la actividad medida más alta con una recuperación dentro del ±10% del valor teórico.

Precisión:

La precisión se determinó mediante el uso de controles en un protocolo interno con repetibilidad (n = 20) y precisión intermedia (2 alícuotas por ejecución, 2 corridas por día, 20 días). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Repetibilidad	Media (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
Muestra 1	1,56	0,007	0,44
Muestra 2	5,25	0,028	0,53

Precisión intermedia	Media (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
Muestra 1	1,37	0,027	1,96
Muestra 2	4,76	0,094	1,98

Exactitud

Se utilizaron dos materiales de control validados diferentes. El sesgo determinado es de -0,8 % en el valor objetivo 1,68 mg/dl y de 6,7 % en el valor objetivo 4,55 mg/dl.

Comparación

Una comparación entre Sistema automático XL-640 BILIRRUBINA TOTAL (y) y una prueba disponible comercialmente (x) usando 150 muestras dio los siguientes resultados:

Regresión lineal:
 $y = 1,014x - 0,056$ mg/dl $r = 0,998$
 Passing-Bablok¹¹:
 $y = 0,920x + 0,046$ mg/dl $r = 0,916$

Interferencias

Criterio: Recuperación dentro del ±10 % del valor inicial de la concentración total de bilirrubina en la muestra sin sustancia interferente.

Las siguientes sustancias no interfieren: Hemoglobina hasta 12,5 g/l, triglicéridos hasta 850 mg/dl. Fármacos: No se encontraron interferencias a concentraciones terapéuticas utilizando paneles de fármacos comunes, excepto interferencias positivas de Rifampicina¹².

Limitantes:

- Los reactivos deteriorados (por ejemplo, si se supera la temperatura de almacenamiento) pueden dar resultados incorrectos. La calidad de los reactivos se controla en los sistemas automáticos ERBA XL mediante la comprobación del valor máximo admisible de absorbancia del blanco.
- Una concentración elevada de hemoglobina y triglicéridos en la muestra puede interferir en la determinación de la bilirrubina total. Algunos fármacos también pueden interferir. Véase el apartado Interferencias.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso de diagnóstico *in vitro*. Para ser manejado por persona titulada y educada profesionalmente. Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto deberá comunicarse al fabricante y deberá notificarse a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

Identificación de peligros de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

R1
 UF1: 0V0F-WE2R-2H7R-9P9K



Peligro

Declaración de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejo de prudencia:

- P260 No respirar los vapores.
- P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Información complementaria

EUH208 Contiene Ácido sulfanílico. Puede provocar una reacción alérgica.

R2


El reactivo no está clasificado como peligroso.

MANEJO DE RESIDUOS

Consulte los requisitos legales locales.

БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ

Кат. №	Назва	Пакування
XSYS0023	БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ 330	R1: 6 × 44 мл, R2: 6 × 11 мл, RFID мітка, Інструкція з використання



ПРИЗНАЧЕННЯ

Набір призначений для *in vitro* фотометричного кількісного визначення загального білірубину у сироватці та плазмі крові людини на автоматичних системах ERBA XL. У поєднанні з іншими показниками використовується для скринінгу, моніторингу та діагностики захворювань печінки. Важливий для моніторингу новонароджених. Тільки для професійного використання у клінічній лабораторії.

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Еритроцити в кінці свого життєвого циклу руйнуються у ретикулоендотеліальній системі, переважно в селезінці. Гем після вивільнення заліза перетворюється на білівердин, який далі відновлюється до білірубину. Цей процес складає близько 80% з 500 мкмоль (292 мг) білірубину, що утворюється щодня. Іншими джерелами білірубину є розпад міоглобину, цитохромів та катаболізм незрілих еритроцитів у кістковому мозку.


Після утворення білірубін транспортується до печінки, зв'язуючись з альбуміном. Ця фракція називається непрямым (некон'югованим) білірубіном. У печінці білірубін кон'югується з глюкуроновою кислотою (моно- і диглюкуроніди) за допомогою ферменту уридилдифосфат-глюкуронілтрансферази, утворюючи прямий (кон'югований) білірубін. Прямий білірубін виводиться через жовчовивідну систему в кишечник, де метаболізується бактеріями в групу сполук, відомих під загальною назвою стеробіліноген. В нормі виведення майже повне, а рівень у сироватці незначний.

Загальний білірубін – це сума некон'югованої та кон'югованої фракцій. Підвищення рівня загального білірубину спостерігається при гепатиті, цирозі, гемолітичних розладах, деяких спадкових дефіцитах ферментів та станах, що спричиняють обструкцію печінки.

ЗАГАЛЬНИЙ БІЛІРУБІН = НЕПРЯМИЙ БІЛІРУБІН + ПРЯМИЙ БІЛІРУБІН

ПРИНЦИП МЕТОДУ

Білірубін реагує з діазотованою сульфаніловою кислотою у кислому середовищі, утворюючи інтенсивно забарвлений азобілірубін^{1,2,3,4,5}.



ОПИС ТА СКЛАД РЕАГЕНТІВ

R1	R2	
Сульфанілова кислота	28,9 ммоль/л	
НСІ	58,8 ммоль/л	2,90 ммоль/л
Цетримід	68,6 ммоль/л	

СКЛАД РЕАКЦІЙНОЇ СУМІШІ

Сульфанілова кислота	22,0 ммоль/л
НСІ	44,8 ммоль/л
Цетримід	52,2 ммоль/л
Нітрид натрію	0,55 ммоль/л

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

Реагенти – рідини, готові до використання. Завантажте кількість тестів з RFID-мітки перед використанням нового набору.

МАТЕРІАЛИ, НЕ НАДАНІ У КОМПЛЕКТІ

XL MULTICAL 4×3, Кат. № XSYS0034
 XL MULTICAL 10×3, Кат. № XSYS0122
 ERBA NORM 4×5, Кат. № BLT00080
 ERBA NORM 10×5, Кат. № XSYS0123
 ERBA PATH 4×5, Кат. № BLT00081
 ERBA PATH 10×5, Кат. № XSYS0124
 Аналізатори Erba XL: XL-200, Кат. № INS00002
 XL-640, Кат. № INS00008
 XL-1000, Кат. № INS00010

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

Невідкриті реагенти: стабільні до кінцевого терміну придатності при 2–8 °С. Відкриті реагенти: мінімум 60 днів за умови зберігання в холодильнику (2–10 °С) і відсутності забруднення.

ЗБІР ТА ОБРОБКА ЗРАЗКІВ

Рекомендується дотримуватися ISO 15189 та інструкцій лабораторії.

Для збору та підготовки зразків використовувати лише відповідні пробірки або контейнери для збору.

Прийнятими були визнані тільки нижчеперелічені зразки:

- Сироватка
- Плазма: Li-гепаринаова та K₂-EDTA плазма.
- Перераховані типи зразків були протестовані з вибіркою комерційно доступних пробірок, що були доступні на момент тестування.
- Не всі доступні пробірки всіх виробників були протестовані.
- Системи збору зразків різних виробників можуть містити матеріали, що потенційно впливають на результати тесту.
- При роботі із первинними пробірками (системами збору зразків) слід дотримуватись інструкцій виробника пробірок.
- Зразки з осадом необхідно центрифугувати перед аналізом.
- Детальну інформацію щодо можливих інтерференцій дивіться у розділі "Фактори, що впливають на результат".

Стабільність у сироватці / плазмі ⁶ :	1 день при	15–25 °С
	7 днів при	4–8 °С
	6 місяців при	-20 °С

Захищати зразки від світла.
 Забруднені зразки утилізувати.

КАЛІБРУВАННЯ

Рекомендується калібрування з калібратором XL MULTICAL.
 2-точкове калібрування (біланк та калібратор); рекомендовано використовувати дистильовану воду у якості біланку.
 Частота калібрування: калібрування слід проводити раз на 30 днів.

- Калібрування необхідне:
- Після зміни серії реагенту
- Відповідно до вимог внутрішнього контролю якості
- Інтервал калібрування може бути продовжений, якщо перевірка калібрування дає прийнятні результати

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Для контролю якості рекомендовано використовувати ERBA NORM та ERBA PATH. Інтервали контролю та межі повинні бути адаптовані відповідно до вимог конкретної лабораторії.

Отримані значення повинні знаходитися в межах встановлених інтервалів.
 Кожна лабораторія повинна визначити коригувальні заходи, якщо значення виходять.

ВІДСТЕЖУВАНІСТЬ

Цей метод, калібратор XL MULTICAL та контрольні матеріали ERBA NORM та ERBA PATH були стандартизовані за методом NIST SRM 916.

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ ТА КАЛІБРУВАННЯ

Автоматичні системи ERBA XL обчислюють концентрацію кожного зразка автоматично. Для параметрів аналізу дивіться www.erba.com.

Параметри аналізу для автоматичних систем ERBA XL

Тип аналізу	2-точковий
Тип кривої	Лінійна
Довжина хвилі (основна / додаткова)	546/660 нм
Час читування 1	Перед додаванням R2
Час читування 2	Через 10 хв після додавання R1
Напрямок реакції	Зростання
Одиниці вимірювання	мг/дл (мкмоль/л)
Об'єми реагентів та зразка	
R1	200 мкл
R2	50 мкл
Об'єм зразка	12,6 мкл

Примітка: об'єми реагентів і зразка можуть відрізнятись для окремих автоматичних систем ERBA XL, залежно від мінімального вимірюваного об'єму в кюветі. Однак співвідношення R1:R2: зразок залишається незмінним.

КОНВЕРСІЯ ОДИНИЦЬ

мг/дл × 17,1 = мкмоль/л

ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ¹⁰

У сироватці:	Передчасний	Повністю завершений
Гуловинна кров	<2,0	<2,0 мг/дл
0–1 доба	1,0–8,0	2,0–6,0 мг/дл
1–2 доба	6,0–12,0	6,0–10,0 мг/дл
3–5 доба	10,0–14,0	4,0–8,0 мг/дл
Дорослі	0–2,0	0–2,0 мг/дл

Рекомендується, щоб кожна лабораторія перевірила цей діапазон або визначила власний референтний інтервал відповідно до популяції, яку вона обслуговує.

АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дані, наведені в цьому розділі, є типовими для автоматичної системи ERBA XL-640. Дані, отримані у вашій лабораторії, можуть відрізнятись.

Межа кількісного визначення: 0,02 мг/дл

Це найнижча вимірювана концентрація аналізованого речовини, розрахована як визначена активність розведеного зразка при CV <20% (n = 30).

Лінійність: 30 мг/дл

Це найвища виміряна активність з відхиленням у межах ±10% від теоретичного значення.

Точність:

Точність визначалася шляхом використання контрольних матеріалів за внутрішнім протоколом, із визначенням повторюваності (n = 20) та проміжної точності (2 аликвоти за аналіз, 2 аналізи на день, протягом 20 днів):

Повторюваність	Середнє (мг/дл)	SD (мг/дл)	CV (%)
Зразок 1	1,56	0,007	0,44
Зразок 2	5,25	0,028	0,53

Precisión intermedia	Середнє (мг/дл)	SD (мг/дл)	CV (%)
Зразок 1	1,37	0,027	1,96
Зразок 2	4,76	0,094	1,98

Точність вимірювання

Для оцінки точності використовувалися два різні сертифіковані контрольні матеріали. Визначене відхилення складало: -0,8% при цільовому значенні 1,68 мг/дл та 6,7% при цільовому значенні 4,55 мг/дл

Порівняння методів

Порівняння між автоматичною системою XL-640 BILIRUBIN TOTAL (y) та комерційно доступним тестом (x) на 150 зразках дало такі результати:

Лінійна регресія:
 $y = 1,014x - 0,056$ мг/дл $r = 0,998$

Метод Passing-Bablok¹¹:
 $y = 0,920x + 0,046$ мг/дл $r = 0,916$

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Критерій: Відхилення у межах ±10% від початкового значення концентрації прямого білірубину в зразку без інтерферуючої речовини.

Наступні речовини не впливають на результат: гемоглобін до 12,5 г/л, тригліцериди до 850 мг/дл. Лікарські засоби: Не виявлено впливу на результати досліджень у терапевтичних концентраціях для поширених груп препаратів, за винятком рифампіцину¹².

Обмеження:

- Пошкоджені або неправильно збережені реагенти (наприклад, при перевищенні температури зберігання) можуть спотворювати результати. Якість реагентів контролюється на автоматичних системах ERBA XL шляхом перевірки максимально допустимого значення абсорбції біланку.
- Високий рівень гемоглобіну та тригліцеридів у зразку може впливати на визначення прямого білірубину. Деякі лікарські засоби можуть впливати на результати досліджень.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Тільки для *in vitro* діагностики. Роботу з реагентами може здійснювати лише спеціально підготовлений персонал. Будь-які серйозні інциденти, пов'язані з цим виробом, повинні бути повідомлені виробнику та компетентним органам держави користувача та/або пацієнта.

Ідентифікація загроз відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008

R1
 UFI: 0V0F-WE2R-2H7R-9P9K



Небезпека

Позначки небезпеки:

H314 Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей.

Заходи безпеки:

- P260 Не вдихати пари.
- P280 Надягнути захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя.
- P301 + P330 + P331 У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: Промити рот. НЕ виклипати блювоту.
- P303 + P361 + P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ НА ШКІРУ: (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою або під душем.
- P305 + P351 + P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.

Додаткова інформація:

EUN208 Містить 4-амінобензенсульфоновою кислотою. Може спричинити алергічну реакцію.

R2

Реагент не класифікується як небезпечний.


УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Дотримуватись місцевих правових норм.

UA Уповноважений представник в Україні:
 ТОВ „ЕРБА ДІАГНОСТИК УКРАЇНА“
 01042, Київ, вул. ЮННА ПАВЛА II, буд. 21, офіс 401
 тел. +38-050-4483456
ukraine@erba.com

BILIRUBINE TOTALE

Cat. N°	Nom de l'emballage	Emballage (contenu)
XSYS0023	BIL T 330	R1: 6 x 44 ml, R2: 6 x 11 ml, étiquette RFID, mode d'emploi



Paramètres d'essai pour les systèmes automatiques ERBA XL

Type d'essai	2-Point
Type de courbe	Linéaire
Longueur d'onde (prim./sec.)	546/660 nm
Temps de lecture 1	juste avant l'ajout de R2
Temps de lecture 2	10 min. après l'ajout de R1
Sens de la réaction	Augmentation
Unité	mg/dl (µmol/l)

Volumes de réactifs	
R1	200 µl
R2	50 µl
Volumes d'échantillons	12,6 µl

Remarque: les volumes de réactifs et d'échantillons peuvent être différents pour chaque système automatique ERBA XL en fonction du volume minimal mesuré dans la cuvette. Le rapport R1:R2:échantillon ne change pas.

CONVERSION DE L'UNITÉ

mg/dl × 17,1 = µmol/l

VALEURS ATTENDUES¹⁰

En sérum:	Prématuré	Terme complet
Cordon	<2,0	<2,0 mg/dl
0-1 j	1,0-8,0	2,0-6,0 mg/dl
1-2 jours	6,0-12,0	6,0-10,0 mg/dl
3-5 jours	10,0-14,0	4,0-8,0 mg/dl
Adulte	0-2,0	mg/dl

Il est recommandé que chaque laboratoire vérifie cette fourchette ou dérive l'intervalle de référence pour la population qu'il dessert.

PERFORMANCE ANALYTIQUE

Les données contenues dans cette section sont représentatives des performances du système automatique ERBA XL-640. Les données obtenues dans votre laboratoire peuvent différer de ces valeurs. Les données relatives aux autres systèmes automatiques ERBA XL sont disponibles sur le site www.erba.com.

Limite de quantification: 0,02 mg/dl

La limite de quantification représente le niveau le plus bas mesurable de l'analyte. Il est calculé comme l'activité déterminée de l'échantillon dilué pour avoir un CV < 20 % (n = 30).

Linéarité: 30 mg/dl

La linéarité est l'activité mesurée la plus élevée avec une récupération à ±10 % de la valeur théorique.

Précision:

La précision a été déterminée en utilisant des contrôles dans un protocole interne avec répétabilité (n = 20) et précision intermédiaire (2 aliquotes par cycle, 2 cycles par jour, 20 jours). Les résultats suivants ont été obtenus:

Répétabilité	Moyenne (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
Échantillon 1	1,56	0,007	0,44
Échantillon 2	5,25	0,028	0,53

Précision intermédiaire	Moyenne (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
Échantillon 1	1,37	0,027	1,96
Échantillon 2	4,76	0,094	1,98

Exactitude

Deux matériaux de contrôle validés différents ont été utilisés. Le biais déterminé est de -0,8 % à la valeur cible de 1,68 mg/dl et de 6,7 % à la valeur cible de 4,55 mg/dl.

Comparaison

Une comparaison entre le système automatique XL-640 BILIRUBINE TOTALE (y) et un test disponible dans le commerce (x) utilisant 150 échantillons a donné les résultats suivants:

Régression linéaire:
 $y = 1,014x - 0,056 \text{ mg/dl}$ $r = 0,998$
 Passing-Bablok¹¹:
 $y = 0,920x + 0,046 \text{ mg/dl}$ $r = 0,916$

Interférences

Critère: Récupération à ± 10 % de la valeur initiale de la concentration de bilirubine totale dans l'échantillon sans substance interférente.
 Les substances suivantes n'interfèrent pas: hémoglobine jusqu'à 12,5 g/l, triglycérides jusqu'à 850 mg/dl.

Médicaments: Aucune interférence n'a été constatée à des concentrations thérapeutiques en utilisant des panels de médicaments courants, à l'exception des interférences positives de la rifampicine¹².

Limites:

- Des réactifs détériorés (par exemple en dépassant la température de stockage) peuvent donner des résultats incorrects. La qualité des réactifs est contrôlée sur des systèmes automatiques ERBA XL en vérifiant la valeur d'absorbance maximale admissible du blanc.
- Une concentration élevée d'hémoglobine et de triglycérides dans l'échantillon peut interférer avec la détermination de la bilirubine totale. Certains médicaments peuvent également interférer. Consultez le paragraphe Interférences.

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

Pour le diagnostic *in vitro*. A traiter par une personne habilitée et professionnellement formée. Tout incident grave lié au dispositif est signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Identification des dangers conformément au règlement (CE) n° 1272/2008

R1
 UFI: 0V0F-WE2R-2H7R-9P9K



Danger

Mentions de danger:
 H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence:
 P260 Ne pas respirer les vapeurs.
 P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
 P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
 P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
 P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Informations supplémentaires:
 EUH208 Contient acide sulfanilique. Peut produire une réaction allergique.

R2
 Le réactif n'est pas classé comme dangereux.

GESTION DES DÉCHETS
 Reportez-vous aux exigences légales locales.

UTILISATION PRÉVUE

Le kit est destiné à la détermination quantitative photométrique *in vitro* de la bilirubine totale dans le sérum et le plasma humains sur les systèmes automatiques ERBA XL. En combinaison avec d'autres paramètres, il est destiné au dépistage, à la surveillance et au diagnostic des maladies du foie. Réservé à un usage professionnel en laboratoire clinique.

SIGNIFICATION CLINIQUE

Les globules rouges en fin de vie sont dégradés dans le système réticulo-endothélial, principalement la rate. L'hème qui en résulte est converti en bilirubine lors de l'élimination du fer. Ce processus représente environ 80 % des 500 µmol (292 mg) de bilirubine formés quotidiennement. D'autres sources de bilirubine sont la dégradation de la myoglobine et des cytochromes et le catabolisme des globules rouges immatures dans la moelle osseuse.


Une fois formée, la bilirubine est transportée vers le foie, liée à l'albumine. Cette fraction de la bilirubine est appelée bilirubine indirecte ou non conjuguée. Dans le foie, la bilirubine est conjuguée à l'acide glucuronique (mono- et diglucuronides) par l'enzyme uridyldiphosphate glucuronyl transférase pour former la bilirubine conjuguée. La bilirubine conjuguée ou bilirubine directe est excrétée par le système biliaire dans l'intestin, où elle est métabolisée par des bactéries en un groupe de produits connus collectivement sous le nom de stercobilinogène. L'élimination est presque complète et les niveaux sériques sont normalement négligeables.

La bilirubine totale est la somme des fractions non conjuguées et conjuguées. La bilirubine totale est élevée en cas d'hépatite, de cirrhose, de troubles hémolytiques, de plusieurs déficits enzymatiques héréditaires et d'affections entraînant une obstruction hépatique.

BILIRUBINE TOTALE = BILIRUBINE INDIRECTE + BILIRUBINE DIRECTE

PRINCIPE

La bilirubine et le glucuronate de bilirubine réagissent avec l'acide sulfanilique diazoté dans un milieu fortement acide et forment un colorant diazoïque intensément coloré - l'azobilirubine. Le glucuronate de bilirubine est soluble dans l'eau et réagit directement, la bilirubine associée à l'albumine doit être préalablement hydrolysée en présence de cétrimide^{1,2,3,4,5}.



L'absorbance de l'azobilirubine mesurée à 546 nm est proportionnelle à la concentration de bilirubine totale dans l'échantillon.

DESCRIPTION ET COMPOSITION DU RÉACTIF

R1	R2	
Acide sulfanilique	Nitrite de sodium	2,90 mmol/l
HCl		58,8 mmol/l
Cétrimide		68,6 mmol/l

COMPOSITION DU MÉLANGE RÉACTIONNEL

Acide sulfanilique	22,0 mmol/l
HCl	44,8 mmol/l
Cétrimide	52,2 mmol/l
Nitrite de sodium	0,55 mmol/l

PRÉPARATION DU RÉACTIF

Les réactifs sont liquides, prêts à l'emploi. Chargez le nombre de tests de l'étiquette RFID avant d'utiliser un nouveau kit.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI AVEC LE DISPOSITIF

XL MULTICAL 4x3, Cat. N° XSYS0034
 XL MULTICAL 10x3, Cat. N° XSYS0122
 ERBA NORM 4x5, Cat. N° BLT00080
 ERBA NORM 10x5, Cat. N° XSYS0123
 ERBA PATH 4x5, Cat. N° BLT00081
 ERBA PATH 10x5, Cat. N° XSYS0124
 Analyseurs Erba XL: XL-200, Cat. N° INS00002
 XL-640, Cat. N° INS00008
 XL-1000, Cat. N° INS00010

STABILITÉ ET STOCKAGE

Les réactifs non ouverts sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon et l'étiquette du kit lorsqu'ils sont conservés à une température comprise entre 2 et 8 °C. Stabilité à bord: min. 60 jours si réfrigéré (2-10 °C) et non contaminé.

COLLECTE ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS

Il est recommandé de suivre la norme ISO 15189 et les instructions du laboratoire. Pour le prélèvement et la préparation des échantillons, n'utilisez que des tubes ou des récipients de prélèvement appropriés.

Seuls les spécimens énumérés ci-dessous ont été testés et jugés acceptables.

Sérum.

Plasma: Plasma Li-héparine et K₂-EDTA.

Les types d'échantillons énumérés ont été testés avec une sélection de tubes de prélèvement d'échantillons disponibles dans le commerce au moment du test, c'est-à-dire que tous les tubes disponibles de tous les fabricants n'ont pas été testés. Les systèmes de collecte d'échantillons des différents fabricants peuvent contenir des matériaux différents qui peuvent affecter les résultats des tests dans certains cas. Lors du traitement d'échantillons dans des tubes primaires (systèmes de collecte d'échantillons), il convient de suivre les instructions du fabricant du tube.

Centrifugez les échantillons contenant des précipités avant d'effectuer l'essai. Consultez la section limitations et interférences pour plus de détails sur les interférences possibles entre les échantillons.

Stabilité dans le sérum / plasma:

1 jours à	15-25 °C
7 jours à	4-8 °C
6 mois à	-20 °C

Protégez l'échantillon de la lumière.
 Jetez les échantillons contaminés.

ÉTALONNAGE

L'étalonnage avec le calibrateur XL MULTICAL est recommandé.

Étalonnage en 2 points (blanc et calibrateur); il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée comme blanc.

Fréquence d'étalonnage: 30 jours

Un étalonnage est nécessaire:

- après changement de lot de réactifs
- conformément aux procédures internes de contrôle de la qualité
- l'intervalle d'étalonnage peut être prolongé sur la base d'une vérification acceptable de l'étalonnage par le laboratoire

CONTRÔLE QUALITÉ

Pour le contrôle de la qualité, il est recommandé d'utiliser ERBA NORM et ERBA PATH. Les intervalles et les limites de contrôle doivent être adaptés aux exigences de chaque laboratoire. Les valeurs obtenues doivent se situer dans les intervalles définis. Chaque laboratoire doit établir les mesures correctives à prendre si les valeurs se situent en dehors des limites définies.

TRAÇABILITÉ

Cette méthode, le calibrateur XL MULTICAL et les contrôles ERBA NORM et ERBA PATH ont été normalisés par rapport au matériau de référence NIST SRM 916.

PROCÉDURE D'ESSAI ET CALCUL

Les systèmes automatiques ERBA XL calculent la concentration de chaque échantillon. Pour les paramètres de l'essai, voir www.erba.com.

BILIRRUBINA TOTAL

Nº de cat.	Nome da embalagem	Embalagem (conteúdo)
XSYS0023	BIL T 330	R1: 6 x 44 ml, R2: 6 x 11 ml, etiqueta RFID, instruções de utilização



UTILIZAÇÃO PREVISTA

O kit destina-se à determinação fotométrica quantitativa *in vitro* da bilirrubina total no soro e plasma humanos em sistemas automáticos ERBA XL. Em combinação com outros parâmetros, destina-se ao rastreio, monitorização e diagnóstico de doenças hepáticas. Apenas para utilização profissional em laboratórios clínicos.

SIGNIFICÂNCIA CLÍNICA

Os glóbulos vermelhos no fim da sua vida circulante são degradados no sistema reticuloendotelial, principalmente no baço. O heme resultante é convertido em bilirrubina após a remoção do ferro. Este processo é responsável por cerca de 80% dos 500 µmol (292 mg) de bilirrubina formados diariamente. Outras fontes de bilirrubina incluem a degradação da mioglobina e dos citocromos e o catabolismo dos glóbulos vermelhos imaturos na medula óssea.


Uma vez formada, a bilirrubina é transportada para o fígado ligada à albumina. Esta fração de bilirrubina é designada por bilirrubina indireta ou não conjugada. No fígado, a bilirrubina é conjugada com ácido glucurónico (mono e diglucuronídeos) pela enzima uridil difosfato glucuronil transferase para formar bilirrubina conjugada. A bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta é excretada através do sistema biliar para o intestino, onde é metabolizada por bactérias num grupo de produtos conhecidos coletivamente como esterobilinogénio. A eliminação é quase completa e os níveis séricos são normalmente negligenciáveis.

A bilirrubina total é a soma das fracções não conjugada e conjugada. A bilirrubina total está elevada na hepatite, cirrose, distúrbios hemolíticos, várias deficiências enzimáticas hereditárias e condições que causam obstrução hepática.

BILIRRUBINA TOTAL = BILIRRUBINA INDIRECTA + BILIRRUBINA DIRETA

PRINCÍPIO

A bilirrubina e o glucuronato de bilirrubina reagem com o ácido sulfanílico diazotizado num meio fortemente ácido e formam um corante diazo intensamente colorido - azobilirrubina. O glucuronato de bilirrubina é solúvel em água e reage diretamente; a bilirrubina associada à albumina deve ser previamente hidrolisada na presença de cetrimida^{1,2,3,4,5}.



A absorvância da azobilirrubina medida a 546 nm é proporcional à concentração de bilirrubina total na amostra.

DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO REAGENTE

R1	R2	
Ácido sulfanílico	Nitrito de sódio	2,90 mmol/l
HCl		
Cetrimida		

COMPOSIÇÃO DA MISTURA DE REACÇÃO

Ácido sulfanílico	22,0 mmol/l
HCl	44,8 mmol/l
Cetrimida	52,2 mmol/l
Nitrito de sódio	0,55 mmol/l

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES

Os reagentes são líquidos, prontos a utilizar. Carregue o número de testes da etiqueta RFID antes de utilizar um novo kit.

MATERIAL NECESSÁRIO, MAS NÃO FORNECIDO COM O DISPOSITIVO

XL MULTICAL 4x3, Nº de cat. XSYS0034
 XL MULTICAL 10x3, Nº de cat. XSYS0122
 ERBA NORM 4x5, Nº de cat. BLT00080
 ERBA NORM 10x5, Nº de cat. XSYS0123
 ERBA PATH 4x5, Nº de cat. BLT00081
 ERBA PATH 10x5, Nº de cat. XSYS0124
 Analisadores Erba XL: XL-200, Nº de cat. INS00002
 XL-640, Nº de cat. INS00008
 XL-1000, Nº de cat. INS00010

ESTABILIDADE E CONSERVAÇÃO

Os reagentes não abertos são estáveis até à data de validade indicada no frasco e no rótulo do kit quando armazenados a 2-8 °C.

Estabilidade a bordo: mín. 60 dias se refrigerado (2-10 °C) e não contaminado.

COLHEITA E MANUSEAMENTO DE ESPÉCIMES

Recomenda-se o cumprimento da norma ISO 15189 e das instruções do laboratório. Para a colheita e preparação de amostras, utilize apenas tubos ou recipientes de colheita adequados.

Apenas os espécimes enumerados abaixo foram testados e considerados aceitáveis.

Soro.

Plasma: Plasma com heparina de Li e K₂-EDTA.

Os tipos de amostras enumerados foram testados com uma seleção de tubos de colheita de amostras comercialmente disponíveis na altura dos testes, ou seja, não foram testados todos os tubos disponíveis de todos os fabricantes. Os sistemas de recolha de amostras de vários fabricantes podem conter materiais diferentes que, em alguns casos, podem afetar os resultados do teste. Ao processar amostras em tubos primários (sistemas de recolha de amostras), siga as instruções do fabricante do tubo.

Centrifugue as amostras que contenham precipitados antes de efetuar o ensaio.

Consulte a secção Limitações e Interferências para mais informações sobre possíveis interferências nas amostras.

Estabilidade no soro / plasma ^a :	1 dias a	15-25 °C
	7 dias a	4-8 °C
	6 meses a	-20 °C

Protege a amostra da luz.

Elimine as amostras contaminadas.

CALIBRAÇÃO

Recomenda-se a calibração com o calibrador XL MULTICAL.

Calibração de 2 pontos (branco e calibrador); recomenda-se água destilada como branco.

Frequência de calibração: 30 dias

É necessária uma calibração:

- após mudança de lote de reagente
- conforme exigido pelos procedimentos internos de controlo da qualidade
- o intervalo de calibração pode ser alargado com base numa verificação aceitável da calibração pelo laboratório

CONTROLO DA QUALIDADE

Para o controlo da qualidade, recomenda-se a utilização do ERBA NORM e do ERBA PATH.

Os intervalos e limites de controlo devem ser adaptados de acordo com os requisitos de cada laboratório. Os valores obtidos devem situar-se dentro dos intervalos definidos. Cada laboratório deve estabelecer medidas corretivas se os valores se situarem fora dos limites definidos.

RASTREABILIDADE

Este método, o calibrador XL MULTICAL e os controlos ERBA NORM e ERBA PATH foram normalizados em relação ao material de referência NIST SRM 916.

PROCEDIMENTO DE ENSAIO E CÁLCULO

Os sistemas automáticos ERBA XL calculam a concentração de cada amostra. Para os parâmetros do ensaio, consulte www.erba.com.

Parâmetros de ensaio para sistemas automáticos ERBA XL

Tipo de ensaio	2-Ponto
Tipo de curva	Linear
Comprimento de onda (prim./sec.)	546/660 nm
Tempo de leitura 1	imediatamente antes da adição de R2
Tempo de leitura 2	10 min. após a adição de R1
Direção da reação	Aumento
Unidade	mg/dl (µmol/l)
Volumes de reagentes	
R1	200 µl
R2	50 µl
Volumes de amostra	12,6 µl

Nota: os reagentes e os volumes de amostra podem ser diferentes para sistemas automáticos ERBA XL individuais, dependendo do volume mínimo medido na cuvete. O rácio R1 : R2: amostra não se altera.

CONVERSÃO DE UNIDADES

mg/dl x 17,1 = µmol/l

VALORES ESPERADOS¹⁰

No soro:	Prematuro	Termo completo
Cordão	<2,0	<2,0 mg/dl
0-1 d	1,0-8,0	2,0-6,0 mg/dl
1-2 d	6,0-12,0	6,0-10,0 mg/dl
3-5 d	10,0-14,0	4,0-8,0 mg/dl
Adulto		0-2,0 mg/dl

Recomenda-se que cada laboratório verifique este intervalo ou obtenha um intervalo de referência para a população que serve.

DESEMPENHO ANALÍTICO

Os dados contidos nesta secção são representativos do desempenho do sistema automático ERBA XL-640. Os dados obtidos no seu laboratório podem diferir destes valores. Os dados para outros sistemas automáticos ERBA XL estão disponíveis em www.erba.com.

Limite de quantificação: 0,02 mg/dl

O limite de quantificação representa o nível mais baixo mensurável da substância a analisar. É calculada como a atividade determinada da amostra diluída para ter um CV <20 % (n = 30).

Linealidade: 30 mg/dl

A linearidade é a atividade medida mais elevada com recuperação dentro de ±10 % do valor teórico.

Precisão:

A precisão foi determinada utilizando controlos num protocolo interno com repetibilidade (n = 20) e precisão intermédia (2 alíquotas por análise, 2 análises por dia, 20 dias). Foram obtidos os seguintes resultados:

Repetibilidade	Média (mg/dl)	DP (mg/dl)	CV (%)
Amostra 1	1,56	0,007	0,44
Amostra 2	5,25	0,028	0,53

Precisão intermédia	Média (mg/dl)	DP (mg/dl)	CV (%)
Amostra 1	1,37	0,027	1,96
Amostra 2	4,76	0,094	1,98

Exatidão

Foram utilizados dois materiais de controlo validados diferentes. O desvio determinado é de -0,8 % para o valor-alvo de 1,68 mg/dl e de 6,7 % para o valor-alvo de 4,55 mg/dl.

Comparação

Uma comparação entre o sistema automático XL-640 BILIRRUBINA TOTAL (y) e um teste disponível no mercado (x) utilizando 150 amostras apresentou os seguintes resultados:

Regressão linear:

$$y = 1,014x - 0,056 \text{ mg/dl} \quad r = 0,998$$

Passing-Bablok¹¹:

$$y = 0,920x + 0,046 \text{ mg/dl} \quad r = 0,916$$

Interferências

Critério: Recuperação com um intervalo de ±10 % do valor inicial da concentração de bilirrubina total na amostra sem substâncias interferentes.

As seguintes substâncias não interferem: hemoglobina até 12,5 g/l, triglicéridos até 850 mg/dl.

Medicamentos: Não foram encontradas interferências em concentrações terapêuticas utilizando painéis de medicamentos comuns, exceto interferências positivas da Rifampicina¹².

Limitações:

- Reagentes deteriorados (por exemplo, excedendo a temperatura de conservação) podem apresentar resultados incorretos. A qualidade dos reagentes é monitorizada em sistemas automáticos ERBA XL através da verificação do valor máximo admissível de absorvância do branco.
- A concentração elevada de hemoglobina e triglicéridos na amostra pode interferir com a determinação da bilirrubina total. Alguns medicamentos podem também interferir. Consulte o ponto Interferências.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Para utilização em diagnóstico *in vitro*. A manusear por uma pessoa habilitada e com formação profissional. Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente está estabelecido.

Identificação dos perigos de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

R1

UF1: 0V0F-WE2R-2H7R-9P9K



Perigo

Advertência de perigo:

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendação de prudência:

P260 Não respirar as vapores.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche.

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

Informações suplementares:

EUH208 Contém ácido sulfanílico. Pode provocar uma reacção alérgica.

R2

O reagente não é classificado como perigoso.

GESTÃO DE RESÍDUOS









Consulte os requisitos legais locais.



REFERENCES / LITERATURA / ЛИТЕРАТУРА / REFERENCIAS / ЛІТЕРАТУРА / RÉFÉRENCES / REFERÊNCIAS

1. Wahlefeld AW, Herz G, Bernt E. Modification of the Malloy-Evelyn method for a simple, reliable determination of total bilirubin in serum. Scand J Clin Lab Invest 29: Supplement 126: Abstract 11.12, 1972.
2. Rand RN, di Pasqua A, A new diazo method for the determination of bilirubin. Clin Chem 6: 570-578, 1962.
3. Mc Phaul L, Kershaw M, Tilque D, J.H. Eckfeldt JH, A 2,4-dichlorophenyl diazonium-based method for total bilirubin without interference from indican in uremic sera, Clin. Chem. 31: 1229-1231, 1985.
4. Dapper GM, Sundberg MW, Wu TW, Babb BE, J.R. Schaeffer JR, A diazo-based dry film for determination of total bilirubin in serum, Clin. Chem. 29: 37-41, 1983.
5. Quality of Diagnostic Samples, Recommendations of the Working Group on Preanalytical Quality of the German Society for Clinical Chemistry and Laboratory medicine, 3rd completely revised ed. 2010.
6. Balistreri WF, Shaw LM. Liver function. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders: 729-761, 1987.
7. Thomas L ed. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft: 192-202, 1998.
8. Tolman KG, Rej R. Liver function. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1125-77, 1999.
9. Dumas BT, Perry BW, Jendrzeczak B, et al. Pitfalls in the American Monitor Kit Methods for Determination of Total and Direct Bilirubin. Clin Chem 28 (11), 2305-2308, 1982.
10. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis, C.A., Ashwood, E.R., Bruns, D.E.; 5th edition, WB Saunders Comp., 2012.
11. Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin Chem Clin Biochem, Nov;26(11): 783-790, 1988.
12. Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry: recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem 2001;38:376-385

**USED SYMBOLS / POUŽITÉ SYMBOLY / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / SÍMBOLOS UTILIZADOS
ВИКОРИСТАНІ ПОЗНАЧКИ / SYMBOLES UTILISÉS / SÍMBOLOS USADOS**

 <p>Catalogue number Katalogové číslo Номер по каталогу Número de catálogo Каталожний номер Número de catalogue Número de catálogo</p>	 <p>Lot number Číslo šarže Код партии Número de lote Номер партії Número de lot Número de lote</p>	 <p>Expiry date Datum expirace Использовать до Fecha de caducidad Термін придатності Date d'expiration Data de validade</p>	 <p><i>In vitro</i> diagnostic medical device Diagnostický zdravotnický prostředek <i>in vitro</i> Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i> Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i> <i>In vitro</i> диагностика Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i> Diagnóstico <i>in vitro</i></p>
 <p>Consult instructions for use Čtěte návod k použití Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде Consulte las instrucciones de uso Перед використанням уважно вивчіть інструкцію Consulter la notice d'utilisation Veja as instruções de uso</p>	 <p>Manufacturer Výrobce Изготовитель Fabricante Виробник Fabricant Fabricante</p>	 <p>Temperature limit Omezení teploty Температурный диапазон Limite de temperatura Температура зберігання Limites de température Temperatura de armazenamento</p>	 <p>Content Obsah Содержание Contenido Вміст Contenu Conteúdo</p>

BILIRUBIN TOTAL

Kat. č.	Názov	Balenie
XSYS0023	BIL T 330	R1: 6 × 44 ml, R2: 6 × 11 ml RFID štítko, návod na použitie

SK



ÚČEL POUŽITIA

Diagnostická súprava na fotometrické kvantitatívne *in vitro* stanovenie celkového bilirubínu v ľudskom sére a plazme na automatických systémoch ERBA XL. V kombinácii s ďalšími parametrami je určená na screening, monitorovanie a diagnostiku chorôb pečene. Iba na odborné použitie v klinických laboratóriách.

KLINICKÝ VÝZNAM

Červené krvinky sa na konci svojho cirkulačného života rozkladajú v retikuloendotelovom systéme, predovšetkým v slezine. Vzniknutý hém sa po odstránení železa premení na bilirubín. Tento proces predstavuje asi 80 % z 500 μmol (292 mg) bilirubínu, ktorý sa denne vytvorí. Medzi ďalšie zdroje bilirubínu patrí rozklad myoglobínu a cytochrómov a katabolizmus nezrelých červených krviniek v kostnej dreni.

Po vytvorení je bilirubín transportovaný do pečene viazaný na albumín. Tato frakcia bilirubínu sa označuje ako nepriamy alebo nekonjugovaný bilirubín. V pečeni je bilirubín konjugovaný na kyselinu glukuronovú (mono- a diglukuronidy) enzýmom urýdyl difosfát glukuronyl transferázou za vzniku konjugovaného bilirubínu. Konjugovaný bilirubín alebo priamy bilirubín sa vylučuje žlčovými cestami do čreva, kde je metabolizovaný baktériami na skupinu produktov známych pod súhrnným názvom sterokobilinogén. Eliminácia je takmer úplná a sérové hladiny sú obvykle zanedbateľné.

Celkový bilirubín je súčtom nekonjugovanej a konjugovanej frakcie. Celkový bilirubín je zvýšený pri hepatitíde, cirhóze, hemolytických poruchách, niektorých dedičných enzýmových deficienciách a stavoch spôsobujúcich pečennú obštrukciu.

CELKOVÝ BILIRUBÍN = NEPRIAMY BILIRUBÍN + PRIAMY BILIRUBÍN

PRINCÍP METÓDY

Bilirubín a bilirubín glukuronát reaguje s diazotovanou kyselinou sulfanilovou v silne kyslom prostredí a vytvára intenzívne zafarbené diazofarivo – azobilirubín. Bilirubín glukuronát je rozpustný vo vode a reaguje priamo, bilirubín viazaný na albumín musí byť najprv hydrolyzovaný v prítomnosti Cetrimidu^{1,2,3,4,5}.

Bilirubín + diazotovaná kyselina sulfanilová $\xrightarrow{\text{Kyslé prostredie}}$ Azobilirubín

Absorbancia Azobilirubínu meraná pri 546 nm je úmerná koncentrácii celkového bilirubínu vo vzorke.

ZLOŽENIE ČINIDIEL

R1	R2
Kyselina sulfanilová 28,9 mmol/l	Dusičnan sodný 2,90 mmol/l
HCl 58,8 mmol/l	
Cetrimid 68,6 mmol/l	

ZLOŽENIE REAKČNEJ ZMESI

Kyselina sulfanilová	22,0 mmol/l
HCl	44,8 mmol/l
Cetrimid	52,2 mmol/l
Dusičnan sodný	0,55 mmol/l

PRÍPRAVA PRACOVNÝCH ROZTOKOV

Činidlá sú kvapalné, pripravené na použitie. Pred použitím nového kitu je treba načítať počet testov z RFID štítku.

POTREBNÝ MATERIÁL, ALE NEDODÁVANÝ SO SÚPRAVOU

XL MULTICAL 4×3, kat. č. XSYS0034
 XL MULTICAL 10×3, kat. č. XSYS0122
 ERBA NORM 4×5, kat. č. BLT00080
 ERBA NORM 10×5, kat. č. XSYS0123
 ERBA PATH 4×5, kat. č. BLT00081
 ERBA PATH 10×5, kat. č. XSYS0124
 Erba XL analyzátory: XL-200, kat. č. INS00002
 XL-640, kat. č. INS00008
 XL-1000, kat. č. INS00010

STABILITA A SKLADOVANIE

Neotvorené činidlá, skladované pri 2–8 °C, sú stabilné do doby expirácie vyznačenej na obale. Stabilita činidiel on-board: min. 60 dní pri 2–10 °C a bez kontaminácie.

ODBER VZORIEK A PRÍPRAVA

Odporúča sa dodržiavať ISO 15189 a laboratórne pokyny. Na odber a prípravu vzoriek používajte iba vhodné skúmavky alebo odberové nádoby. Iba nižšie uvedené vzorky boli testované a sú prijateľné:

Sérum
 Plazma: Li-heparinizovaná a K₂-EDTA plazma.
 Uvedené druhy vzoriek boli testované s vybranými typmi odberových skúmaviek, ktoré boli komerčne dostupné v danej dobe, tzn. že do testu neboli zaradené všetky typy skúmaviek od všetkých výrobcov. Systémy odberu vzoriek rôznych výrobcov môžu obsahovať rôzne materiály, ktoré môžu mať v niektorých prípadoch zásadný vplyv na výsledky. Pri spracovaní vzoriek v priamych skúmavkách (systém odberu vzoriek) dodržujte pokyny ich výrobcov.
 Pred vykonaním testu oddelte zrazeniny vo vzorkách centrifugáciou. Podrobnosti o možných obmedzeniach nájdete v sekcii Interferencie.

Stabilita v sére / plazme ⁶ :	1 deň pri	15–25 °C
	7 dní pri	4–8 °C
	6 mesiacov pri	-20 °C

Vzorky chráňte pred svetlom.
 Nepoužívajte kontaminované vzorky.

KALIBRÁCIA

Na kalibráciu sa odporúča XL MULTICAL.
 Dvojbodová kalibrácia (blank a kalibrátor); ako blank sa odporúča destilovaná voda.
 Frekvencia kalibrácie: 30 dní
 Kalibrácia je vyžadovaná:
 • pri zmene šarže reagencií
 • podľa požiadaviek interných postupov kontroly kvality
 • kalibračný interval môže byť predĺžený na základe verifikácie kalibrácie laboratória

KONTROLA KVALITY

Na kontrolu kvality sa odporúča ERBA NORM a ERBA PATH.
 Intervaly a limity kontrol by mali byť nastavené podľa požiadaviek každého jednotlivého laboratória. Získané hodnoty by mali spadať do definovaných intervalov. Každé laboratórium by malo stanoviť nápravné opatrenia, ak hodnoty prekročia definované rozmedzie.

NADVÁZNOSŤ

Metóda, kalibrátor XL MULTICAL a kontroly ERBA NORM a PATH boli štandardizované podľa referenčného materiálu NIST SRM 916.

POSTUP MERANIA A VÝPOČET

Výpočet hodnoty vo vzorke je vykonaný automaticky analyzátorom ERBA. Meracie parametre nájdete na www.erba.com.

Parametre pre ERBA XL automatické systémy

Typ merania	2-Point
Typ krivky	Lineárna
Vln. dĺžka (prim. / sek.)	546/660 nm
Odčítací čas 1	tesne pred prídavkom R2
Odčítací čas 2	10 min. po prídavku R1
Reakčný smer	vzrastajúci
Jednotka	mg/dl (μmol/l)

Objemy činidiel	
R1	200 μl
R2	50 μl
objem vzorky	12,6 μl

Poznámka: objemy činidiel a vzorky sa môžu pri jednotlivých typoch analyzátorov ERBA XL odlišovať v závislosti na minimálnom merateľnom objeme v kyvete. Pomer R1:R2:vzorka sa však nemení.

PREPOČET JEDNOTEK

mg/dl × 17,1 = μmol/l

REFERENČNÉ HODNOTY⁶⁰

Sérum:	predčasne narodené	narodené v termíne
Pupočník	<34,2	<34,2 μmol/l
0–1 deň	17–187	34–103 μmol/l
1–2 dni	103–205	103–171 μmol/l
3–5 dní	171–240	103–137 μmol/l
Dospelí		0–34 μmol/l

Odporúča sa, aby si každé laboratórium overilo rozsah referenčného intervalu pre populáciu, pre ktorú zaisťuje laboratórne vyšetrenie.

VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

Výkonnostné charakteristiky boli získané na automatickom systéme ERBA XL-640. Údaje získane vo vašom laboratóriu sa môžu od týchto hodnôt odlišovať. Údaje z iných analyzátorov ERBA sú dostupné na www.erba.com.

Výsledky získané v rôznych laboratóriách môžu byť odlišné.

Dolná medza stanoviteľnosti: 0,36 μmol/l
 Dolná medza stanoviteľnosti označuje najnižšiu merateľnú hodnotu analytu. Je vypočítaná ako stanovená aktivita zriedenej vzorky s CV <20 % (n = 30).

Linearita: 513 μmol/l
 Linearita je najvyššia nameraná aktivita s výťažnosťou ±10 % od teoretickej hodnoty.

Presnosť:

Presnosť bola stanovená použitím kontrolných materiálov podľa interného protokolu s opakovateľnosťou (n = 20) a medzilahlou presnosťou (2 alikvoty v jednom meraní, 2 merania denne, 20 dní). Boli získané nasledujúce výsledky:

Opakovateľnosť	Priemer (μmol/l)	SD (μmol/l)	CV (%)
Vzorka 1	26,6	0,12	0,44
Vzorka 2	89,8	0,47	0,53

Medzilahľá presnosť	Priemer (μmol/l)	SD (mg/dL)	CV (%)
Vzorka 1	23,4	0,46	1,96
Vzorka 2	81,4	1,61	1,98

Správnosť

Boli použité dva rôzne validované kontrolné materiály. Stanovený bias je -0,8 % pre hodnotu 28,8 μmol/l a 6,7 % pre hodnotu 77,8 μmol/l.

Porovnanie

Hodnoty BILIRUBIN TOTAL, stanovené na automatickom systéme XL-640 (y), boli porovnané s komerčne dostupným testom (x):
 Počet vzoriek (n) = 150

Lineárna regresia:
 $y = 1,014x - 0,95 \mu\text{mol/l}$ $r = 0,998$

Passing-Bablok¹¹:
 $y = 0,920x + 0,78 \mu\text{mol/l}$ $r = 0,916$

INTERFERENCIE

Kritérium: výťažnosť v rámci ±10 % počiatočnej hodnoty celkového bilirubínu vo vzorke bez interferujúcich látok.

Nasledujúce analyty neinterferujú:

hemoglobín do 12,5 g/l, triglyceridy do 850 mg/dl.

Liečivá: Pri terapeutických koncentráciách nebola pri použití bežných panelov liekov zistená žiadna interferencia s výnimkou pozitívnych interferencií Rifampicínu¹².

Obmedzenia

- Zhoršená kvalita činidiel (napríklad prekročením skladovacej teploty) môže spôsobiť nesprávne výsledky. Kvalita činidiel je monitorovaná analyzátorom ERBA XL premeriavaním maximálnej povolennej absorbancie blanku.
 - Vysoké koncentrácie hemoglobínu a triglyceridov vo vzorke môžu interferovať so stanovením celkového bilirubínu. Niektoré liečivá môžu tiež interferovať. Pozri odstavec Interferencie.

VAROVANIA A POKYNY NA BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE

Určené na *in vitro* diagnostické použitie oprávnenou a odbornou spôsobilou osobou. Akýkoľvek závažný incident, ku ktorému došlo v súvislosti s týmto prostriedkom, musí byť ohlásený výrobcovi a príslušnému orgánu krajiny, v ktorej sa používať a/alebo pacienti nachádzajú.

Identifikácia nebezpečnosti v súlade s Nariadením (EC) č. 1272/2008

R1

UF1: 0V0F-WE2R-2H7R-9P9K



Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

P260 Nevdychujte pary.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Doplnkové informácie:

EUH208 Obsahuje kyselinu sulfanilovú. Môže vyvolať alergickú reakciu.

R2

Činidlo nie je klasifikované ako nebezpečné.

NAKLADANIE S ODPADMI

Likvidácia odpadových materiálov musí prebiehať v súlade s miestnymi predpismi.



LITERATÚRA

1. Wahlefeld AW, Herz G, Bernt E. Modification of the Malloy-Evelyn method for a simple, reliable determination of total bilirubin in serum. Scand J Clin Lab Invest 29: Supplement 126: Abstract 11.12, 1972.
2. Rand RN, di Pasqua A, A new diazo method for the determination of bilirubin. Clin Chem 6: 570-578, 1962.
3. Mc Phaul L, Kershaw M, Tilque D, J.H. Eckfeldt JH, A 2,4-dichlorophenyl diazonium-based method for total bilirubin without interference from indican in uremic sera, Clin. Chem. 31: 1229-1231, 1985.
4. Dapper GM, Sundberg MW, Wu TW, Babb BE, J.R. Schaeffer JR, A diazo-based dry film for determination of total bilirubin in serum, Clin. Chem. 29: 37-41, 1983.
5. Quality of Diagnostic Samples, Recommendations of the Working Group on Preanalytical Quality of the German Society for Clinical Chemistry and Laboratory medicine, 3rd completely revised ed. 2010.
6. Balistreri WF, Shaw LM. Liver function. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders: 729-761, 1987.
7. Thomas L ed. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft: 192-202, 1998.
8. Tolman KG, Rej R. Liver function. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1125-77, 1999.
9. Dumas BT, Perry BW, Jendrzyczak B, et al. Pitfalls in the American Monitor Kit Methods for Determination of Total and Direct Bilirubin. Clin Chem 28 (11), 2305-2308, 1982.
10. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis, C.A., Ashwood, E.R., Bruns, D.E.; 5th edition, WB Saunders Comp., 2012.
11. Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin Chem Clin Biochem, Nov;26(11): 783-790, 1988.
12. Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry: recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem 2001;38:376-385

POUŽITÉ SYMBOLY



Katalógové číslo



Číslo šarže



Dátum expirácie



eIFU:
www.erba.com



Diagnostický zdravotnícky prostriedok *in vitro*




Výrobca



Obmedzenie teploty



Obsah



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
e-mail: diagnostics@erba.com, www.erba.com

CC/IFU/055/25/A

Dátum revízie: 11. 11. 2025