

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

38_2024_ Nová verze sw pro LAURA XL – 1.2.6.12

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že byla vydána nová verze softwaru pro automatický močový analyzátor LAURA XL. Tato verze sw 1.2.6.12 je k dispozici od 20.01.2025 a zahrnuje vylepšení systému a opravu bugů jako například:

- zlepšení detekce zaostření,
- zlepšení detekce chybných proužků,
- zlepšení funkce kolorimetru,
- zlepšení funkce čištění,
- odstranění funkce pro nutnou kontrolu kvality před zahájením měření. Měření QC lze stále provádět kdykoliv dle Vašich interních postupů.

Platné pro:

PŘÍSTROJ:

LAURA XL

kat. číslo: INS00065

V případě dalších otázek se na nás neváhejte obrátit.

Best regards,

Erba Lachema s.r.o.



Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 21.01.2025

Ref. No.AN_38_2024