

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

56_2025_ Rozšíření deklarovaných hodnot pro glukózu v kontrolní moči Urinorm P

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat, že došlo k rozšíření deklarovaného referenčního rozmezí u parametru glukóza v kontrolním materiálu - Urinorm P. Na základě našeho interního testování je při kontrole kvality s použitím kontrolní moče Urinorm P pro glukózu nově platné rozmezí deklarovaných hodnot: 100 – 1000 mg/dl / 5,5 – 55 mmol/l / 2+ – 4+. Souběžně dochází k aktualizaci návodu k použití kontrolní moče Urinorm. Pokud ještě nemáte k dispozici aktualizovanou verzi návodu k použití, použijte prosím jako referenční hodnoty glukózy v Urinormu P rozmezí uvedené v tomto upozornění výše.

Platné pro:

REAGENCIE:

URINORM

kat. číslo: REG00053

V případě dalších otázek se na nás neváhejte obrátit.

Kontakt: service.czech@erba.com

S pozdravem

tým Erba Lachema s.r.o.

