




MIKROBIOLOGIE

Pro mikrobiologickou diagnostiku nabízíme produktovou řadu MIKROLATEST[®], vhodné pro laboratoře v oblasti klinické mikrobiologie, potravinářství a mikrobiologie vody.



ERBA SCAN

Univerzální 12-ti kanálový reader

Produktová řada **MIKROLATEST®** je designovaná k identifikaci bakterií a kvasinek pomocí biochemických testů a detekčních proužků. Umožňuje kvantitativní stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) ATB ve vybraných panelech MIC nebo jednotlivých MIC monostripech.

K vyhodnocení výsledků slouží software **ERBA EXPERT** umožňující interpretaci a expertní analýzu mikrobiologických vzorků v souladu s mezinárodními standardy EUCAST a CLSI. Odečet je možný vizuálně nebo pomocí multikanálového fotometru **ERBA SCAN**.



Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká republika

+420 517 077 111

sales@erba.com

www.eralachema.com



Version No. PKMIKRO20252310

