



EC 90 VET

Analyzátor elektrolytů nové generace
pro veterinární testování



Kouzlo spočívá v **BIO**senzoru

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE



Inovativní technologie
biosenzoru



Přesná automatická
1 a 2-bodová kalibrace



Nenáročná údržba
spolehlivost a cenová
dostupnost




Doba analýzy 35 s
a přesnost v rámci cyklu
< 1 % CV



Typ vzorku
plná krev,
sérum, plazma,
vodný roztok



**Uživatelé definované
druhy zvířat**
13 přednastavených
druhů zvířat i možnost
přidat jeden uživatelem
definovaný druh



Děláme automatizaci dostupnou
pro laboratoře na celém světě

www.eralachema.com

Kazeta EC VET

XS plus iCa



Udržitelné

Kazety s integrovaným odpadem



Stabilní

Životnost kazety 3 měsíce



250 vzorků / 90 dní

Klíčové specifikace

Metrologické údaje	Rozlišení	Rozsah zobrazení	Reprodukovatelnost (% CV)		Psí		Kočičí		Koňský	
			V rámci cyklu	Mezi cykly	Nízká	Vysoká	Nízká	Vysoká	Nízká	Vysoká
Sérum, plazma, vodný roztok, plná krev	[mmol/L]	[mmol/L]								
Na ⁺	0.1	20–200	≤ 1	≤ 2	144	160	150	165	133	150
K ⁺	0.01	0.2–40	≤ 1	≤ 2.5	3.5	5.8	3.5	5.8	3.0	5.3
Cl ⁻	0.1	25–200	≤ 1	≤ 2.5	109	122	112	129	97	109
iCa ²⁺	0.01	0.1–6.0	≤ 0.02 SD in mmol/L	≤ 0.03 SD in mmol/L	1.25	1.50	1.13	1.38	1.50	1.79

KAT. Č.	NÁZEV PRODUKTU	BALENÍ
VET00001	EC 90 VET	Analyzátor s příslušenstvím
VET00002	Kazeta EC VET (plus verze iCa)	250 vzorků / 3 měsíce

Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
Czech Republic

✉ L.Lukaszova@erba.com
✉ sales@erba.com

www.erbalachema.com



Komplexní řešení pro klinickou diagnostiku

Verze EC90VET20251211