

URINORM™

Kontrolní moče



Analýza moče pod kontrolou

Kontrolní moče URINORM™



ANALYTY

- Specifická hmotnost
- Leucocyty
- Dusitany
- Bílkoviny
- pH
- Glukóza
- Ketony
- Bilirubin
- Urobilinogen
- Krev

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- 2 hladinový systém kontroly močové analýzy (normální a patologické hodnoty)
- Balení: 2 × 3 zkumavky po 15 ml
- Skladování 2 až 8 °C
- Stabilita kontrolních močí po prvním otevření: 1 měsíc a/nebo 10 měření
- Hotové roztoky k okamžitému použití
- Možnost 10 měření z 1 zkumavky
- Kontrolní moče jsou určeny pro diagnostické proužky PHAN® a pro všechny readery Laura®
- Rychlý výsledek (do 1 min.)

KATALOGOVÉ Č.	REG. Č.	PRODUKT	POČET V BAL.
REG00053	10010266	Urinorm	2 × 3 zkumavky

Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká Republika

Tel: +420 517 077 111

✉ sales@erba.com

www.eralachema.com

URINORM20250311

