

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

05_2026_Rekalibrace XL MULTICAL

Kat. č.:	Název	Balení (Obsah)
XSYS0034	XL MULTICAL 4x3	R1: 4 × 3 mL
XSYS0122	XL MULTICAL 10x3	R1: 10 × 3 mL

Vážení zákazníci,

S cílem neustále zlepšovat uživatelskou zkušenost a spokojenost bychom vás rádi informovali o rekalibraci a návaznosti kalibrátoru XL MULTICAL.

V rámci IVDR validačních procesů byly všechny analyty v kalibrátoru rekalibrovány s použitím nejnovějších referenčních metod / materiálů.

Signifikantní změny byly zaznamenány pouze u ALT, amylázy a kyseliny močové. Jednotlivá informativní upozornění pro tyto tři analyty, s aktualizovanými hodnotami v kalibrátoru a kontrolních sérech je možné nalézt na webových stránkách Erba:

2025_57_Reassignace alaninaminotransferasy (ALT/GPT)

2026_03_Reassignace amylasy (AMY)

2026_04_Reassignace kyseliny močové (UA)

V důsledku tohoto procesu byla provedena také úprava atestu pro XL MULTICAL. Několik analytů, které dříve měly sjednocené hodnoty (amylasa, glukosa, kyselina močová), bylo nyní rozděleno do samostatných řádků pro každou metodu stanovení.

Zároveň byly zkratky pro jednotlivé analyty upraveny tak, aby odpovídaly schváleným aplikacím v našich analyzátoch XL. Tento proces zpřehlední hodnoty v tabulce a minimalizuje riziko chyb při ručním zadávání hodnot do analyzátorů.

Na základě těchto změn byl aktualizován i dokument o návaznosti. Certifikát pro nejnovější šarži XL MULTICAL si můžete vyžádat u svého lokálního zástupce.

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Produktový tým

V Brně, 22.01.2026



Ref. No.AN_05_2026