

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

28_2026_Total Bilirubin, typ vzorku

Výrobek: Bilirubin total DCA, BIL T DCA 330
Kat. č.: XSYS0087

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali o změně akceptovatelného typu vzorku pro stanovení soupravou Bilirubin Total DCA. Přijatelné typy vzorků jsou:

- Sérum
- K₂-EDTA plazma

U dříve uváděné Li-heparin plazmy nebylo možné zajistit neinterferující koncentraci Li-heparinu (do 5 IU/ml) ve všech typech komerčně dostupných odběrových zkumavek. Z tohoto důvodu byl tento typ vzorku z návodu k použití odstraněn.

Prosím, aktualizujete si vaše návody k použití.

V případě dalších otázek se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.



Brno, 31. srpna 2026

Ref. No.AN_28_2026