

# URINORM™

Kontrollurin



Urinanalyse unter Kontrolle

# Kontrollurin URINORM™



## ANALYTEN

- Spezifisches Gewicht
- Leukozyten
- Nitrite
- Proteine
- pH
- Glucose
- Ketone
- Bilirubin
- Urobilinogen
- Blut

## PRODUKTSPEZIFIKATION

- 2-Level zur Kontrolle der Urinanalyse (normal und pathologisch)
- Packgröße: 2 x 3 Fläschchen mit 15 ml
- Bei 2 – 8 °C lagern
- Stabilität der Kontrollen nach dem 1. Öffnen: 1 Monat und/oder 10 Messungen
- Fertiglösung für den sofortigen Einsatz
- 10 Messungen mit 1 Fläschchen
- Kontrollurin für die Verwendung mit allen PHAN® Teststreifen und allen LAURA® Lesegeräten
- Schnelle Ergebnisse (innerhalb 1 Min.)

Kat. Nr.	Produkt	Menge
10010266	Urinorm	2x3 Flaschen



Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Bilder zu Repräsentationszwecken verwendet - können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**Erba Lachema s.r.o.**  
Karásek 1d, 621 00 Brno, Czech Republic  
Tel.: +420 517 077 111  
E-mail: [diagnostics@erbalachema.com](mailto:diagnostics@erbalachema.com)  
[www.erbalachema.com](http://www.erbalachema.com)



Contact info / map