



SENSILATEST

NOWOŚĆ!

Break-pointowe zestawy
do oznaczania
lekowrażliwości
na antybiotyki

www.eralachema.com

- Oparte na standardach Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości EUCAST
- Prosta interpretacja na podstawie zaleceń EUCAST
- Wizualny odczyt wyników na podstawie obecności wzrostu bakterii w studzienkach mikroplątki
- Dzielone plątki w zestawach do przeprowadzenia nawet pojedynczych badań
- Długi termin ważności
- Przechowywanie w temperaturze pokojowej

SENSILAtest G – I

SENSILAtest G – II

SENSILAtest URINE

SENSILAtest NEFERM

SENSILAtest G +

SENSILAtest STAPHY

Do oznaczania lekowrażliwości na antybiotyki

Wyniki lekowrażliwości mikroorganizmów oceniane na podstawie obecności wzrostu po upływie 18-24 godzin inkubacji (48 godzin – dla mikroorganizmów wolnorosnących)

Nośnik zawiesziny w postaci sproszkowanej częścią zestawu

6 zestawów dla różnych grup mikroorganizmów

SENSILATEST G - I

- dla bakterii z rodziny *Enterobacteriaceae*
- przeznaczony do 60 badań
- antybiotyki do leczenia mniej poważnych zakażeń
- zawiera 10 antybiotyków

SENSILATEST G - II

- dla bakterii z rodziny *Enterobacteriaceae*
- przeznaczony do 60 badań
- antybiotyki do leczenia poważnych zakażeń, przede wszystkim w przypadkach pacjentów hospitalizowanych, a także w przypadkach izolacji szczepu wieloopornościowego
- zawiera 8 antybiotyków

SENSILATEST G +

- dla gram-dodatnich bakterii rodzajów *Enterococcus* i *Streptococcus* (z wyjątkiem paciorkowców z grupy „viridans” i *Streptococcus pneumoniae*)
- przeznaczony do 40 badań
- zawiera 13 antybiotyków

SENSILATEST URINE

- dla bakterii izolowanych w przypadkach zakażeń dróg moczowych, przede wszystkim przedstawicieli z rodziny *Enterobacteriaceae*
- przeznaczony do 40 badań
- zawiera 14 antybiotyków

SENSILATEST NEFERM

- dla bakterii niefermentujących
- przeznaczony do 60 badań
- zawiera 9 antybiotyków

SENSILATEST STAPHY

- dla gronkowców
- przeznaczony do 60 badań
- zawiera 11 antybiotyków



Erba Lachema s. r. o.,
ul. Karásek 1d, 621 00 Brno, Republika Czeska
Tel.: +420 517 077 427, fax: +420 517 077 578
E-mail: diagnostics@erbalachema.com

Przedstawicielstwo w Polsce:
ul. Szamocińska 21, 61-417 Poznań
Tel. kom. +48 510 251 115, fax: +48 61 830 76 53
E-mail: tvrdon@erbalachema.com
www.erbalachema.com



Wyłączny Dystrybutor w Polsce:
P.P.H.U. BOR-POL
Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice
Tel.: (32) 270 61 35, fax: (32) 237 86 21
e-mail: borpol@borpol.com.pl
www.borpol.com.pl