



## STREPTOtest 24

### Ostateczna identyfikacja gatunków rodzajów Streptococcus i Enterococcus

- wykonanie bezodczynnikowe
- ocena: wizualna i za pomocą czytnika
- ukierunkowanie na gatunki istotne klinicznie
- aktualne nazewnictwo taksonów w matrycy identyfikacyjnej

### Zestaw zawiera:

- 10 paneli identyfikacyjnych do 40 identyfikacji
- instrukcję obsługi wraz z tabelą identyfikacyjną
- 10 PE torebek do inkubacji
- 40 formularzy do wpisywania wyników
- pokrywę z nadrukiem
- torebkę do przechowywania niezużytej płytki

Erba Lachema s.r.o., Karásek 1d, 621 00 Brno  
Tel.: +420 517 077 111, fax: +420 517 077 077  
E-mail: [diagnostics@erbalachema.com](mailto:diagnostics@erbalachema.com)

Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Szamocińska 21, 61-417 Poznań  
Tel. kom. +48 510 251 115, fax: +48 61 830 76 53  
E-mail: [tvrdon@erbalachema.com](mailto:tvrdon@erbalachema.com), [www.erbalachema.com](http://www.erbalachema.com)



# STREPTOtest 24

REF 50003529

Barevná škála  
Farebná stupnica  
Colour scale  
Цветная шкала  
Porównawcza skala barw  
Színskála  
Farbskala  
Escala de colores

MIKRO-LA-TEST®

|   |   |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 |   | H<br>NAG | G<br>LAP | F<br>bMN | E<br>GLR | D<br>bGL | C<br>bGA | B<br>aGA | A<br>PHS |
|   | + |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | - |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2 |   | H<br>ESL | G<br>INU | F<br>MAN | E<br>SOR | D<br>MLB | C<br>RIB | B<br>LAC | A<br>PUL |
|   | + |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | - |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3 |   | H<br>ARG | G<br>S06 | F<br>AMG | E<br>TGT | D<br>MLT | C<br>RAF | B<br>TRE | A<br>SOE |
|   | + |          |          |          |          |          |          |          |          |
|   | - |          |          |          |          |          |          |          |          |

BLUE POINT OF QUALITY

CE

