

## ENTEROtest 24 new

### Ostateczna identyfikacja pateczek fermentujących z rodziny **Enterobacteriaceae**

- ostateczna identyfikacja 139 gatunków z rodziny Enterobacteriaceae
- wygodny zestaw bezodczynnikowy
- 24 godzinna inkubacja w temp. 37 °C
- ocena: wizualna i za pomocą czytnika

### Zestaw zawiera:

- paski do 40 identyfikacji
- instrukcję obsługi z tabelą różnicującą
- 10 PE torebek do inkubacji
- 40 formularzy do zapisywania wyników
- torebkę do przechowywania niezużytej płytki
- pokrywę z nadrukiem
- **NOWOŚĆ**: porównawczą skalę barw

Barevná škála / Farebná stupnica / Colour scale / Цветная шкала / Porównawcza skala barw / Színskála / Farbskala / Escala de colores

1	H	G	F	E	D	C	B	A
	URE	ARG	ORN	LYS	H <sub>2</sub> S	SCI	MAL	ONP
(+)								
(-)								


2	H	G	F	E	D	C	B	A
	SAL	SOR	MLB	CEL	LAC	TRE	MAN	GLR
(+)								
(-)								

3	H	G	F	E	D	C	B	A
	DUL	ADO	ART	SUC	INO	RAF	ESL	bXY
(+)								
(-)								

MIKROTEST®

BLUE POINT OF QUALITY

## ENTEROtest 24



= Parafinový olej - Paraffin oil - Пар.масло - Olej parafinowy - Paraffinolaj - Paraffinöl - Aceite de parafina

1 = Fyziológický roztok - Saline - Физиологический раствор - Roztwór soli fizjologicznej - Fiziológias sóoldatban - Physiologische Lösung - Solución fisiológica salina