

# MIKROLA TEST®

## Zestaw bezodczynnikowy



## NEFERMtest 24 new

### Ostateczna identyfikacja bakterii niefermentujących

- ostateczna identyfikacja klinicznie najważniejszych bakterii niefermentujących, bakterii z Vibrionaceae i Aeromonadaceae
- wygodny zestaw bezodczynnikowy
- bez użycia nośnika zawiesiny
- 24 godzinna inkubacja w temp. 37°C
- ocena: wizualna i za pomocą czytnika
- bez dodatkowych testów

### Zestaw zawiera:

- paski do 40 identyfikacji
- instrukcję obsługi z tabelą różnicującą
- 10 PE torebek do inkubacji
- 40 formularzy do zapisywania wyników
- torebkę do przechowywania niezużytej płytki
- pokrywę z nadrukiem
- **NOWOŚĆ:** porównawczą skalę barw

Erba Lachema s.r.o., Karásek 1d, 621 00 Brno  
Tel.: +420 517 077 111, fax: +420 517 077 077  
E-mail: [diagnostics@erbalachema.com](mailto:diagnostics@erbalachema.com)

Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Szamocińska 21, 61-417 Poznań  
Tel. kom. +48 510 251 115, fax: +48 61 830 76 53  
E-mail: [tvrdon@erbalachema.com](mailto:tvrdon@erbalachema.com), [www.erbalachema.com](http://www.erbalachema.com)



# NEFERMtest 24

Barevná škála / Farebná stupnica / Colour scale / Цветная шкала / Porównawcza skala barw / Színskála / Farbskala / Escala de colores

1	H	G	F	E	D	C	B	A
	URE	ARG	ORN	LYS	AAM	bGL	NAG	SCI
(+)								
(-)								

2	H	G	F	E	D	C	B	A
	LAC	MAN	TRE	XYL	ARA	aGA	bGA	MAL
(+)								
(-)								


  

3	H	G	F	E	D	C	B	A
	GAL	MLT	CEL	SUC	INO	gGT	PHS	ESL
(+)								
(-)								

MIKROTEST®

BLUE POINT OF QUALITY

## NEFERMtest 24



● = Parafínový olej - Paraffin oil - Пар.масло - Olej parafinowy - Paraffinolaj - Paraffinöl - Aceite de parafina

1 = Fyzilogický roztok - Saline - Физиcтвop - Roztwór soli fizjologicznej - Fizjológias sóoldatban - Physiologische Lösung - Solucion fisiologica salina