

Zestaw bezodczynnikowy

OFtest

Nr kat.: 10010256

OFtest przeznaczony jest do szybkiego różnicowania fermentatywnego i oksydacyjnego metabolizmu glukozy.

Jednoznaczne zróżnicowanie gram-ujemnych pateczek fermentujących i nefermentujących jest podstawą dla prawidłowego wyboru zestawu ENTEROtest 16, 24 lub NEFERMtest 24.

OFtest znajduje się w studzienkach mikroptytki z możliwością ich pojedynczego odtamywania. Zasada reakcji oparta jest na zmodyfikowanym podłożu Hugh Leifsona.

Wynik odczytywany już po 2-4 godzinach skraca identyfikację w porównaniu z tradycyjną metodą o jeden dzień.

Zestaw zawiera:

- mikroptytkę z możliwością pojedynczego odtamywania studzienek ze środkiem wysuszającym, 3szt.
- instrukcję obsługi
- 3 PE woreczki do inkubacji
- 3 formularze do zapisywania wyników
- torebkę do przechowywania niezużytej płytki

Interpretacja reakcji:

	OFtest
+	
-	

Zalety zestawu:

- okres ważności do 24 miesięcy
- test bezodczynnikowy
- łatwa manipulacja i szybkie wykonanie
- oszczędność

