

# URINORM™

Mocz kontrolny



Badanie moczu pod kontrolą

# Mocz kontrolny URINORM™



## Anality

- Ciężar właściwy
- Leukocyty
- Azotyny
- Białko
- pH
- Glukoza
- Ciała ketonowe
- Bilirubina
- Urobilinogen
- Krew

## Specyfikacja produktu

- 2 poziomy kontroli badania moczu (normalny i patologiczny)
- Opakowanie: 2 x 3 probówki, po 15ml każda
- Przechowywanie w 2 do 8 °C
- Stabilność moczu kontrolnego od pierwszego otwarcia wynosi 1 miesiąc i/lub 10 pomiarów
- Gotowe do użycia roztwory z możliwością natychmiastowego zastosowania
- Możliwość 10 pomiarów z 1 probówki
- Mocz kontrolny przeznaczony dla pasków diagnostycznych PHAN® i dla wszystkich rodzajów czytników LAURA®
- Szybki wynik do 1 minuty

Nr kat.	Produkt	Ilość w op.
10010266	Urinorm	2 x 3 probówki



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.  
Zdjęcia wykorzystane wyłącznie do celów reprezentacyjnych – mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Erba Lachema s.r.o.,  
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Republika Czeska  
Tel.: +420 517 077 111, [www.erbalachema.com](http://www.erbalachema.com)

**Przedstawicielstwo w Polsce:**

Erba Polska Sp. z o.o., ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków  
Tel.: +48 510 251 115, [erbapolska@erbamannheim.com](mailto:erbapolska@erbamannheim.com)